

La linea di impianti Strong SW presenta una serie inseparabile di esperienze per coloro che cercano l'eccellenza nei risultati.

Con un'eccezionale praticità clinica, Strong SW ha una linea completa di impianti.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gli impianti Strong SW sono prodotti in titanio commercialmente puro (grado 4). La macro geometria dell'impianto è ibrida, con micro filettature cervicali e connessione protesica a esagono esterno (EE), esagono interno (EI) o cono Morse (CM). La superficie dell'impianto è moderatamente ruvida ottenuta attraverso un procedimento di attacco acido. La vite di copertura viene fornita come accessorio.

Diametri degli impianti (mm)	Lunghezza (mm)
3.5, 3.8, 3.75, 4.5, 5.0	7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15.

INDICAZIONE D'USO

Gli impianti S.I.N. sono indicati per le procedure chirurgiche nelle ossa mascellari o mandibolari che generano una piattaforma di supporto per l'installazione di componenti protesici che riceveranno un dente artificiale, ripristinando la funzione masticatoria del paziente edentulo. Possono essere utilizzati nelle procedure convenzionali (1 e 2 stadi chirurgici) e nel carico immediato (attivazione entro 48 ore) quando esiste una stabilità primaria accettabile (superiore a 45N. cm) e un carico occlusale adeguato. Possono essere utilizzati in protesi singole o multiple.

MODALITÀ D'USO

Gli impianti Strong SW sono indicati per l'installazione chirurgica in tutte le densità ossee, mascellari o mandibolari, a condizione che sia rispettata la coppia di torsione massima di inserimento (80 N.cm). In caso di superamento di tale limite, si consiglia l'uso del maschiatore prima di completare l'installazione.

INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO STRONG SW EE, EI e CONO MORSE

- Rimuovere il blister dalla confezione esterna.
- Conservare le etichette di tracciabilità fornite con il prodotto.
- In campo chirurgico sterile e dopo aver rotto il sigillo di sterilità del blister, tenere l'imballaggio primario (provetta) con la mano non dominante e aprire il coperchio.
- L'impianto rimarrà esposto all'interno del tubo per essere prelevato con il driver;
- In caso di installazione con micromotore, utilizzare il driver per contrangolo.
- Prelevare l'impianto tenendo fermo il driver e ruotando leggermente il supporto interno, cercando il perfetto ingaggio tra la connessione e l'impianto. Premere il driver sull'impianto per ottenere una migliore fissazione.
- Trasportare l'impianto fino al letto osseo.
- Se viene usato un motore chirurgico, utilizzare una coppia di torsione massima di 35N.cm e una rotazione tra 20-40 RPM.
- Preferibilmente, completare l'installazione dell'impianto con la Chiave Dinamometrica Chirurgica o una chiave a cricchetto.
- La coppia di torsione massima consigliata per l'installazione è di 80N.cm.
- La scelta tra l'installazione della vite di copertura, della vite di guarigione o delle componenti protesiche è a discrezione del professionista.
- Selezionare gli intermediari tra l'impianto e la protesi, osservandone le indicazioni e le limitazioni, secondo la letteratura applicabile.

INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO STRONG SW EE, EI e CONO MORSE CON KIT DI CHIRURGIA GUIDATA

- Rimuovere il blister della confezione esterna.
- Conservare le etichette di tracciabilità fornite con il prodotto.
- In campo chirurgico sterile e dopo aver rotto il sigillo di sterilità del blister, tenere l'imballaggio primario (provetta) con la mano non dominante e aprire il coperchio.
- L'impianto rimarrà esposto all'interno del tubo per accedere al driver;
- In caso di installazione con micromotore, utilizzare il driver per contrangolo in base alla scelta del sistema d'impianto EE, EI o CONO MORSE e osservando il diametro dell'impianto prescelto.
- Prelevare l'impianto tenendo fermo il driver e ruotando leggermente il supporto interno, cercando il perfetto ingaggio tra la connessione e l'impianto. Premere il driver sull'impianto per ottenere una migliore fissazione.
- Adattare una delle guide dell'impianto secondo il diametro dell'impianto selezionato nella rondella della guida chirurgica prototipata.
- Trasportare l'impianto fino alla guida già posizionata.
- Nel motore chirurgico, utilizzare una coppia di torsione massima di 35N.cm e una rotazione tra 20-40 RPM
- Preferibilmente, completare l'installazione dell'impianto con la chiave dinamometrica chirurgica o una chiave a cricchetto adattando alla lunghezza della chiave (corta o lunga) in base alla corona del dente adiacente e all'apertura della bocca disponibile. Ricordando che la connessione di questa chiave deve essere uguale alla chiave per contrangolo preutilizzata.
- La coppia di torsione massima consigliata per l'installazione è di 80N.cm.
- La scelta tra l'installazione della vite di copertura, della vite di guarigione o delle componenti protesiche è a discrezione del professionista.
- Selezionare gli elementi intermediari tra l'impianto e la protesi, osservandone le indicazioni e le limitazioni, secondo la letteratura applicabile.
- Il paziente deve essere informato su tutte le possibili complicanze chirurgiche, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse. Tutta la documentazione che

accompagna il prodotto deve essere messa a disposizione del cliente.

- La forma di utilizzo è inerente alla formazione del professionista che utilizzerà il materiale. Può essere utilizzato e/o applicato solo da dentisti specializzati in chirurgia/implantologia.

ATTENZIONE

Gli impianti Strong SW sono destinati a procedure specializzate che devono essere eseguite da professionisti qualificati in Implantologia. L'uso del prodotto deve essere eseguito in un ambiente chirurgico e in condizioni adatte per la salute e la sicurezza del paziente.

PRECAUZIONE

Osservare le condizioni dei tessuti intraorali, della qualità e quantità ossea del sito ricevente mediante esami radiografici e/o tomografici. La mancata esecuzione della valutazione prechirurgica può portare all'impossibilità di identificare malattie preesistenti.

- Considerare lo stato generale di salute del paziente. Lo stesso deve sottoporsi a un'analisi clinica e radiologica approfondita prima dell'intervento che valuti il proprio stato fisico e psicologico.
I pazienti che presentano fattori locali o sistemici che possono interferire nei processi di guarigione dei tessuti ossei o dei tessuti molli o nel processo di integrazione dovrebbero ricevere particolare attenzione.
- Maneggiare il materiale solo in campo sterile.
- Tutto il materiale utilizzato nella procedura deve essere sterile.
- La sterilizzazione è garantita solo se la confezione secondaria (blister) non è danneggiata. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è stato manomesso. Aprire la confezione solo al momento dell'intervento e utilizzare immediatamente il prodotto. Gli impianti non utilizzati dopo l'apertura della confezione devono essere scartati. I prodotti che hanno superato la data di scadenza non devono essere utilizzati.
- Nelle riabilitazioni a singola fase chirurgica (carico immediato) la stabilità primaria dovrebbe raggiungere almeno 45N.cm.
- L'angolo massimo consentito per gli impianti S.I.N. è di fino a 30 gradi.

- Una coppia di inserzione superiore al massimo consigliato può danneggiare il prodotto, causandone la perdita della funzione primaria.
- Osservare le condizioni di utilizzo degli strumenti chirurgici. Frese e altri strumenti con bassa potenza di taglio (affilatura insufficiente) possono generare riscaldamento durante il loro utilizzo, ostacolando il processo di osteointegrazione. Sostituire gli strumenti in caso di danni, cancellazioni, deterioramento del taglio, deformazione e usura.
- Il motore chirurgico utilizzato nella procedura deve essere regolato in base alle specifiche dell'impianto da utilizzare (coppia di torsione e RPM).
- Controllare le condizioni del motore e contrangolo prima dell'intervento. Se necessario, far eseguire dal fabbricante la manutenzione preventiva/correttiva. Le apparecchiature mal regolate possono interferire direttamente con le prestazioni del prodotto.
- Durante la procedura chirurgica e protesica utilizzare solo componenti e strumenti specificati da S.I.N. Essi dispongono di dimensioni e tolleranze specifiche per ciascun sistema d'impianto assicurando la longevità del prodotto. Componenti di altre marche o adattati ai modelli d'impianto possono ridurre la durata del sistema causando danni irreversibili.
- Il professionista deve assicurarsi che il paziente non aspiri il prodotto.
- È responsabilità del professionista utilizzare i prodotti S.I.N. in conformità con le istruzioni per l'uso, nonché determinare se il prodotto sia appropriato alla situazione individuale di ciascun paziente.
- Il paziente deve essere informato su tutte le possibili complicanze chirurgiche, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse. Tutta la documentazione che accompagna il prodotto deve essere messa a disposizione anche del cliente.
- La forma di utilizzo è inerente alla formazione del professionista che utilizzerà il materiale. Può essere utilizzato e/o applicato solo da dentisti specializzati in chirurgia/implantologia.

RACCOMANDAZIONI

S.I.N. raccomanda la pianificazione preventiva dell'intervento di installazione per gli impianti Strong SW.

Una pianificazione inadeguata e/o la mancanza di aggiustamento occlusale possono compromettere le prestazioni della combinazione impianto/protesi con

conseguenti malfunzionamenti del sistema, come perdita o frattura dell'impianto, allentamento o frattura delle Viti Protesiche.

S.I.N. sconsiglia l'installazione dell'impianto in pazienti con igiene orale inadeguata, pazienti non collaboranti e non motivati, con abuso di farmaci o alcol, psicosi, dipendenza chimica, disturbi funzionali prolungati che resistono a qualsiasi trattamento farmacologico, xerostomia, ridotte difese immunitarie, malattie che richiedono regolarmente l'uso di steroidi, malattie endocrinologiche, allergia ai farmaci, diabete mellito, anticoagulanti/diatesi emorragica, bruxismo, altre abitudini parafunzionali, abuso di tabacco, installazione nei bambini e nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

CONTROINDICAZIONE

S.I.N. non raccomanda l'installazione di impianti in pazienti che presentano: processi infiammatori o infettivi acuti di tessuti vivi, volume o qualità ossea inadeguata, residui di radici locali, gravi problemi medici come disturbi del metabolismo osseo, disturbi della coagulazione del sangue, bassa capacità di cicatrizzazione, crescita mascellare incompleta, allergia o ipersensibilità al titanio, pazienti con storia di irradiazione della testa e del collo, condizione ossea anatomicamente sfavorevole alla stabilità dell'impianto, parodontite acuta, malattie mascellari patologiche trattabili e alterazioni della mucosa orale.

EFFETTI AVVERSI

Poiché si tratta di una procedura chirurgica, il posizionamento dell'impianto può causare effetti collaterali come irritazione nel sito di impianto, lieve sanguinamento, lieve infiammazione, dolore localizzato, dolorabilità, edema ed ecchimosi. In caso di fallimento nella pianificazione o nell'esecuzione della procedura chirurgica, effetti avversi come dolore cronico, parestesia, paralisi, infezione, emorragia, fistola oro-nasale oroantrale, denti adiacenti affetti, necrosi ossea, fratture dell'impianto o protesi, perdita ossea attorno l'impianto o perdita dell'impianto (non osteointegrazione).

AVVERTENZE

Gli impianti devono ricevere componenti di geometria compatibile o componenti specifici per la tecnica della switch platform e le indicazioni di installazione. S.I.N. suggerisce una tabella di applicazione degli impianti e dei componenti in base alla regione interessata, ma spetta al chirurgo dentale, addestrato nella specialità,

la scelta e la discrezione in merito al diametro e alla lunghezza dell'impianto in relazione alla regione e all'anatomia.

S.I.N. suggerisce una tabella di applicazione degli impianti e dei componenti in base alla regione interessata, ma spetta al chirurgo dentale, addestrato nella specialità, la scelta e la discrezione in merito al diametro e alla lunghezza dell'impianto in relazione alla regione e all'anatomia.

Gli impianti S.I.N. sono progettati per resistere alla coppia di torsione massima nell'ordine di 80N.cm. Coppie di torsioni superiori a questi valori possono causare danni irreversibili, così come complicanze chirurgiche. Il Prodotto è monouso e non può essere rielaborato e/o riutilizzato. La coppia di torsione per il fissaggio degli elementi intermedi (moncone cementato, conico o mini abutment sull'impianto) è di 20N.cm. Utilizzare 32Ncm per monconi cementati ad esagono esterno. La coppia di torsione per il fissaggio dei componenti sopra gli intermedi è di 10N.cm. Non installare la vite di copertura con chiave a cricchetto o chiave dinamometrica per evitare di danneggiare l'impianto; il serraggio deve essere eseguito utilizzando una chiave manuale. Durante la manutenzione della protesi deve essere rispettato il valore di coppia di torsione raccomandato per ciascun componente. Valori diversi da quelli indicati possono danneggiare/franturare l'impianto, riducendone la durata.

TRACCIABILITÀ

Tutti i prodotti del S.I.N. – Implant System presentano numeri di lotto sequenziali che ne consentono la tracciabilità, promuovendo così una maggiore sicurezza per il professionista qualificato alla procedura. Attraverso questo numero di lotto è possibile conoscere tutto lo storico del prodotto dal processo di produzione fino al momento della distribuzione. La scheda di impianto viene fornita in 3 copie, una delle quali va consegnata al paziente.

STOCCAGGIO

Gli impianti Strong SW devono essere conservati in un luogo asciutto e fresco ad una temperatura massima di 35°C e protetti dalla luce solare diretta nella loro confezione originale non aperta e non devono essere danneggiati.

SMALTIMENTO DEI MATERIALI

Lo smaltimento dei materiali deve essere eseguito secondo le normative ospedaliere e le leggi locali.

TRASPORTO

Gli impianti Strong SW devono essere trasportati in modo appropriato per evitare cadute e immagazzinato ad una temperatura massima di 35°C, protetti dal calore e dall'umidità. Il trasporto deve essere realizzato nella confezione originale.

MANIPOLAZIONE

Gli impianti S.I.N. vengono consegnati adeguatamente imballati, sigillati e sterilizzati. Pertanto, la confezione (blister) deve essere aperta in un campo chirurgico sterile e l'impianto deve essere maneggiato solo con gli strumenti specifici disponibili nel Kit Chirurgico Strong SW e nel Kit di Chirurgia Guidata Strong SW.

STERILE R FORMA DI PRESENTAZIONE E STERILIZZAZIONE

Questo prodotto è fornito sterile e monouso (metodo di sterilizzazione: radiazione gamma) alloggiato singolarmente in una confezione che offre una tripla protezione: imballaggio terziario (cartone), confezione secondaria tipo blister (pellicola e carta per l'uso chirurgico) e confezione primaria (tubo trasparente).

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Risonanza Magnetica (RMN): la sicurezza e la compatibilità degli impianti dentali S.I.N. con l'ambiente della risonanza magnetica non sono state valutate. Non sono stati testati il riscaldamento, il dislocamento o la distorsione sofferti dagli impianti dentali S.I.N. in ambiente di risonanza magnetica. La sicurezza degli impianti dentali S.I.N. in ambienti di risonanza magnetica è sconosciuta. L'esecuzione di una risonanza magnetica su un paziente con questo dispositivo può causare danni al paziente. Prodotto esclusivo per uso odontoiatrico. In caso di incidente causato dal prodotto, il professionista deve informare immediatamente il produttore.

DATA DI SCADENZA

Le informazioni sulla data di scadenza sono riportate sull'etichetta del prodotto. Dopo l'installazione sul paziente, il prodotto deve essere monitorato dal professionista.

TABELLA 1: INDICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER REGIONE

ARCADE	POSIZIONE	DENTE	EE			EI		CM		
			Diametro	Piattaforma	Componente	Diametro	Componente	Diametro	Componente	
SUPERIORE	11	21	INCISIVO CENTRALE	Ø3,75 / Ø4,5	Ø4,1 / Ø4,5	Ø3,6/Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0
	12	22	INCISIVO LATERALE	Ø3,5 / Ø3,75	Ø3,5 / Ø4,1	Ø4,1	Ø3,8	Ø3,8	Ø3,5	Ø3,3 / Ø3,5
	13	23	CANINE	Ø3,75 / Ø4,5	Ø4,1 / Ø4,5	Ø3,6/Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	14	24	1° PRE MOLARE	Ø3,75	Ø4,1	Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	15	25	2° PRE MOLARE	Ø3,75	Ø4,1	Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	16	26	1° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,5 / Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0
	17	27	2° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0
	18	28	3° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0
INFERIORE	41	31	INCISIVO CENTRALE	Ø3,5	Ø3,5	Ø3,6	Ø3,8	Ø3,8	Ø3,5	Ø3,3 / Ø3,5
	42	32	INCISIVO LATERALE	Ø3,5	Ø3,5	Ø3,6	Ø3,8	Ø3,8	Ø3,5	Ø3,3 / Ø3,5
	43	33	CANINE	Ø3,75	Ø4,1	Ø3,6 / Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	44	34	1° PRE MOLARE	Ø3,75	Ø4,1	Ø3,6 / Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,5 / Ø5,0	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	45	35	2° PRE MOLARE	Ø3,75	Ø4,1	Ø3,6/Ø4,1	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,5	Ø3,8 / Ø4,5	Ø4,0 / Ø4,5
	46	36	1° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0	Ø4,5 / Ø5,0
	47	37	2° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0
	48	38	3° MOLARE	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0	Ø5,0

TABELLA 2: SEQUENZA DI FRESATURA DELL'IMPIANTO SW EI, EE, CONO MORSE

		1500 rpm			800 rpm				25 rpm				
		FRLD 2020 Ø 2.0	FHD 2015 Ø 2.0	FRWD 35 Ø 3.05	FRWD 38 Ø 3.3	FCWD 41 Ø 4.1	FRWD 45 Ø 4.0	FRWD 50 Ø 4.25	CMRIW 35 Ø 3.5	CMRIW 37 Ø 3.75	CMRIW 38 Ø 3.8	CMRIW 45 Ø 4.5	CMRIW 50 Ø 5.0
	3,5/3,6	•	•	•					•				
	3,8	•	•	•	•						•		
	4,1	•	•	•	•	•				•			
	4,5	•	•	•	•		•					•	
	5	•	•	•	•		•	•					•

- L'uso della vite autofilettante è facoltativo sui tipi di osso I e II, poiché si tratta di un impianto a compressione, tuttavia è necessario rispettare sempre la coppia massima.

TABELLA 3: SEQUENZA DI FRESATURA DELL'IMPIANTO SW EI, EE, CONO MORSE CON KIT DI CHIRURGIA GUIDATA

		20 RPM		400 RPM		1500 RPM	800 RPM				25 RPM				
PLAT. (mm)	DIÂM. (mm)	EM 35	EM 45	FPG 35	FPG 45	FHDG 20	FRWDG 35	FRWDG 38	FCWDG 41	FRWDG 45	CMRIWG 35	CMRIWG 35E	CMRIWG 37	CMRIWG 38	CMRIWG 45
	3.5/3.6	•		•*		•	•				•	•**			
	3.8		•		•*	•	•	•						•	
	4.1		•		•*	•	•	•	•				•		
	4.5		•		•*	•	•	•		•					•

- L'uso della vite autofilettante è facoltativo sui tipi di osso I e II, poiché si tratta di un impianto a compressione, tuttavia è necessario rispettare sempre la coppia massima.
- * L'uso della taglierina piatta è opzionale, questo strumento viene utilizzato per la pianificazione della cresta alveolare, creando una superficie stabile per la perforazione con le altre frese nel sistema.
- ** L'uso della vite autofilettante sarà solo per la pianificazione chirurgica ad anello stretto.

STERILE R	PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA	PRODUCT STERILIZED THROUGH GAMMA RAYS	PRODOTTO STERILIZZATO CON RADIAZIONI GAMMA
	NÃO REUTILIZAR	DO NOT REUSE	NON RIUTILIZZARE
	CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE USO	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
CE	MARCAÇÃO CE	CE MARK	MARCATURA CE
	MANTENHA SECO	KEEP DRY	MANTENERE ASCIUTTO
	MANTENHA AO ABRIGO DO SOL	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT	MANTENERE PROTETTO DAL SOLE
	NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED	NON UTILIZZARE SE L'IMBALLAGGIO APPARE DANNEGGIATO
	NÃO REESTERILIZE	DO NOT RESTERILIZE	NON RI-STERILIZZARE
	ATENÇÃO	CAUTION	ATTENZIONE
EC REP	REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA	AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITÀ EUROPEA
	LIMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA	UPPER LIMIT OF TEMPERATURE	LIMITE SUPERIORE DI TEMPERATURA
Rx only	ATENÇÃO: A LEI FEDERAL (EUA) LIMITA A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR OU POR ORDEM DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO.	CAUTION: FEDERAL LAW (USA) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTHCARE PRACTITIONER.	ATTENZIONE: LE LEGGI FEDERALI (USA) LIMITANO LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO DA O SULL'ORDINE DI UN PROFESSIONISTA SANITARIO CON UNA LICENZA.
	FABRICANTE	MANUFACTURER	FABBRICANTE
	DATA DE FABRICAÇÃO	DATE OF MANUFACTURE	DATA DI FABBRICAZIONE
	VALIDADE	USE-BY DATE	VALIDITÀ
REF	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	REFERENCE CODE	CODICE DI RIFERIMENTO

SVILUPPATO E FABBRICATO DA:
 **S.I.N. Sistema de Implante Nacional S/A**
 CNPJ: 04.298.106/0001-74
 Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 2445 - Vila Rio Branco CEP: 03348-060 - São Paulo - SP - Brasil

SERVIZI AL PROFESSIONISTA
 0800 770 8290 +55 (11) 2169-3000
www.sinimplantsystem.com
 e-mail: sin@sinimplante.com.br

OBELIS S.A.
 Bd. Général Wahis 53
 1030 Brussels, Belgium

CE 2460

RESPONSABILE TECNICO:
 Alessio Di Risio
 CREA-SP: 5061207169

PRODOTTO:
 Impianto / Impianti Dentali S.I.N. con Trattamento Superficiale

REGISTRAZIONE ANVISA 80108910012 e 80108910009