

Epikut^E





Evidência Científica

- › Pesquisa e desenvolvimento de produtos com renomados institutos de pesquisa:

University of Michigan – EUA
KU Leuven – Bélgica
USP – Brasil
UNESP – Brasil
UFF – Brasil
SLMandic – Brasil

Excelência na Produção

- › Grandes investimentos em atualização tecnológica do nosso parque fabril nos últimos três anos em equipamentos de última geração.
- › Produção anual de mais de 5 milhões de produtos.

Presença Global

- › Uma das maiores empresas de implantes do mercado mundial.
- › Ampla presença internacional.

- › Rigoroso controle de processos, desde a seleção da matéria-prima até a entrega do produto final, comprovado por meio de certificações nacionais e internacionais.



Conheça a nossa fábrica de sorrisos.
Escaneie o código QR com a
câmera do seu celular e faça
um tour 360° na S.I.N.

Epikut



BAIXE O APP DA S.I.N.
E VEJA EM REALIDADE AUMENTADA
APONTE A CÂMERA DO CELULAR EM DIREÇÃO A IMAGEM



Epikut PLUS

O EPIKUT PLUS foi idealizado para você que deseja ressignificar o conceito de implantes dentários. Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, aliado a melhor superfície para acelerar a osseointegração, a HAnano, o EPIKUT PLUS é a combinação perfeita para quem busca resultados superiores e com alta previsibilidade.



A COMBINAÇÃO INSUPERÁVEL DE DESIGN E SUPERFÍCIE QUE TORNAM UM IMPLANTE ÉPICO.




› Indicado para todos os tipos ósseos

A exclusiva macrogeometria que apresenta design de roscas cortantes progressivas fazem do EPIKUT o estado da arte para casos de carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração. Extremamente versátil, o EPIKUT possibilita também sua utilização nas demais situações clínicas desde que seguido o protocolo clínico de fresagem indicado.



› Cicatrização óssea acelerada

A alta hidrofília, que é gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatita, amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.



› Exclusiva superfície HAnano Plus

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a osseointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.



› Um implante diversas possibilidades

Conexões CM e HE facilitando seu dia a dia clínico.



› Praticidade clínica

Um único kit cirúrgico para a instalação da linha completa Epikut e Epikut Plus.

+ FINO + RÁPIDO + FORTE

CONHEÇA O PADRÃO OURO DE OSSEOINTEGRAÇÃO



A hidroxiapatita (HA), principal mineral presente na estrutura óssea humana, quando utilizado na superfície de implantes de titânio de maneira nanoestruturada, forma um revestimento homogêneo e estável que atua como um potente catalisador cicatricial reabsorvível que acelera e melhora as qualidades biológicas do processo de osseointegração quando comparada às superfícies convencionais.



O nanorevestimento HAnano® foi desenvolvido por pesquisadores das principais universidades de Gotemburgo, na Suécia, desde 2005. Cientistas de diversos países testaram e aprovaram sua eficácia, cujos resultados foram publicados em dezenas de artigos em revistas científicas de reconhecimento mundial.

O HAnano® é formado por nanocristais de hidroxiapatita, cujo o tamanho e forma são semelhantes aos do osso humano, em espessura de 20 nanômetros, sinterizada sobre o titânio microrrugoso, que

promove a alteração de energia de superfície, aumentando a hidrofília e fornecendo substrato que estimula uma maior adsorção proteica, adesão, proliferação e diferenciação de osteoblastos. A presença da HAnano® na superfície dos implantes EPIKUT PLUS demonstrou uma melhora da resposta cicatricial em testes moleculares de transdução de sinais, em que as proteínas envolvidas no processo cicatricial apresentaram um aumento significativo em sua concentração, demonstrando o efeito positivo deste revestimento na interação com as células pré-osteoblásticas. Da mesma forma, houve um aumento na concentração de marcadores osteogênicos importantes, como a fosfatase alcalina e a osteocalcina, em uma sinalização clara da aceleração do processo de mineralização.

Entre os aspectos mais relevantes e de grande significado clínico está a qualidade mecânica do osso que se forma ao redor desta superfície altamente hidrofílica exclusiva dos implantes EPIKUT PLUS, que é resultado do potencial iônico do revestimento HAnano®.

A imagem abaixo mostra a superfície do EPIKUT PLUS num aumento de 5.000x / 10.000x / 100.000x respectivamente. A superfície moderadamente rugosa de Ti com o PLUS de uma nanocamada de Hidroxiapatita.



Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	2.38	6.12	17.55	14.07	0.0109	1.2237	0.3738	1.0000
O K	23.65	45.76	86.13	12.54	0.0225	1.1758	0.0809	1.0000
P K	0.62	0.62	27.83	21.11	0.0049	1.0352	0.7510	1.0095
CaK	0.74	0.57	28.30	17.15	0.0080	1.0212	0.9855	1.0730
TiK	72.61	46.92	2177.66	1.66	0.6760	0.9268	1.0034	1.0014

O gráfico e tabela acima corresponde a uma análise de EDS na superfície do EPIKUT PLUS, acercando a pureza e estabilidade da superfície do implante.

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Os resultados positivos e superiores da HAnano® foram avaliados e comprovados por inúmeros estudos científicos em várias universidades reconhecidas e instituições de pesquisas mundiais. Confira alguns deles no QR Code abaixo.

O IMPACTO DE SUPERFÍCIES BIOATIVAS NOS ESTÁGIOS INICIAS DA OSSEOINTEGRAÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO IN VITRO AVALIANDO AS SUPERFÍCIES SUPER HIDROFILICAS HANANO® E SLACTIVE®.

Rodrigo A. da Silva,^{1,2,3} Geórgia da Silva Feltran,¹ Marcel Rodrigues Ferreira,¹ Patrícia Fretes Wood,¹ Fabio Bezerra,¹ and Willian F. Zambuzzi

MÓDULO DE FALHA E SOBREVIVÊNCIA DE DE COROAS ANTERIORES SUPORTADAS POR IMPLANTES ESTREITOS.

Edmara T. P. Bergamo,¹ Everardo N. S. de Araújo-Júnior,¹ Adolfo C. O. Lopes,¹ Paulo G. Coelho^{2,3,4} Abbas Zahoui,¹ Ernesto B. Benalcázar Jalkh,^{1,2} and Estevam A. Bonfante

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CLÍNICOS, HISTOLÓGICOS E NANOMÉTRICOS DE IMPLANTES INSTALADOS EM PACIENTES SAUDÁVEIS E COM SÍNDROMES METABÓLICAS.


Rodrigo Granato, Edmara T.P. Bergamo, Lukasz Witek, Estevam A. Bonfante, Charles Marin, Gregory Kurgansky, Paulo G. Coelho.

CONSIDERAÇÕES BIOMECÂNICAS MATERIAIS PARA PREVENÇÃO DE RISCOS NA TERAPIA COM IMPLANTES.

Estevam A. Bonfante¹ | Ryo Jimbo² | Lukasz Witek³ | Nick Tovar³ | Rodrigo Neiva⁴ | Andrea Torroni⁵ | Paulo G. Coelho



Microscopia eletrônica de varredura demonstrando célula osteoblástica sobre superfície HAnano®. Cortesia: Cavalcanti, JH. Tanaka, M. Bezerra, FJ. CBPF RJ.



Epikut

Recriamos o conceito do épico com o EPIKUT. Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, essa linha proporciona mais praticidade clínica, previsibilidade e alta estabilidade primária para aquele que procuram resultados superiores.




A NOVA DEFINIÇÃO DO ÉPICO.



› Macrogeometria híbrida, corpo cilíndrico e ápice cônico

Com exclusiva macrogeometria e design de roscas cortantes, o Epikut é a melhor escolha para casos de carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração, podendo também ser utilizado para todas as demais situações clínicas, sempre seguindo os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.




› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.

› Ultrarrosqueável

Perfil de roscas duplas e cortantes garantem maior velocidade de inserção do implante.



› Ápice

Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.



› Microrroscas cervicais exclusivas

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Precisão de adaptação

Com componentes protéticos exclusivos e alta resistência aos esforços.


› Fabricado em titânio grau IV Cold Worked

Metal levíssimo, muito resistente à corrosão, desgaste e a fratura.



› Mais opções de componentes protéticos para Cone Morse

Angulação Interna do Cone Morse disponível em 11,5° e 16°.



› Tratamento em toda superfície

Duplo ataque ácido em toda a superfície para o Cone Morse. Nos implantes com a conexão HE o duplo ataque ácido vai até a região cervical.

Epikut^S

CONE MORSE 16°


- › Indicado para todos os tipos de ossos, principalmente para ossos de baixa densidade, alvéolo pós-extração e carga imediata e/ou tardia.
- › Pode ser utilizado para todas as demais situações clínicas, desde que sejam seguidos os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.
- › Alta hidrofília no EPIKUT S Plus: a camada ultrafina de hidroxiapatita amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.
- › A macrogeometria exclusiva garante a precisão e agilidade na hora da cirurgia.
- › Angulação interna: 16°.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:


- › 3,5 mm - Incisivos centrais e laterais
- › 3,8 mm - Incisivos centrais superiores, caninos e pré-molares
- › 4,0 mm - Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- › 4,5 mm - Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- › 5,0 mm - Molares

- › Instalação infraóssea de 1,5 mm
- › Rotação das fresas iniciais: 1200 rpm
- › Rotação das fresas cônicas: 800 rpm
- › Rotação das fresas Countersink: 600 a 800 rpm
- › Velocidade de inserção do implante: 20 a 40 rpm
- › Torque máximo: 80 N.cm
- › Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm
- › Acompanha tampa implante de 2,0 mm

* Contra-indicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional.



Medidas Técnicas EPIKUT S 16°










Escaneie para ver
o passo a passo das
seqüências.








SEQUÊNCIA DE FRESAS EPIKUT S CONE MORSE 16º

OSSO TIPO III E IV

 Epikut S	 Epikut S Plus	 INICIAL	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5		●	●	●														
Ø3,8		●	●	●			●											
Ø4,0		●	●	●			●			●								
Ø4,5		●	●	●			●			●			●					
Ø5,0		●	●	●			●			●			●			●		

●* Uso da fresa opcional

OSSO TIPO I E II

 Epikut S	 Epikut S Plus	 INICIAL	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5		●	●		●	●*												
Ø3,8		●	●	●				●	●*									
Ø4,0		●	●	●			●				●	●*						
Ø4,5		●	●	●			●			●			●	●*				
Ø5,0		●	●	●			●			●							●	●*

●* Uso da fresa opcional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICO)


Unitária



IMPLANTE			
CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



CICATRIZADORES DE PEEK		
CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA	
CÓD.	DIÂM. (mm)
TMAIM 35C	3,5
TMAIM 45C	4,5



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA	
CÓD.	DIÂM. (mm)
TMFIM 35C	3,5
TMFIM 45C	4,5



ANÁLOGO	
CÓD.	
ANMP 3800	



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPTM 3501 - H	3,5	1,0
CPTM 3502 - H	3,5	2,0
CPTM 3503 - H	3,5	3,0
CPTM 3504 - H	3,5	4,0
CPTM 4501 - H	4,5	1,0
CPTM 4502 - H	4,5	2,0
CPTM 4503 - H	4,5	3,0
CPTM 4504 - H	4,5	4,0




ABUTMENT ANGULADO 17° CIMENTADO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AIAM 3501C-H	3,5	1,0
AIAM 3502C-H	3,5	2,0
AIAM 3503C-H	3,5	3,0
AIAM 3504C-H	3,5	4,0
AIAM 3505C-H	3,5	5,0
AIAM 4501C-H	4,5	1,0
AIAM 4502C-H	4,5	2,0
AIAM 4503C-H	4,5	3,0
AIAM 4504C-H	4,5	4,0
AIAM 4505C-H	4,5	5,0



ABUTMENT CIMENTADO RETO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AIMP 3501C-H	3,5	1,0
AIMP 3502C-H	3,5	2,0
AIMP 3503C-H	3,5	3,0
AIMP 3504C-H	3,5	4,0
AIMP 3505C-H	3,5	5,0
AIMP 4501C-H	4,5	1,0
AIMP 4502C-H	4,5	2,0
AIMP 4503C-H	4,5	3,0
AIMP 4504C-H	4,5	4,0
AIMP 4505C-H	4,5	5,0



ABUTMENT EUCLA CrCo (NÃO POSSUI ROSCA INTERNA)		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAM 3501 - H	3,5	1,0
EUCLAM 3502 - H	3,5	2,0
EUCLAM 3503 - H	3,5	3,0
EUCLAM 3504 - H	3,5	4,0
EUCLAM 4501 - H	4,5	1,0
EUCLAM 4502 - H	4,5	2,0
EUCLAM 4503 - H	4,5	3,0
EUCLAM 4504 - H	4,5	4,0



PARAFUSO DE LABORATÓRIO	
CÓD.	
PTMAML 16	
PTL 16	
Rosca de 1,6mm	



PARAFUSO DE RETENÇÃO	
CÓD.	
PT 16	
Rosca de 1,6mm	

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)


EPIKUT S 16°

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (DIGITAL)

Parafusada



EPIKUT S 16°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

SEQUÊNCIA ABUTMENT UNIVERSAL (ANALÓGICO E DIGITAL)

Protése Cimentada Unitária



IMPLANTE			
CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



CICATRIZADORES DE PEEK		
CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



ABUTMENT UNIVERSAL CIMENTADO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AIM 33401C	3,3	4,0	1,0
AIM 33402C	3,3	4,0	2,0
AIM 33403C	3,3	4,0	3,0
AIM 33404C	3,3	4,0	4,0
AIM 33405C	3,3	4,0	5,0
AIM 33601C	3,3	6,0	1,0
AIM 33602C	3,3	6,0	2,0
AIM 33603C	3,3	6,0	3,0
AIM 33604C	3,3	6,0	4,0
AIM 33605C	3,3	6,0	5,0
AIM 45401C	4,5	4,0	1,0
AIM 45402C	4,5	4,0	2,0
AIM 45403C	4,5	4,0	3,0
AIM 45404C	4,5	4,0	4,0
AIM 45405C	4,5	4,0	5,0
AIM 45601C	4,5	6,0	1,0
AIM 45602C	4,5	6,0	2,0
AIM 45603C	4,5	6,0	3,0
AIM 45604C	4,5	6,0	4,0
AIM 45605C	4,5	6,0	5,0



ABUTMENT UNIVERSAL ANGULADO 17° CIMENTADO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)
AAIM 331741C	3,3	1,5	4,0
AAIM 331742C	3,3	2,5	4,0
AAIM 331743C	3,3	3,5	4,0
AAIM 331761C	3,3	1,5	6,0
AAIM 331762C	3,3	2,5	6,0
AAIM 331763C	3,3	3,5	6,0
AAIM 451741C	4,5	1,5	4,0
AAIM 451742C	4,5	2,5	4,0
AAIM 451743C	4,5	3,5	4,0
AAIM 451761C	4,5	1,5	6,0
AAIM 451762C	4,5	2,5	6,0
AAIM 451763C	4,5	3,5	6,0

1

2

20 N.cm

10 N.cm

1

1



TRANSFERENTE EM POLIACETAL			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	COR
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul



ANÁLOGO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3,3	4,0
ASIT 3360	3,3	6,0
ASIT 4540	4,5	4,0
ASIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO PROVISÓRIO EM ACRÍLICO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL		
CÓD.	DIÂM (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340	3,3	4,0
JBSIT 3360	3,3	6,0
JBSIT 4540	4,5	4,0
JBSIT 4560	4,5	6,0




ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL		
CÓD.	DIÂM (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3,3	4,0
ADUA 3360	3,3	6,0
ADUA 4540	4,5	4,0
ADUA 4560	4,5	6,0


CHAVES



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)



Chave Contra Ângulo Hex. 0.9mm Média (CTH 0924)



Chave Catraca Hex 0.9 Curta (CCH 0920)



Chave Catraca Hex 0.9 Longa (CCH 0924)

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

EPIKUT S 16°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0

20 N.cm

MINI-ABUTMENT RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 4801 C	4,8	1,0
MAM 4802 C	4,8	2,0
MAM 4803 C	4,8	3,0
MAM 4804 C	4,8	4,0

20 N.cm

MINI-ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ÂNG.
MAAM 4802I	4,8	2,0	17°
MAAM 4803I	4,8	3,0	17°
MAAM 4804I	4,8	4,0	17°
MAAM 4832I	4,8	2,0	30°
MAAM 4833I	4,8	3,0	30°
MAAM 4834I	4,8	4,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm

1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855

Perfil de 5,0 mm

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

1

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

1

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

2

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)

3

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Média (CTHA 1224)

3

Chave Catraca Hex. 1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)

3

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CHTMA 24)

1

ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800

1

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto - Indicador para solda a laser.
PTM 4800-2	Para MA angulado

1

CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo

CÓD.

CPM 4800-3	Plástico/MA reto
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto/ Para MA reto
CPM 4800-2	Plástico/Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto/ Para MA angulado

1

PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01

1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Longo	1,4

1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	COMP. (mm)
PRH 20	2,0
PRH 30	3,0

Para MA angulado

Para MA reto

1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA

1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC

1

ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA

1

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0

1

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional


SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

MICRO-MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE			
CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0



MICRO-MINI ABUTMENT		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 3301	3,5	1,0
MAM 3302	3,5	2,0
MAM 3303	3,5	3,0
MAM 3304	3,5	4,0



PROTECTOR DE ABUTMENT
CÓD. PMM 33



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA
CÓD. TMM 33
TMM 3306

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA
CÓD. TMMF 33
TMMF 3306

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)


Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)




- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, parciais ou totais parafusadas




SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

OVERDENTURE BARRA-CLIP (MINI ABUTMENT)
(ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE			
CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0

CHAVES



- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE			
CÓD. EPIKUT S	CÓD. EPIKUT S PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILM 3585	ILM 3585N	3,5	8,5
ILM 3510	ILM 3510N	3,5	10,0
ILM 3511	ILM 3511N	3,5	11,5
ILM 3513	ILM 3513N	3,5	13,0
ILM 3515	ILM 3515N	3,5	15,0
ILM 3885	ILM 3885N	3,8	8,5
ILM 3810	ILM 3810N	3,8	10,0
ILM 3811	ILM 3811N	3,8	11,5
ILM 3813	ILM 3813N	3,8	13,0
ILM 3815	ILM 3815N	3,8	15,0
ILM 4085	ILM 4085N	4,0	8,5
ILM 4010	ILM 4010N	4,0	10,0
ILM 4011	ILM 4011N	4,0	11,5
ILM 4013	ILM 4013N	4,0	13,0
ILM 4015	ILM 4015N	4,0	15,0
ILM 4585	ILM 4585N	4,5	8,5
ILM 4510	ILM 4510N	4,5	10,0
ILM 4511	ILM 4511N	4,5	11,5
ILM 4513	ILM 4513N	4,5	13,0
ILM 4515	ILM 4515N	4,5	15,0
ILM 5085	ILM 5085N	5,0	8,5
ILM 5010	ILM 5010N	5,0	10,0
ILM 5011	ILM 5011N	5,0	11,5
ILM 5013	ILM 5013N	5,0	13,0
ILM 5015	ILM 5015N	5,0	15,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



ABUTMENT EQUATOR MT 16°		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AECM 3501	3,5	1,0
AECM 3502	3,5	2,0
AECM 3503	3,5	3,0
AECM 3504	3,5	4,0
AECM 3505	3,5	5,0
AECM 3506	3,5	6,0



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Curta (CTQ 20)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Média (CTQ 24)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Curta (CQTM 20)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10	
CÓD.	DIÂM
100 DP	1,6 mm



ENCAIXE EM TITÂNIO
CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10	
CÓD.	DIÂM
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX
CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARELA	
CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retenção extra suave (0,6 KG)



CÁPSULA ROSA	
CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retenção suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE	
CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retenção padrão (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA	
CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retenção forte (2,7 kg)



CÁPSULA PRETA	
CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabalho



CÓD.	CARACTERÍSTICA
CCE 01	Pack de cápsulas (composto por 1 unidade do item 140 CEV; 1 unidade do item 140 CEN e 2 unidades do item 140 CET)



CÓD.	CARACTERÍSTICA
485 IC	Chave para inserção e extração de cápsulas de retenção

* Sequência analógica

* Sequência digital

* Parafuso sextavado

* Componente antirrotacional

* Parafuso quadrado

* Parafuso de abutment

* Componente rotacional

Epikut^S

CONE MORSE 16°LONG

- Indicado para colocação cirúrgica intraoral na maxila, de preferência em ossos tipo III e IV (ossos de baixa densidade), para casos de edentulismo total, carga imediata e tardia.
- Alta hidrofília no EPIKUT S PLUS: a camada ultrafina de hidroxiapatita aumenta a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração
- Sua macrogeometria exclusiva garante precisão e agilidade no momento da cirurgia.
- Angulação interna: 16°.


INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,8 mm - Região anterior
 - 4,0 mm - Região anterior e posterior
 - 4,5 mm - Região posterior
- Instalação infraóssea
 - Rotação das fresas iniciais: 1200 rpm
 - Rotação das fresas cônicas: 800 rpm
 - Velocidade de inserção do implante: 20 a 40 rpm
 - Torque máximo: 80 N.cm
 - Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm.

* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional.


SEQUÊNCIA DE FRESAS EPIKUT S LONG CONE MORSE 16°

OSSO TIPO I E II

						
Epikut S Long	Epikut S Long Plus	INICIAL FRLL 20	Ø2.0 FRHL 20	Ø3.8 FRCEL 38	Ø4.0 FRCEL 40	Ø4.5 FRCEL 45
Ø3,8		●	●	●*		
Ø4,0		●	●	●	●*	
Ø4,5		●	●	●	●	●*

●* Uso da fresa opcional

Medidas Técnicas
EPIKUT S LONG 16°




Escaneie para ver o passo a passo das sequências.



SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE LONG 16º

MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO
(ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses parciais ou totais parafusadas



EPIKUT S LONG 16°

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

Epikut

CONE MORSE 11,5°


- › Indicado para todos os tipos de ossos, principalmente para ossos de baixa densidade, alvéolo pós-extração e carga imediata e/ou tardia.
- › Pode ser utilizado para todas as demais situações clínicas, desde que sejam seguidos os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.
- › Alta hidrofilia no EPIKUT Plus: a camada ultrafina de hidroxiapatita amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.
- › A macrogeometria exclusiva garante a precisão e agilidade na hora da cirurgia.
- › Componentes compatíveis com a linha Strong SWC.
- › Angulação interna: 11,5°.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- › 3,5 mm - Incisivos centrais e laterais
- › 3,8 mm - Incisivos centrais, laterais, caninos e pré-molares
- › 4,0 mm - Incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares
- › 4,5 mm - Incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares
- › 5,0 mm - Molares


- › Instalação infraóssea de 1,5 mm
- › Rotação das fresas iniciais: 1200 rpm
- › Rotação das fresas cônicas: 800 rpm
- › Rotação das fresas Countersink: 600 a 800 rpm
- › Velocidade de inserção do implante: 20 a 40 rpm
- › Torque máximo: 80 N.cm
- › Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm
- › Acompanha tampa implante de 2,0 mm

* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional.



Medidas técnicas

EPIKUT CONE MORSE 11,5°








Escaneie para ver
o passo a passo das
seqüências.










SEQUÊNCIAS DE FRESAS EPIKUT CONE MORSE 11,5º

OSSO TIPO III E IV

 Epikut Epikut Plus		 INICIAL FL 20	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5		●	●	●														
Ø3,8		●	●	●			●											
Ø4,0		●	●	●			●			●								
Ø4,5		●	●	●			●			●			●					
Ø5,0		●	●	●			●			●			●			●		

●* Uso da fresa opcional

OSSO TIPO I E II


 Epikut Epikut Plus		 INICIAL FL 20	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5		●	●		●	●*												
Ø3,8		●	●	●				●	●*									
Ø4,0		●	●	●			●				●	●*						
Ø4,5		●	●	●			●			●			●	●*				
Ø5,0		●	●	●			●			●							●	●*

●* Uso da fresa opcional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICO E DIGITAL)

Parafusada



IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0

CICATRIZADORES DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5

CICATRIZADORES DE PEEK		
CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA	
CÓD.	
TMAMU	

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA	
CÓD.	
TMFMU	

JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°	
CÓD.	
JBUCM	

JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°	
CÓD.	
JBUCMC	

ANÁLOGO	
CÓD.	
ANMU	

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPTMU 3501-H	3,5	1,0
CPTMU 3502-H	3,5	2,0
CPTMU 3503-H	3,5	3,0
CPTMU 3504-H	3,5	4,0
CPTMU 4501-H	4,5	1,0
CPTMU 4502-H	4,5	2,0
CPTMU 4503-H	4,5	3,0
CPTMU 4504-H	4,5	4,0

ANÁLOGO DIGITAL CM 11.5°	
CÓD.	
ADCMU	

ABUTMENT EUCLA		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAMU 3501-H	3,8	1,0
EUCLAMU 3502-H	3,8	2,0
EUCLAMU 3503-H	3,8	3,0
EUCLAMU 3504-H	3,8	4,0
EUCLAMU 4501-H	4,5	1,0
EUCLAMU 4502-H	4,5	2,0
EUCLAMU 4503-H	4,5	3,0
EUCLAMU 4504-H	4,5	4,0

INTERFACE TITANIO CM 11,5° SIRONA	
PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICMU 0804	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICMU 2004	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0

INTERFACE TITÂNIO CM 11,5°			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMUT 0504	0.5X4	0,5	4,0
ICMUT 0506	0.5X6	0,5	6,0
ICMUT 2004	2.0X4	2,0	4,0
ICMUT 2006	2.0X6	2,0	6,0
ICMUT 3004	3.0X4	3,0	4,0
ICMUT 3006	3.0X6	3,0	6,0

PARAFUSO DE RETENÇÃO	
CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 18	1,8

PARAFUSO DE RETENÇÃO	
CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 1816	1,8

CHAVES

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

EPIKUT CM 11,5°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - ABUTMENT UNIVERSAL (ANALÓGICO E DIGITAL)
Unitária cimentada



IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



CICATRIZADORES DE PEEK		
CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0



ABUTMENT UNIVERSAL ANGULADO					
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MENOR (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO MAIOR (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ANGULAÇÃO
APASIT 341715	3,3	1,5	2,6	4,0	17°
APASIT 341725	3,3	2,5	3,6	4,0	17°
APASIT 341735	3,3	3,5	4,6	4,0	17°
APASIT 343015	3,3	1,5	3,15	4,0	30°
APASIT 343025	3,3	2,5	4,15	4,0	30°
APASIT 343035	3,3	3,5	5,15	4,0	30°
APASIT 361715	3,3	1,5	2,6	6,0	17°
APASIT 361725	3,3	2,5	3,6	6,0	17°
APASIT 361735	3,3	3,5	4,6	6,0	17°
APASIT 363015	3,3	1,5	3,15	6,0	30°
APASIT 363025	3,3	2,5	4,15	6,0	30°
APASIT 363035	3,3	3,5	5,15	6,0	30°
APASIT 441715	4,5	1,5	3,0	4,0	17°
APASIT 441725	4,5	2,5	4,0	4,0	17°
APASIT 441735	4,5	3,5	5,0	4,0	17°
APASIT 443015	4,5	1,5	3,75	4,0	30°
APASIT 443025	4,5	2,5	4,75	4,0	30°
APASIT 443035	4,5	3,5	5,75	4,0	30°
APASIT 461715	4,5	1,5	3,0	6,0	17°
APASIT 461725	4,5	2,5	4,0	6,0	17°
APASIT 461735	4,5	3,5	5,0	6,0	17°
APASIT 463015	4,5	1,5	3,75	6,0	30°
APASIT 463025	4,5	2,5	4,75	6,0	30°
APASIT 463035	4,5	3,5	5,75	6,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 0,9 mm.

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

2

Chave Contra Ângulo Hex. 0.9mm Média (CTH 0924)

Chave Catraca Hex. 0.9mm Curta (CCH 0920)

Chave Catraca Hex. 0.9mm Longa (CCH 0924)



ABUTMENT UNIVERSAL RETO COM PARAFUSO PASSANTE			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
APSIT 334008	3,3	4,0	0,8
APSIT 334015	3,3	4,0	1,5
APSIT 334025	3,3	4,0	2,5
APSIT 334035	3,3	4,0	3,5
APSIT 334045	3,3	4,0	4,5
APSIT 334055	3,3	4,0	5,5
APSIT 336008	3,3	6,0	0,8
APSIT 336015	3,3	6,0	1,5
APSIT 336025	3,3	6,0	2,5
APSIT 336035	3,3	6,0	3,5
APSIT 336045	3,3	6,0	4,5
APSIT 336055	3,3	6,0	5,5
APSIT 454008	4,5	4,0	0,8
APSIT 454015	4,5	4,0	1,5
APSIT 454025	4,5	4,0	2,5
APSIT 454035	4,5	4,0	3,5
APSIT 454045	4,5	4,0	4,5
APSIT 454055	4,5	4,0	5,5
APSIT 456008	4,5	6,0	0,8
APSIT 456015	4,5	6,0	1,5
APSIT 456025	4,5	6,0	2,5
APSIT 456035	4,5	6,0	3,5
APSIT 456045	4,5	6,0	4,5
APSIT 456055	4,5	6,0	5,5

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 0,9 mm.



ABUTMENT UNIVERSAL RETO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AI SIT 334008	3,3	4,0	0,8
AI SIT 334015	3,3	4,0	1,5
AI SIT 334025	3,3	4,0	2,5
AI SIT 334035	3,3	4,0	3,5
AI SIT 334045	3,3	4,0	4,5
AI SIT 334055	3,3	4,0	5,5
AI SIT 336008	3,3	6,0	0,8
AI SIT 336015	3,3	6,0	1,5
AI SIT 336025	3,3	6,0	2,5
AI SIT 336035	3,3	6,0	3,5
AI SIT 336045	3,3	6,0	4,5
AI SIT 336055	3,3	6,0	5,5
AI SIT 454008	4,5	4,0	0,8
AI SIT 454015	4,5	4,0	1,5
AI SIT 454025	4,5	4,0	2,5
AI SIT 454035	4,5	4,0	3,5
AI SIT 454045	4,5	4,0	4,5
AI SIT 454055	4,5	4,0	5,5
AI SIT 456008	4,5	6,0	0,8
AI SIT 456015	4,5	6,0	1,5
AI SIT 456025	4,5	6,0	2,5
AI SIT 456035	4,5	6,0	3,5
AI SIT 456045	4,5	6,0	4,5
AI SIT 456055	4,5	6,0	5,5



TRANSFERENTE EM POLIACETAL			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	COR
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul



ANÁLOGO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3,3	4,0
ASIT 3360	3,3	6,0
ASIT 4540	4,5	4,0
ASIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO PROVISÓRIO EM ACRÍLICO		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	
JBSIT 3340	3,3	4,0	⊗
JBSIT 3360	3,3	6,0	⊗
JBSIT 4540	4,5	4,0	⊗
JBSIT 4560	4,5	6,0	⊗



ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3,3	4,0
ADUA 3360	3,3	6,0
ADUA 4540	4,5	4,0
ADUA 4560	4,5	6,0

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- *Parafuso sextavado
- *Componente antirrotacional
- *Parafuso quadrado
- *Parafuso de abutment
- *Componente rotacional

EPIKUT CM 11,5°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

(ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total parafusada



IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0



ABUTMENT MULTIFUNCIONAL		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AMCMU 4808	4,8	0,8
AMCMU 4815	4,8	1,5
AMCMU 4825	4,8	2,5
AMCMU 4835	4,8	3,5
AMCMU 4845	4,8	4,5
AMCMU 4855	4,8	5,5

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,6 mm.



PROTETOR DE ABUTMENT
CÓD.
PAM 48

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.6mm Curta (CTH 1620)


Chave Contra Ângulo Hex. 1.6mm Média (CTH 1624)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Catraca Hex.1.6mm Curta (CCH 1620)

Chave Catraca Hex.1.6mm Média (CCH 1624)



EPIKUT CM 11,5°

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MINI ABUTMENT

(ANALÓGICO E DIGITAL)

Prótese múltipla parcial ou Total parafusada



IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0

2

20 N.cm

MINI ABUTMENT RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5

3

20 N.cm

MINI ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm.

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 20)

3

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800

ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800

1

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-2 Para MA angulado
PTM 4800-3 Para MA reto

PROTECTOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01

1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PL 1405 curto
PTMA 13-1 longo

1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	ALT. (mm)
PRH 20	2,0 Para MA Angulado
PRH 30	3,0 Para MA Reto

1

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2 Para MA angulado
CPM 4800-3 Para MA reto
CLEM 4800-2 Cromo Cobalto Para MA angulado
CLEM 4800-3 Cromo Cobalto Para MA reto

1

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0

1

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA

ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA

1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

EPIKUT CM 11,5°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MICRO MINI ABUTMENT

(ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total parafusada




IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0

MICRO MINI ABUTMENT		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MMAM 3308	3,5	0,8
MMAM 3315	3,5	1,5
MMAM 3325	3,5	2,5
MMAM 3335	3,5	3,5
MMAM 3345	3,5	4,5

PROTETOR DE ABUTMENT	
CÓD.	
PMM 33	

CHAVES

1		Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)		Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)
		Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)		Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)
		Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)		
2		Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)		Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)
				Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)



- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

EPIKUT CM 11,5°

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

OVERDENTURE BARRA-CLIP COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MINI ABUTMENT
(ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0



MIN ABUTMENT RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5



MINI ABUTMENT ANGULADO INDEX


CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm.


CHAVES



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)




Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)




Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)




Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CHTMA 24)

EPIKUT CM 11,5°

* Sequência analógica
* Sequência digital

- *Parafuso sextavado
- *Componente antirrotacional
- *Parafuso quadrado
- *Parafuso de abutment
- *Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE

CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)
ILCM 3585	ILCM 3585N	3,5	8,5
ILCM 3510	ILCM 3510N	3,5	10,0
ILCM 3511	ILCM 3511N	3,5	11,5
ILCM 3513	ILCM 3513N	3,5	13,0
ILCM 3515	ILCM 3515N	3,5	15,0
ILCM 3885	ILCM 3885N	3,8	8,5
ILCM 3810	ILCM 3810N	3,8	10,0
ILCM 3811	ILCM 3811N	3,8	11,5
ILCM 3813	ILCM 3813N	3,8	13,0
ILCM 3815	ILCM 3815N	3,8	15,0
ILCM 4085	ILCM 4085N	4,0	8,5
ILCM 4010	ILCM 4010N	4,0	10,0
ILCM 4011	ILCM 4011N	4,0	11,5
ILCM 4013	ILCM 4013N	4,0	13,0
ILCM 4015	ILCM 4015N	4,0	15,0
ILCM 4585	ILCM 4585N	4,5	8,5
ILCM 4510	ILCM 4510N	4,5	10,0
ILCM 4511	ILCM 4511N	4,5	11,5
ILCM 4513	ILCM 4513N	4,5	13,0
ILCM 4515	ILCM 4515N	4,5	15,0
ILCM 5085	ILCM 5085N	5,0	8,5
ILCM 5010	ILCM 5010N	5,0	10,0
ILCM 5011	ILCM 5011N	5,0	11,5
ILCM 5013	ILCM 5013N	5,0	13,0
ILCM 5015	ILCM 5015N	5,0	15,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



CICATRIZADORES DE PEEK


CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0



ABUTMENT EQUATOR CM 11,5°

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AEUM 3508	3,5	0,8
AEUM 3515	3,5	1,5
AEUM 3525	3,5	2,5
AEUM 3535	3,5	3,5
AEUM 3545	3,5	4,5
AEUM 3555	3,5	5,5


CHAVES



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)



Chave Contra Ângulo Quadr. 1.3mm Curta (CTQ 20)



Chave Contra Ângulo Quadr. 1.3mm Média (CTQ 24)



Chave Contra Ângulo Quadr. 1.3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca Quadr. 1.3mm Curta (CQTM 20)



Chave Catraca Quadr. 1.3mm Média (CQTM 24)



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	DIÂM
100 DP	1,6 mm



ENCAIXE EM TITÂNIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	DIÂM
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARELA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retenção extra suave (0,6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retenção suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retenção padrão (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retenção forte (2,7 kg)



CÁPSULA PRETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabalho



CÓD. **CARACTERÍSTICA**

CCE 01 Pack de cápsulas (composto por 1 unidade do item 140 CEV; 1 unidade do item 140 CEN e 2 unidades do item 140 CET)



CÓD. **CARACTERÍSTICA**

485 IC Chave para inserção e extração de cápsulas de retenção

* Sequência analógica

* Sequência digital

* Parafuso sextavado

* Componente antirrotacional

* Parafuso quadrado

* Parafuso de abutment

* Componente rotacional

EPIKUT CM 11,5°

Epikut

CONE MORSE 11,5° LONG

- › Indicado para colocação cirúrgica intraoral na maxila, de preferência em ossos tipo III e IV (ossos de baixa densidade), para casos de edentulismo total, carga imediata e tardia.
- › Indicado para casos de maxilas totalmente edêntulas, especialmente em ossos de baixa densidade (ossos tipo III e IV).
- › Alta hidrofília no EPIKUT PLUS: a camada ultrafina de hidroxiapatita aumenta a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.
- › Sua macrogeometria exclusiva garante precisão e agilidade no momento da cirurgia.
- › Angulação interna: 11,5°.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:



- › 3,8 mm - Região Anterior
- › 4,0 mm - Região Anterior e posterior
- › 4,5 mm - Região posterior

- › Rotação das fresas iniciais: 1200 rpm
- › Rotação das fresas cônicas: 800 rpm
- › Velocidade de inserção do implante: 20 a 40 rpm
- › Torque máximo: 80 N.cm
- › Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm

*Dependendo da espessura óssea residual disponível


SEQUÊNCIA DE FRESAGEM EPIKUT LONG CONE MORSE 11,5°

OSSO TIPO I E II

						
Epikut Long	Epikut Long Plus	INICIAL	Ø2.0	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5
		FRLL 20	FRHL 20	FRCEL 38	FRCEL 40	FRCEL 45
Ø3,8		●	●	●*		
Ø4,0		●	●	●	●*	
Ø4,5		●	●	●	●	●*

●* Uso da fresa opcional

Medidas técnicas EPIKUT LONG 11,5°



Escaneie para ver o passo a passo das sequências.



SEQUÊNCIA PROTÉTICA LONG CONE MORSE 11,5°

MINI ABUTMENT (ANALÓGICO E DIGITAL)
Próteses Múltiplas parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE			
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ILCM 3818	ILCM 3818N	3,8	18,0
ILCM 3820	ILCM 3820N	3,8	20,0
ILCM 3822	ILCM 3822N	3,8	22,0
ILCM 3824	ILCM 3824N	3,8	24,0
ILCM 4018	ILCM 4018N	4,0	18,0
ILCM 4020	ILCM 4020N	4,0	20,0
ILCM 4022	ILCM 4022N	4,0	22,0
ILCM 4024	ILCM 4024N	4,0	24,0
ILCM 4518	ILCM 4518N	4,5	18,0
ILCM 4520	ILCM 4520N	4,5	20,0
ILCM 4522	ILCM 4522N	4,5	22,0
ILCM 4524	ILCM 4524N	4,5	24,0



20 N.cm

MINI ABUTMENT RETO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	
MAMU 4808	4,8	0,8	
MAMU 4815	4,8	1,5	
MAMU 4825	4,8	2,5	
MAMU 4835	4,8	3,5	
MAMU 4845	4,8	4,5	
MAMU 4855	4,8	5,5	



20 N.cm

MINI ABUTMENT - ANGULADO INDEX			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ÂNG.
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

*Use a chave hexagonal de 1,2 mm

CHAVES



1



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



2



Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



3



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Média (CTHA 1224)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CHTMA 24)

57



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800



CÓD.

ANMA 4800



1

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-2 Para MA Angulado
PTM 4800-3 Para MA Reto



1

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2 Para MA Angulado
CPM 4800-3 Para MA Reto
CLEM 4800-2 Cromo-cobalto Para MA Angulado
CLEM 4800-3 Cromo-cobalto Para MA Reto



CÓD.

PPM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PL 1405 Curto
PTMA 13-1 Longo



1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.

PRH 20

ALT. (mm)

2,0

Para MA Angulado



1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.

PRH 30

ALT. (mm)

3,0

Para MA Reto



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



CÓD.

ADMA



1

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



1

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

EPIKUT LONG CM 11,5°

Epikut

HEXÁGONO EXTERNO


- › Conexão hexalobular: chave não trava e suporta maior torque, não deformando a conexão.
- › Possibilita a técnica de Plataforma Switching.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- › 3,5 mm - Incisivos centrais e laterais
- › 3,75 mm - Incisivos centrais, caninos e pré-molares
- › 4,0 mm - Incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares
- › 4,5 mm - Incisivos centrais, caninos, pré-molares e molares
- › 5,0 mm - Molares


- › Instalação a nível ósseo
- › Rotação das fresas iniciais: 1200 rpm
- › Rotação das fresas cônicas: 800 rpm
- › Rotação das fresas Countersink: 600 a 800 rpm
- › Velocidade de inserção do implante: 20 a 40 rpm
- › Torque máximo: 80 N.cm
- › Carga imediata*: torque recomendado de 45 a 80 N.cm
- › Carga tardia: torque até 45 Ncm

* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional.



Medidas técnicas

EPIKUT HEXÁGONO EXTERNO






Escaneie para ver
o passo a passo das
seqüências.





SEQUÊNCIAS DE FRESAS EPIKUT HEXÁGONO EXTERNO

OSSO TIPO III E IV

 Epikut Plus	 INICIAL FL 20	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5	•	•	•														
Ø3,75	•	•	•			•											
Ø4,0	•	•	•			•			•								
Ø4,5	•	•	•			•			•			•					
Ø5,0	•	•	•			•			•			•			•		

OSSO TIPO I E II

 Epikut Plus	 INICIAL FL 20	 Ø2.0 FH 20	 Ø3.5 FRCE 35S	 Ø3.5H FRCE 35H	 Countersink Ø3.5H FRCT 35	 Ø3.8 FRCE 38S	 Ø3.8H FRCE 38H	 Countersink Ø3.8H FRCT 38	 Ø4.0 FRCE 40S	 Ø4.0H FRCE 40H	 Countersink Ø4.0H FRCT 40	 Ø4.5 FRCE 45S	 Ø4.5H FRCE 45H	 Countersink Ø4.5H FRCT 45	 Ø5.0 FRCE 50S	 Ø5.0H FRCE 50H	 Countersink Ø5.0H FRCT 50
Ø3,5	•	•		•	•												
Ø3,75	•	•	•				•				•						
Ø4,0	•	•	•			•				•	•						
Ø4,5	•	•	•			•			•			•	•	•			
Ø5,0	•	•	•			•			•							•	•

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICO)

Unitária ou Múltipla



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3,6	1,0	3,6
TI 3602	3,6	2,0	3,6
CIHE 3602	4,0	2,0	3,6
CIHE 3604	4,0	4,0	3,6
CIHE 3606	4,0	6,0	3,6
CI 4102	4,1	2,0	4,1
CI 4104	4,1	4,0	4,1
CI 3602	5,0	2,0	3,6
CI 4152	5,0	2,0	4,1
CI 3604	5,0	4,0	3,6
CI 4154	5,0	4,0	4,1
CI 3606	5,0	6,0	3,6
CI 4156	5,0	6,0	4,1
CI 4158	5,0	8,0	4,1
CI 5052	5,5	2,0	5,0
CI 5054	5,5	4,0	5,0
CI 5056	5,5	6,0	5,0
CI 5058	5,5	8,0	5,0



CICATRIZADORES DE PEEK			
CÓD.	DIÂM. DA PLAT. (mm)	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3,6	5,0	5,0
CPHE 3508	3,6	8,0	5,0
CPHE 4108	4,1	8,0	5,0
CPHE 5008	5,0	8,0	5,0



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA		
CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZAÇÃO
TMAHE 36	3,6	sem anodização
TMAI 3605	3,6	azul
TMAI 4105	4,1	amarelo
TMAI 5005	5,0	azul



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA		
CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZAÇÃO
TMFHE 36	3,6	sem anodização
TMFI 3605	3,6	azul
TMFI 4105	4,1	amarelo
TMFI 5005	5,0	azul

CHAVES

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Curta (CTQ 20)

Chave Catraca Quadr.1.3mm Curta (CQTM 20)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Média (CTQ 24)

Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Longa (CTQ 30)


Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)




ANÁLOGO	
CÓD.	PLAT. (mm)
ANHE 3600	3,6
AN 4100	4,1
AN 5000	5,0




CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO	
CÓD.	PLAT. (mm)
CPTHE 360-H	3,6
CPTHE 366-H	3,6
CPT 360-H	3,6
CPT 366-H	3,6
CPT 400-H	4,1
CPT 406-H	4,1
CPT 500-H	5,0
CPT 506-H	5,0




ABUTMENT ANGULADO 17° CIMENTADO		
CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AIA 3651-Q	3,6	1,0
AIA 3652-Q	3,6	2,0
AIA 3653-Q	3,6	3,0
AIA 3654-Q	3,6	4,0
AIA 4151-Q	4,1	1,0
AIA 4152-Q	4,1	2,0
AIA 4154-Q	4,1	4,0
AIA 5052-Q	5,0	2,0
AIA 5054-Q	5,0	4,0



ABUTMENT CIMENTADO RETO		
CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AI 3651-Q	3,6	1,0
AI 3652-Q	3,6	2,0
AI 3653-Q	3,6	3,0
AI 3654-Q	3,6	4,0
AI 4151-Q	4,1	1,0
AI 4152-Q	4,1	2,0
AI 4153-Q	4,1	3,0
AI 4154-Q	4,1	4,0
AI 5051-Q	5,0	1,0
AI 5052-Q	5,0	2,0
AI 5053-Q	5,0	3,0
AI 5054-Q	5,0	4,0



ABUTMENT EUCLA CrCo	
CÓD.	PLAT. (mm)
EUCLAHE 360-Q	3,6
EUCLAHE 366-Q	3,6
EUCLA 360-Q	3,6
EUCLA 366-Q	3,6
EUCLA 400-Q	4,1
EUCLA 406-Q	4,1
EUCLA 500-Q	5,0
EUCLA 506-Q	5,0



ABUTMENT UCLA POLIACETAL	
CÓD.	PLAT. (mm)
UCLAHE 360-Q	3,6
UCLAHE 366-Q	3,6
UCLA 360-Q	3,6
UCLA 366-Q	3,6
UCLA 400-Q	4,1
UCLA 406-Q	4,1
UCLA 500-Q	5,0
UCLA 506-Q	5,0



PARAFUSO DE LABORATÓRIO	
CÓD.	
PLPA 1	
PTMA 22-1	
Rosca de 2,0mm	



PARAFUSO DE RETENÇÃO	
CÓD.	
PTQ 2008	
PT 2008	
Rosca de 2,0mm	




PROTECTOR DE POLIMENTO	
CÓD.	
PPI 41	
PPI 4100	

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (DIGITAL)

Unitária ou Múltipla



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0

* Para implantes HE de Ø de 3,5, considerar os componentes em negrito.



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3,6	1,0	3,6
TI 3602	3,6	2,0	3,6
CIHE 3602	4,0	2,0	3,6
CIHE 3604	4,0	4,0	3,6
CIHE 3606	4,0	6,0	3,6
CI 4102	4,1	2,0	4,1
CI 4104	4,1	4,0	4,1
CI 3602	5,0	2,0	3,6
CI 4152	5,0	2,0	4,1
CI 3604	5,0	4,0	3,6
CI 4154	5,0	4,0	4,1
CI 3606	5,0	6,0	3,6
CI 4156	5,0	6,0	4,1
CI 4158	5,0	8,0	4,1
CI 5052	5,5	2,0	5,0
CI 5054	5,5	4,0	5,0
CI 5056	5,5	6,0	5,0
CI 5058	5,5	8,0	5,0



2

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÂM. DA PLAT. (mm)	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3,6	5,0	5,0
CPHE 3508	3,6	8,0	5,0
CPHE 4108	4,1	8,0	5,0
CPHE 5008	5,0	8,0	5,0

CHAVES

1



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)


2



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Curta (CTQ 20)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Média (CTQ 24)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Curta (CQTM 20)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)



2

JIG DE ESCANEAMENTO - HE

CÓD.

JBHE 34C	⊗
JBHE 36C	⊗
JBHE 41C	⊗



2

JIG DE ESCANEAMENTO - HE


CÓD.

JBHE 34	⊗
JBHE 36	⊗
JBHE 41	⊗



ANÁLOGO DIGITAL - HE

CÓD.	DESCRIÇÃO
ADHE 34	Hexágono de 2,55 mm
ADHE 35	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)
ADHE 41	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)



2

32 N.cm

INTERFACE DE TITÂNIO HE SIRONA

PLATAFORMA S.I.N.

IHE 4104

BIBLIOTECA SIRONA

BO 4.1 - BO 5.0



2

32 N.cm

INTERFACE ANTI-ROTACIONAL TITÂNIO HE

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
IHET 3404	Ø3,4X4	3,4	4,0 ⊗
IHET 3406	Ø3,4X6	3,4	6,0 ⊗
IHET 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0 ⊗
IHET 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0 ⊗
IHET 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0 ⊗
IHET 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0 ⊗



2

32 N.cm

INTERFACE ROTACIONAL TITÂNIO HE

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
IRHET 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IRHET 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IRHET 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IRHET 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0



2

32 N.cm

INTERFACE ANTI-ROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
IHEC 3404	Ø3,4X4	3,4	4,0 ⊗
IHEC 3406	Ø3,4X6	3,4	6,0 ⊗
IHEC 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0 ⊗
IHEC 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0 ⊗
IHEC 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0 ⊗
IHEC 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0 ⊗



2

32 N.cm

INTERFACE ROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
IRHEC 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IRHEC 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IRHEC 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IRHEC 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0

* Sequência analógica

* Sequência digital

⬛ *Parafuso sextavado

⊗ *Componente antirrotacional

■ *Parafuso quadrado


⬢ *Parafuso de abutment

⊙ *Componente rotacional


SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

SEQUÊNCIA ABUTMENT UNIVERSAL (ANALÓGICO E DIGITAL)

Unitária Cimentada



CHAVES




- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

MINI ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO
PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses parciais ou totais parafusadas




IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0

* Para implantes HE de Ø de 3,5, considerar os componentes em negro.

1



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

CHAVES

2



Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)




Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca Hex.1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca Hex.1.2mm Média (CHTMA 24)



2

MINI ABUTMENT RETO

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÂM. (mm)
MA 3601	3,6	1,0	4,8
MA 3602	3,6	2,0	4,8
MA 3603	3,6	3,0	4,8
MA 3604	3,6	4,0	4,8
MA 4101	4,1	1,0	4,8
MA 4102	4,1	2,0	4,8
MA 4103	4,1	3,0	4,8
MA 4104	4,1	4,0	4,8
MA 5001	5,0	1,0	4,8
MA 5002	5,0	2,0	4,8
MA 5003	5,0	3,0	4,8
MA 5004	5,0	4,0	4,8



3

MINI ABUTMENT ANGULADO 17°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÂM. (mm)
MAA 3602	3,6	2,0	4,8
MAA 3604	3,6	4,0	4,8
MAA 4102	4,1	2,0	4,8
MAA 4103	4,1	3,0	4,8



3

MINI ABUTMENT ANGULADO 30°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÂM. (mm)
MAA 3632	3,6	2,0	4,8
MAA 3634	3,6	4,0	4,8
MAA 4132	4,1	2,0	4,8
MAA 4134	4,1	4,0	4,8



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.
TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.
TMFM 4800



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.
PMA 4855
Perfil de 5,0 mm



ANÁLOGO

CÓD.
ANMA 4800



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.
JBMAC



10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-2	Para MA angulado
PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Indicado para solda de laser Para MA reto



10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2	Plástico/ Para MA angulado
CPM 4800-3	Plástico/ Para MA reto
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto Para MA angulado
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto Para MA reto



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.
PPM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	DIÂM (mm)
PL 1405 curto	1,4
PTMA 13-1 longo	1,4



10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO


CÓD.	ALT. (mm)	
PRH 20	2,0	Para MA angulado
PRH 30	3,0	Para MA reto



1

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



10 N.cm

1

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado


*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

MINI ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO
(ANÁLOGICO E DIGITAL)

Próteses unitárias, multiplas parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6

MICRO MINI ABUTMENT			
CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÂM. (mm)
MMAHE 3502	3,6	2,0	3,5
MMAHE 3503	3,6	3,0	3,5
MMAHE 3504	3,6	4,0	3,5

PROTECTOR DE ABUTMENT
CÓD.
PMM 33

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

* Para implantes HE de Ø de 3,5, considerar os componentes em negrito.

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMM 33

TMM 3306

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMMF 33

TMMF 3306

ANÁLOGO

CÓD.

AMMA 33

1

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

CPMT 33

CPMT 3306

1

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPMC 33 Plástico

CPMM 33 Cromo Cobalto

CPMC 3306 Plástico

CPMM 3306 Cromo Cobalto

1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PTMMA 14

1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.

PRH 3035

COMP. (mm)

2,0

1

PROTECTOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPMM 33

PPMM 3306

1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMMA

JBMMMA 06

1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMAC

JBMMMA 06C

ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI ABUT

CÓD.

ADMMA

1

INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.

IMMAT 04

ALT. (mm)

4,0

IMMAT 06

6,0

IMMAT 0406

4,0

IMMAT 0606

6,0

1

INTERFACE CROMO MICRO MINI ABUT

CÓD.

IMMAC 04

ALT. (mm)

4,0

IMMAC 06

6,0

IMMAC 0406

4,0

IMMAC 0606


6,0

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

ABUTMENT CÔNICO - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO
(ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses unitárias, multiplas parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0

* Para implantes HE de Ø de 3,5, considerar os componentes em negrito.

ABUTMENT CÔNICO HE			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
AC 3601	4,8	1,0	3,6
AC 3602	4,8	2,0	3,6
AC 3603	4,8	3,0	3,6
AC 3604	4,8	4,0	3,6
AC 4101	4,8	1,0	4,1
AC 4102	4,8	2,0	4,1
AC 4103	4,8	3,0	4,1
AC 4104	4,8	4,0	4,1
AC 5001	4,8	1,0	5,0
AC 5002	4,8	2,0	5,0
AC 5003	4,8	3,0	5,0
AC 5004	4,8	4,0	5,0

PROTETOR DE ABUTMENT
CÓD.
PA 4855
Perfil de 5,0 mm

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA
CÓD.
TMAA 4800
TMAA 4806


TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA
CÓD.
TMFA 4800
TMFA 4806

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT CÔNICO
CÓD.
JBAC 00
JBAC 06

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT CÔNICO
CÓD.
JBAC 00C
JBAC 06C



ANÁLOGO
CÓD.
ANAC



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO
CÓD.
PTA 4800-3
PTA 4806-3



CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo	
CÓD.	
CPAC 00-3	Plástico
CALE 00-3	Cromo-cobalto
CPAC 06-3	Plástico
CALE 06-3	Cromo-cobalto



ANÁLOGO DIGITAL - ABUT. CÔNICO
CÓD.
ADAC




PROTETOR DE POLIMENTO
CÓD.
PPAC 01



INTERFACE TITÂNIO ABUT. CÔNICO	
CÓD.	ALT. (mm)
IACT 0400	4,0
IACT 0406	4,0 
IACT 0600	6,0
IACT 0606	6,0 



INTERFACE CROMO ABUT. CÔNICO	
CÓD.	ALT. (mm)
IACC 0400	4,0
IACC 0406	4,0 
IACC 0600	6,0
IACC 0606	6,0 



PARAFUSO DE LABORATÓRIO	
CÓD.	DIÂM. (mm)
PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Longo	1,4




PARAFUSO DE RETENÇÃO	
CÓD.	COMP. (mm)
PRH 30	3,0

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- *Parafuso sextavado
- *Componente antirrotacional
- *Parafuso quadrado
- *Parafuso de abutment
- *Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

OVERDENTURE BARRA-CLIP (ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0



CICATRIZADORES DE TITÂNIO				
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)	
CIHE 3602	4,0	2,0	3,6	
CIHE 3604	4,0	4,0	3,6	
CIHE 3606	4,0	6,0	3,6	
CI 4102	4,1	2,0	4,1	
CI 4104	4,1	4,0	4,1	
CI 3602	5,0	2,0	3,6	
CI 3604	5,0	4,0	3,6	
CI 4154	5,0	4,0	4,1	
CI 4156	5,0	6,0	4,1	
CI 4158	5,0	8,0	4,1	
CI 5052	5,5	2,0	5,0	
CI 5054	5,5	4,0	5,0	
CI 5056	5,5	6,0	5,0	
CI 5058	5,5	8,0	5,0	



CICATRIZADORES DE PEEK				
CÓD.	DIÂM. DA PLAT. (mm)	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)	
CPHE 3505	3,6	5,0	5,0	
CPHE 3508	3,6	8,0	5,0	
CPHE 4108	4,1	8,0	5,0	
CPHE 5008	5,0	8,0	5,0	



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA		
CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZAÇÃO
TMAHE 36	3,6	sem anodização
TMAI 3605	3,6	azul
TMAI 4105	4,1	amarelo
TMAI 5005	5,0	azul



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA		
CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZAÇÃO
TMFHE 36	3,6	sem anodização
TMFI 3605	3,6	azul
TMFI 4105	4,1	amarelo
TMFI 5005	5,0	azul

CHAVES

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Curta (CTQ 20)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Média (CTQ 24)

Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Longa (CTQ 30)

Chave Catraca Quadr.1.3mm Curta (CQTM 20)

Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)



ANÁLOGO	
CÓD.	PLAT. (mm)
ANHE 3600	3,6
AN 4100	4,1
AN 5000	5,0



JIG DE ESCANEAMENTO - HE	
CÓD.	
JBHE 34C	⊗
JBHE 36C	⊗
JBHE 41C	⊗



JIG DE ESCANEAMENTO - HE	
CÓD.	
JBHE 34	⊗
JBHE 36	⊗
JBHE 41	⊗




ABUTMENT EUCLA CrCo	
CÓD.	PLAT. (mm)
EUCLAHE 360-Q	3,6
EUCLAHE 366-Q	3,6 ⊗
EUCLA 360-Q	3,6
EUCLA 366-Q	3,6 ⊗
EUCLA 400-Q	4,1
EUCLA 406-Q	4,1 ⊗
EUCLA 500-Q	5,0
EUCLA 506-Q	5,0 ⊗



ABUTMENT UCLA PLÁSTICO	
CÓD.	PLAT. (mm)
UCLAHE 360-Q	3,6
UCLAHE 366-Q	3,6 ⊗
UCLA 360-Q	3,6
UCLA 366-Q	3,6 ⊗
UCLA 400-Q	4,1
UCLA 406-Q	4,1 ⊗
UCLA 500-Q	5,0
UCLA 506-Q	5,0 ⊗



FIO OVERDENTURE	
CÓD.	
FO 01	Poliacetel



CLIP DE POLIACETAL	
CÓD.	
CLIPP	



ANÁLOGO DIGITAL - HE	
CÓD.	DESCRIÇÃO
ADHE 34	Hexágono de 2,55 mm
ADHE 35	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)
ADHE 41	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional


SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

OVERDENTURE BARRA-CLIP (MINI ABUTMENT)
(ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3507	ILHE 3507N	3,5	7,0	3,6
ILHE 3585	ILHE 3585N	3,5	8,5	3,6
ILHE 3510	ILHE 3510N	3,5	10,0	3,6
ILHE 3511	ILHE 3511N	3,5	11,5	3,6
ILHE 3513	ILHE 3513N	3,5	13,0	3,6
ILHE 3515	ILHE 3515N	3,5	15,0	3,6
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0

* Para implantes HE de Ø de 3,5, considerar os componentes em negrito.



MINI ABUTMENT RETO HE				
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)	
MA 3601	4,8	1,0	3,6	
MA 3602	4,8	2,0	3,6	
MA 3603	4,8	3,0	3,6	
MA 3604	4,8	4,0	3,6	
MA 4101	4,8	1,0	4,1	
MA 4102	4,8	2,0	4,1	
MA 4103	4,8	3,0	4,1	
MA 4104	4,8	4,0	4,1	
MA 5001	4,8	1,0	5,0	
MA 5002	4,8	2,0	5,0	
MA 5003	4,8	3,0	5,0	
MA 5004	4,8	4,0	5,0	



MINI ABUTMENT ANGULADO 17° HE				
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)	
MAA 3602	4,8	2,0	3,6	
MAA 3604	4,8	4,0	3,6	
MAA 4102	4,8	2,0	4,1	
MAA 4103	4,8	3,0	4,1	



MINI ABUTMENT ANGULADO 30° HE				
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)	
MAA 3632	4,8	2,0	3,6	
MAA 3634	4,8	4,0	3,6	
MAA 4132	4,8	2,0	4,1	
MAA 4134	4,8	4,0	4,1	

CHAVES

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)


Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

2

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)



2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Curta (CTHA 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Est. Média (CTHA 1224)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Est. Curta (CHTMA 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CHTMA 24)

- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA HEXÁGONO EXTERNO

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE				
CÓD. DAA	CÓD. PLUS	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
ILHE 3707	ILHE 3707N	3,75	7,0	4,1
ILHE 3785	ILHE 3785N	3,75	8,5	4,1
ILHE 3710	ILHE 3710N	3,75	10,0	4,1
ILHE 3711	ILHE 3711N	3,75	11,5	4,1
ILHE 3713	ILHE 3713N	3,75	13,0	4,1
ILHE 3715	ILHE 3715N	3,75	15,0	4,1
ILHE 4007	ILHE 4007N	4,0	7,0	4,1
ILHE 4085	ILHE 4085N	4,0	8,5	4,1
ILHE 4010	ILHE 4010N	4,0	10,0	4,1
ILHE 4011	ILHE 4011N	4,0	11,5	4,1
ILHE 4013	ILHE 4013N	4,0	13,0	4,1
ILHE 4015	ILHE 4015N	4,0	15,0	4,1
ILHE 4507	ILHE 4507N	4,5	7,0	4,5
ILHE 4585	ILHE 4585N	4,5	8,5	4,5
ILHE 4510	ILHE 4510N	4,5	10,0	4,5
ILHE 4511	ILHE 4511N	4,5	11,5	4,5
ILHE 4513	ILHE 4513N	4,5	13,0	4,5
ILHE 4515	ILHE 4515N	4,5	15,0	4,5
ILHE 5007	ILHE 5007N	5,0	7,0	5,0
ILHE 5085	ILHE 5085N	5,0	8,5	5,0
ILHE 5010	ILHE 5010N	5,0	10,0	5,0
ILHE 5011	ILHE 5011N	5,0	11,5	5,0
ILHE 5013	ILHE 5013N	5,0	13,0	5,0
ILHE 5015	ILHE 5015N	5,0	15,0	5,0



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO			
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
CI 4102	4,1	2,0	4,1
CI 4104	4,1	4,0	4,1
CI 4152	5,0	2,0	4,1
CI 4154	5,0	4,0	4,1
CI 4156	5,0	6,0	4,1
CI 4158	5,0	8,0	4,1
CI 5052	5,5	2,0	5,0
CI 5054	5,5	4,0	5,0
CI 5056	5,5	6,0	5,0
CI 5058	5,5	8,0	5,0



2

CÓD.	DIÂM. DA PLAT. (mm)	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 4108	4,1	8,0	5,0
CPHE 5008	5,0	8,0	5,0



20 N.cm

ABUTMENT EQUATOR HE		
CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AEHE 4102	4,1	2,0
AEHE 4103	4,1	3,0
AEHE 4104	4,1	4,0
AEHE 4105	4,1	5,0
AEHE 4106	4,1	6,0

1



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Curta (CTQ 20)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Média (CTQ 24)



Chave Contra Ângulo Quadr.1.3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Curta (CQTM 20)



Chave Catraca Quadr.1.3mm Média (CQTM 24)



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	DIÂM
100 DP	1,6 mm



ENCAIXE EM TITÂNIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	DIÂM
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARELA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retenção extra suave (0,6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retenção suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retenção padrão (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retenção forte (2,7 kg)



CÁPSULA PRETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabalho



CÓD. CARACTERÍSTICA

CCE 01 Pack de cápsulas (composto por 1 unidade do item 140 CEV; 1 unidade do item 140 CEN e 2 unidades do item 140 CET)



CÓD. CARACTERÍSTICA

485 IC Chave para inserção e extração de cápsulas de retenção


- * Sequência analógica
- * Sequência digital
- * Parafuso sextavado
- * Componente antirrotacional
- * Parafuso quadrado
- * Parafuso de abutment
- * Componente rotacional

KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE PARA SUAS CIRURGIAS


Sonda 2 em 1, com marcações para implantes standard e implantes longos em um só instrumento.

Sequência de fresagem intuitiva, com indicação para osso Soft (linha pontilhada) e osso Hard (linha contínua), além de diferenciação por cores para facilitar ainda mais o dia a dia clínico.




Flexibilidade de compra: fresas longas disponíveis separadamente, sem necessidade de trocar o kit.

Mais precisão e previsibilidade cirúrgica com indicadores de direção angulados de 17° e 30°, com opção de 45° vendido separadamente.



CAIXA ORGANIZADORA
ORGANIZING BOX (COS04)



- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 1 FRESA LANÇA 02.0MM
DRILL LANCE 02.0MM (FL 20) | 9 FRESA CONICA 03.5MM HARD
DRILL CONICAL 03.5MM HARD (FRCE 35H) | 17 FRESA COUNTERSINK 04.5MM
DRILL COUNTERSINK 04.5MM (FRCT 45) | 25 INDICADOR DE DIRECAO LONGO
DIRECTION INDICATOR LONG (ID 200) | 33 CHAVE CONTRA ANGULO P/ IMP. CM CURTA
DRIVER HANDPIECE F/ IMP. CM SHORT (CTCM 01C) | 41 INDICADOR DE DIRECAO ANGULADO 45°
DIRECTION INDICATOR ANGLED 45° (IDA 45)
Item vendido separadamente / Item sold separately. |
| 2 FRESA HELICOIDAL 02.0MM
DRILL HELICAL 02.0MM (FH 20) | 10 FRESA CONICA 03.8MM HARD
DRILL CONICAL 03.8MM HARD (FRCE 38H) | 18 FRESA COUNTERSINK 05.0MM
DRILL COUNTERSINK 05.0MM (FRCT 50) | 26 INDICADOR DE DIRECAO LONGO
DIRECTION INDICATOR LONG (ID 200) | 34 CHAVE CONTRA ANGULO IMP. HE CURTA
DRIVER HANDPIECE IMP. HE SHORT (CTWD 20) | 42 CHAVE EXTENSORA DE FRESA MOD. 03
DRIVER EXTENSOR OF DRILL (EXFN 03) |
| 3 FRESA CONICA 03.5MM SOFT
DRILL CONICAL 03.5MM SOFT (FRCE 35S) | 11 FRESA CONICA 04.0MM HARD
DRILL CONICAL 04.0MM HARD (FRCE 40H) | 19 FRESA LANÇA 02.0MM LONGA
DRILL LANCE 02.0MM LONG (FRLL 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 27 INDICADOR DE DIRECAO LONGO
DIRECTION INDICATOR LONG (ID 200) | 35 CHAVE CONTRA ANGULO P/ IMP. CM LONGA
DRIVER HANDPIECE F/ IMP. CM LONG (CTCM 01L) | 43 CHAVE BI-DIGITAL
DRIVER BI-DIGITAL (CBD 01) |
| 4 FRESA CONICA 03.8MM SOFT
DRILL CONICAL 03.8MM SOFT (FRCE 38S) | 12 FRESA CONICA 04.5MM HARD
DRILL CONICAL 04.5MM HARD (FRCE 45H) | 20 FRESA HELICOIDAL 02.0MM LONGA
DRILL HELICAL 02.0MM LONG (FRHL 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 28 INDICADOR DE DIRECAO LONGO
DIRECTION INDICATOR LONG (ID 200) | 36 CHAVE CONTRA ANGULO IMP. HE LONGA
DRIVER HANDPIECE IMP. HE LONG (CTWD 24) | 44 CHAVE DIGITAL HEX.1.2 MEDIA
DRIVER DIGITAL HEX.1.2 MEDIUM (CDH 1224) |
| 5 FRESA CONICA 04.0MM SOFT
DRILL CONICAL 04.0MM SOFT (FRCE 40S) | 13 FRESA CONICA 05.0MM HARD
DRILL CONICAL 05.0MM HARD (FRCE 50H) | 21 FRESA CONICA 03.8MM LONGA
DRILL CONICAL 03.8MM LONG (FRCL 38)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 29 CHAVE CATRACA IMP. CM CURTA
DRIVER RATCHET IMP. CM SHORT (CCM 20) | 37 MEDIDOR TRANSMUCOSO MT16°
GINGIVAL HEIGHT MT16° (MTCM 16) | 45 TORQUEMETRO HASTE CIRURGICO
TORQUE RATCHET HASTE SURGICAL (TMECC 02) |
| 6 FRESA CONICA 04.5MM SOFT
DRILL CONICAL 04.5MM SOFT (FRCE 45S) | 14 FRESA COUNTERSINK 03.5MM
DRILL COUNTERSINK 03.5MM (FRCT 35) | 22 FRESA CONICA 04.0MM LONGA
DRILL CONICAL 04.0MM LONG (FRCL 40)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 30 CHAVE CATRACA IMP. HE CURTA
DRIVER RATCHET IMP. HE SHORT (CCW 20) | 38 MEDIDOR TRANSMUCOSO CM11.5°
GINGIVAL HEIGHT CM11.5° (MTCM 11) | 46 SONDA DE PROFUNDIDADE
DEPTH PROBE STANDARD/LONG (SOP 02) |
| 7 FRESA CONICA 05.0MM SOFT
DRILL CONICAL 05.0MM SOFT (FRCE 50S) | 15 FRESA COUNTERSINK 03.8MM
DRILL COUNTERSINK 03.8MM (FRCT 38) | 23 FRESA CONICA 04.5MM LONGA
DRILL CONICAL 04.5MM LONG (FRCL 45)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 31 CHAVE CATRACA IMP. CM LONGA
DRIVER RATCHET IMP. CM LONG (CCM 24) | 39 INDICADOR DE DIRECAO ANGULADO 17°
DIRECTION INDICATOR ANGLED 17° (IDA 17) | |
| 8 FRESA CONICA 05.2MM
DRILL CONICAL 05.2MM (FHI 52)
Item vendido separadamente / Item sold separately. | 16 FRESA COUNTERSINK 04.0MM
DRILL COUNTERSINK 04.0MM (FRCT 40) | 24 INDICADOR DE DIRECAO LONGO
DIRECTION INDICATOR LONG (ID 200) | 32 CHAVE CATRACA IMP. HE LONGA
DRIVER RATCHET IMP. HE LONG (CCW 24) | 40 INDICADOR DE DIRECAO ANGULADO 30°
DIRECTION INDICATOR ANGLED 30° (IDA 30) | |

CÓDIGO DO PRODUTO: KCSE 04
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COSE 04

KIT SAFE DRILL EPIKUT

TORNANDO SUAS CIRURGIAS MAIS PRÁTICAS E PRECISAS

Desempenho e eficiência: exclusivos limitadores em poliacetal com perfeito encaixe e alta resistência, o que garante maior durabilidade do kit.


Limitadores de perfuração óssea disponíveis para cada diâmetro de fresas.

Previne lesões de estruturas nobres como nervos, seio maxilar e cavidade nasal.


O Kit Safe Drill Epikut é compatível somente com o Kit Cirúrgico Epikut.

Bandeja removível para facilitar a limpeza.

Para que a instalação do Cone Morse ocorra conforme recomendação (infraóssea) é necessária a utilização de um limitador com 1,5 mm superior à profundidade desejada.



*O Kit Safe Drill Epikut não é compatível com o Kit Cirúrgico Epikut Longo.



CÓDIGO PRODUTO: KESD 02
CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COESD 02


KIT CIRURGIA GUIADA EPIKUT

Desenvolvido com altíssima tecnologia e qualidade industrial, o Kit Cirurgia Guiada Epikut possibilita inúmeros benefícios no procedimento de instalação dos implantes dentários.

Agora, você pode oferecer aos seus pacientes uma cirurgia com mais conforto, extrema precisão e diminuição de tempo do processo cirúrgico, favorecendo a recuperação pós-operatória.

Conheça o que há de melhor na implantodontia mundial.

Codificação por cores
Mais moderno e de fácil identificação.



Sequência de fresagem exclusiva para cada densidade óssea aumentando a versatilidade clínica.

Sistema Safe Drill integrado. Limitadores que possibilitam o controle exato da profundidade do alvéolo.

*Não compatível com o Implante Epikut Longo.

Com a técnica de Cirurgia Guiada você tem:

- Menor tempo cirúrgico, pois há maior precisão na instalação do implante
- Previsibilidade e exatidão no planejamento
- Alta taxa de sobrevivência dos implantes
- Redução do sangramento
- Recuperação mais rápida do paciente


- Maior conforto pós-operatório
- Preservação do volume de tecido ósseo ao redor do implante
- Melhor manutenção do tecido mole
- Possibilidade de instalação imediata da prótese através do fluxo digital

Sistema de fresas longas e curtas

> Maior gama de opções de acordo com o caso clínico.

Fresa padrão: 42,5mm.

- > Marcações milimétricas de profundidade;
- > Encaixe Safe Drill;
- > Recomendado para todos os tipos de procedimento;




Sistema flexível de posição de anilhas

> Possibilita o POSICIONAMENTO DO GUIA CIRÚRGICOS EM DUAS POSIÇÕES em relação ao nível ósseo.



Fresas curtas: 37,5mm.

- > Indicados para pacientes com pouca abertura de boca/regiões posteriores;
- > Possibilita a instalação de implantes de 7mm/ 8.5mm/ 10.0mm/ 11.5mm**;
- > Não apresenta encaixe para limitador do Safe Drill.




**Na condição H6.5 com fresas curtas, o comprimento máximo do implante a ser instalado deve ser 10.0mm.

Sistema estreito de anilhas

> EVITA A COLISÃO ENTRE ANILHAS da guia e erros de orientação em pequenas distâncias méso-distais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AFG 14	ANILHA PARA FIXADOR DE GUIA Ø 1.4 mm
AG 40	ANILHA PARA FIXADOR DE GUIA Ø 4.0 mm
AG 50	ANILHA PARA FIXADOR DE GUIA Ø 5.0 mm



CÓDIGO PRODUTO: KCSEG 01
CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COSEG 01

CONHEÇA NOSSOS KITS COMPLEMENTARES



KIT PROTÉTICO

Ideal para a fase restauradora com precisão, agilidade e segurança.

Código: KTMEC 02



KIT DE EXPANSORES

Ideal para a realização de expansão óssea lateral, ajuda a evitar a necessidade do uso de enxertos ósseos.

Código: KEXP



KIT ENXERTO ÓSSEO

Utilizado para estabilização de enxertos ósseos em bloco e para cirurgia de regeneração óssea guiada.

Código: KENX



KIT DE LEVANTAMENTO DE SEIO

Indicado para cirurgias de levantamento de seio, esse kit possibilita o deslocamento da membrana sinusal, além da curetagem e compactação do enxerto.

Código: KLEV 02



KIT OSTEÓTOMO

Possibilita a realização da elevação atraumática do seio maxilar, o que resulta em ganho ósseo vertical.

Código: KOST



KIT DE EXPANSOR ROTATÓRIO

Indicado para situações de pouca espessura óssea. Recomendado para expansão e compactação óssea e evita a necessidade de enxerto ósseo.

Código: KER



KIT ORTODÔNTICO

Com simplicidade cirúrgica para instalação e remoção dos mini parafusos, auxiliando no tratamento ortodôntico.

Código: KOR




**QUER SABER MAIS?
ESCANEE O
QR CODE AO LADO**



MINI IMPLANTES ORTODÔNTICOS

- › Fácil instalação e remoção.
- › Pode ser feito carga imediata após aplicação cirúrgica.
- › Fácil conexão com acessórios ortodônticos.
- › Diâmetro do furo: 0,6 mm.

ÁPICE DE ROSCA AUTOPERFURANTE:



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

- › **Comprimentos:**
Profundidade gengival = 0, 1, 2 e 3 mm.
Comprimento = 6, 8 e 10 mm
- › **Diâmetro:**
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm

AUTOPERFURANTE SEM PERFIL TRANSMUCOSO



CÓDIGO	DIÂM.	COMP.
POT 1406	1,4 mm	6,0 mm
POT 1408	1,4 mm	8,0 mm
POT 1400	1,4 mm	10,0 mm
POT 1606	1,6 mm	6,0 mm
POT 1608	1,6 mm	8,0 mm
POT 1600	1,6 mm	10,0 mm
POT 1806	1,8 mm	6,0 mm
POT 1808	1,8 mm	8,0 mm
POT 1800	1,8 mm	10,0 mm

AUTOPERFURANTE COM PERFIL TRANSMUCOSO (2 mm)



CÓDIGO	DIÂM.	COMP.
POT 1420	1,4 mm	10,0 mm
POT 1428	1,4 mm	8,0 mm
POT 1620	1,6 mm	10,0 mm
POT 1628	1,6 mm	8,0 mm
POT 1820	1,8 mm	10,0 mm
POT 1828	1,8 mm	8,0 mm

AUTOPERFURANTE COM PERFIL TRANSMUCOSO CURTO (1 mm)



CÓDIGO	DIÂM.	COMP.
POT 1416	1,4 mm	6,0 mm
POT 1418	1,4 mm	8,0 mm
POT 1410	1,4 mm	10,0 mm
POT 1616	1,6 mm	6,0 mm
POT 1618	1,6 mm	8,0 mm
POT 1610	1,6 mm	10,0 mm
POT 1816	1,8 mm	6,0 mm
POT 1818	1,8 mm	8,0 mm
POT 1810	1,8 mm	10,0 mm

AUTOPERFURANTE COM PERFIL TRANSMUCOSO (3 mm)



CÓDIGO	DIÂM.	COMP.
POT 1438	1,4 mm	8,0 mm
POT 1430	1,4 mm	10,0 mm
POT 1638	1,6 mm	8,0 mm
POT 1630	1,6 mm	10,0 mm
POT 1838	1,8 mm	8,0 mm
POT 1830	1,8 mm	10,0 mm

INSTRUMENTAL DOS KITS COMPLEMENTARES




CHAVES DIGITAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	INDICAÇÃO
	CDA 20	CHAVE DE ABUTMENT 20,0MM	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CDA 24	CHAVE DE ABUTMENT 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CDH 0920	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0,9MM X 20MM	CURTA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CDH 0924	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0,9MM X 24MM	LONGA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CDH 1220	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1,2MM X 20MM	CURTA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CDH 1224	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1,2MM X 24MM	LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CDHA 1220	CHAVE DIGITAL HEX. MINI-ABUTMENT ÂNG. 20,0MM	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDHA 1224	CHAVE DIGITAL HEX. MINI-ABUTMENT ÂNG. 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDHA 1237	CHAVE DIGITAL HEX. MINI-ABUTMENT ÂNG. 37,0MM	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDQ 1220	CHAVE DIGITAL QUADRADA 20.0MM	CURTA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm


MARTELO CIRÚRGICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	MART 1	> Aço inox cirúrgico utilizado com os kits Osteótomo e Expansores > Extremidade de contato confeccionada em material sintético que proporciona maior sensibilidade, menor impacto e redução de trauma durante a utilização




CHAVES DIGITAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	INDICAÇÃO
	CDQ 1224	CHAVE DIGITAL QUADRADA 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CDQ 1237	CHAVE DIGITAL QUADRADA 37.0MM	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CLH 1277	CHAVE HEXAGONAL 77,0MM	EXTRA LONGA	Chave para laboratório. Utilizada para instalação de parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CLQ 1277	CHAVE QUADRADA 77,0MM	EXTRA LONGA	Chave para laboratório. Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CRC 16	CHAVE PARA REMOÇÃO DO CILÍNDRIO PROVISÓRIO	CURTA	Utilizada para a remoção de cilindro provisório Cone Morse 16°
	CRC 18	CHAVE PARA REMOÇÃO DO CILÍNDRIO PROVISÓRIO	CURTA	Utilizada para a remoção de cilindro provisório Cone Morse 11,5°
	CDH 1620	CHAVE DIGITAL HEX 1.6MM	CURTA	Utilizado para a instalação do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CDH 1624	CHAVE DIGITAL HEX 1.6MM	MEDIA	Utilizado para a instalação do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CCH 1620	CHAVE CATRACA HEX 1.6MM	CURTA	Utilizado para a instalação e torque do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CCH 1624	CHAVE CATRACA HEX 1.6MM MEDIA	MÉDIA	Utilizado para a instalação e torque do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm

FRESAS PERFILADORAS ÓSSEAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO
	PO 4150	Plataforma 4,1 mm – Hex. Externo	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	PO 5055	Plataforma 5,0 mm – Hex. Externo	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POCM 45	Plataforma CM 11,5° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 4,5 mm
	POCM 50	Plataforma CM 11,5° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	POCM 55	Plataforma CM 11,5° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POCM 65	Plataforma CM 11,5° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 6,5 mm
	POMT 45	Plataforma MT 16 ° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 4,5 mm
	POMT 50	Plataforma MT 16 ° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	POMT 55	Plataforma MT 16 ° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POMT 65	Plataforma MT 16 ° – Cone Morse	Abre perfil do osso para 6,5 mm

CHAVE PARA CONTRA ÂNGULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	INDICAÇÃO
	CTA 1224	CHAVE TORQUE ABUTMENT 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CTH 0924	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CTH 1220	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO 20,0MM	CURTA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTH 1224	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTH 1230	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO 30,0MM	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTHA 1220	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO MINI ABUTMENT ANGULADO 20,0MM	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CTHA 1224	CHAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA ÂNGULO MINI ABUTMENT ANGULADO 24,0MM	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CTQ 20	CHAVE TORQUE QUADRADA 20,0MM	CURTA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTQ 24	CHAVE TORQUE QUADRADA 24,0MM	LONGA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTQ 30	CHAVE TORQUE QUADRADA 30,0MM	EXTRA LONGA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTH 1620	CHAVE CONTRA ÂNGULO HEX 1.6MM	CURTA	Utilizada em contra ângulo para a instalação do Abutment Multifuncional.
	CTH 1624	CHAVE CONTRA ÂNGULO HEX 1.6MM	MÉDIA	Utilizada em contra ângulo para a instalação do Abutment Multifuncional.

FRESAS HELICOIDAIS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIÇÃO
	FH 2010	ø 2,0x 10,0 mm	> Aço inox cirúrgico > Tratamento térmico > Marcações a laser > Utilizadas como sequência para confecção do alvéolo
	FH2020	ø 2,0x 18,0 mm	
	FH3010	ø 3,0x 10,0 mm	
	FH3020	ø 3,0x 18,0 mm	

FRESAS TREFINAS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIÇÃO
	FTR 02	ø 2,0 mm	> Aço inox cirúrgico > Tratamento térmico > Marcações a laser > Pode ser utilizada para remoção de implantes, retirada de osso e biópsia óssea > Medidas referentes ao diâmetro interno da peça
	FTR04	ø 4,2 mm	
	FTR 05	ø 5,1 mm	
	FTR 06	ø 6,1 mm	
	FTR 08	ø 8,0 mm	

COMPONENTE ORIGINAL S.I.N.

A S.I.N. garante a qualidade de seus implantes e componentes originais. Nosso processo de fabricação tem um controle de qualidade e segurança rígido e aprovado por diversas certificações nacionais e internacionais.

Conheça as vantagens em usar os implantes e componentes originais S.I.N.:

- › Garantia de alta precisão dimensional e perfeição de encaixe.
- › Adaptação biomecânica micrométrica excelente entre implante e componentes.
- › A cor rosa dos componentes torna a aparência da prótese no transmucoso muito mais natural mesmo quando há retração, saucerização ou alterações peri-implantares.
- › Produzidos com matérias-primas de alta qualidade.
- › Resistência mecânica às forças aplicadas em boca.
- › Segurança de produtos de qualidade para seus pacientes.



MAIS FACILIDADE E SEGURANÇA PARA SEUS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

As embalagens da S.I.N. proporcionam praticidade, mantendo os produtos em sua integridade, facilitando o manuseio e a identificação.

› **01** Embalagem mais fácil de ser aberta e manuseada com luvas.

› **02** Embalagem transparente: simplicidade e rapidez na identificação do implante.

› **03** Mantém implante e tapa implante em compartimentos separados.

› **04** Sistema de abertura superior com sistema de giro que assegura a esterilização do implante.

› **05** Com um conector próprio, capture o implante com a chave de contra ângulo e movimente-o até alcançar o encaixe perfeito.

› **06** Sistema de implante que oferece o tapa implante na mesma embalagem. Para capturá-lo, remova a tampa superior do tubete e encaixe na chave digital hexagonal 1.2mm.

○ Implante não deve ser capturado com a chave de catraca.

QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR

*NÓS GARANTIMOS, PORQUE TEMOS
ORGULHO DO QUE PRODUZIMOS.*

A principal prioridade da S.I.N. é garantir qualidade e segurança para nossos clientes. Oferecer o que há de melhor em implantes, componentes, kits cirúrgicos e instrumentais é a base de toda a nossa atuação.

INSPEÇÃO EM 100% DOS LOTES FABRICADOS

O controle de qualidade é feito em todos os produtos que a S.I.N. fabrica, a fim de garantir o sucesso das cirurgias de nossos clientes, o cumprimento dos padrões de qualidade, assim como agregar valor para todos aqueles que escolheram devolver o sorriso de diversas pessoas.



**IMPLANTES COM GARANTIA
PARA TODA A VIDA***



**5 ANOS DE GARANTIA:
COMPONENTES PROTÉTICOS***



*ESCANEE O CÓDIGO QR AO LADO PARA ACESSAR
OS TERMOS DE GARANTIA S.I.N. OU ACESSE O LINK
[HTTPS://GO.SINIMPLANTSYSTEM.COM/446L5VL](https://go.sinimplantsystem.com/446L5VL)




REALIZANDO A DESMONTAGEM DO TORQUÍMETRO

A limpeza deve ser realizada imediatamente após o uso do torquímetro.

Para a limpeza, o torquímetro deve ser desmontado. Para isso, não é necessário o uso de ferramentas.

Puxe a haste do
inversor de direção
para trás.

› 01




Retire a catraca
do encaixe com
a cabeça.

› 02



Rotacione a porca
de fixação no
sentido anti-horário.

› 03



Retire o eixo central
do torquímetro.

› 04



Retire a haste com
graduação de torque.

› 05



Inicie o procedimento de
limpeza e lavagem.

› 06

INSTRUÇÕES GERAIS

Cuidados especiais e esclarecimentos sobre os instrumentais cirúrgicos.



LIMPEZA KIT

- Remover manualmente todos os instrumentais cirúrgicos do kit. Desmonte as peças da caixa do kit (tampa, bandeja e parte inferior).
- Preparar o detergente enzimático de acordo com a recomendação do fabricante do detergente.
- Mergulhar todas as peças do produto na solução de detergente preparada e deixar durante 5 minutos. Após, utilizando escova de cerdas macias, esfregar as peças por no mínimo 2 minutos até completa remoção da matéria orgânica dos produtos.
- Remova as peças da solução detergente e enxaguar com água corrente durante 1 minuto até completa remoção dos resíduos. Repetir o enxágue mais duas vezes.
- Inspeccionar visualmente cada peça para verificar se há resíduo do processo ou resíduos orgânicos provenientes do uso do produto.
- Caso seja confirmada a presença de resíduos no produto, repetir o processo de limpeza, até a total remoção dos resíduos.
- Secar com papel ou pano macio, limpo, seco e descartável.



LIMPEZA INSTRUMENTAIS

- Preparar o detergente enzimático de acordo com a recomendação do fabricante do detergente.
- Mergulhar todas as peças do produto na solução de detergente preparada e deixar durante 5 minutos. Após, utilizando escova de cerdas macias, esfregar as peças por no mínimo 2 minutos até completa remoção da matéria orgânica dos produtos.
- Remova as peças da solução detergente e enxaguar com água corrente durante 1 minuto até completa remoção dos resíduos. Repetir o enxágue mais duas vezes.
- Inspeccionar visualmente cada peça para verificar se há resíduo do processo ou resíduos orgânicos provenientes do uso do produto.
- Caso seja confirmada a presença de resíduos no produto, repetir o processo de limpeza, até a total remoção dos resíduos.
- Secar com papel ou pano macio, limpo, seco e descartável.
- Seguir para o processo de esterilização.

RECOMENDAÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO

- Esterilizar na véspera ou no dia do procedimento.
- A esterilização química não é recomendada, uma vez que certos produtos podem provocar descoloração e danos ao estojo.
- Não utilizar temperatura superior a 60°C para secagem dos produtos.
- Nunca utilize estufas de calor seco para esterilização dos instrumentos e dos conjuntos S.I.N.

RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA

- Use a paramentação adequada (luvas, máscaras, óculos, gorros, etc.).
- Inicie a limpeza imediatamente após a utilização cirúrgica.
- Nunca deixe o instrumento secar contendo resíduos orgânicos após a utilização cirúrgica.
- Nunca deixe o instrumento secar de forma natural após a limpeza.
- Nunca utilize soluções salinas, principalmente hipoclorito de sódio e soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada ou álcool para limpeza ou enxágue dos instrumentos cirúrgicos e bandejas dos Kits.
- Nunca use palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que os instrumentos não sejam danificados.
- Não acumule os instrumentos em grandes quantidades uns sobre os outros para evitar a deformação de peças menores e delicadas.



ESTERILIZAÇÃO

- Produto reutilizável e fornecido não estéril e deve ser limpo e esterilizado antes do uso.
- Seque todos os instrumentos antes do ciclo de esterilização a vapor.
- Utilizar embalagem compatível com o processo de esterilização a vapor.
- Esterilizar a vapor em ciclos de 121°C a 1 ATM de pressão durante 30 minutos ou a 134°C a 2 ATM de pressão durante 20 minutos.
- Deixar secar por 30 minutos.
- Sempre acomode o estojo na autoclave sobre uma superfície plana e afastada das paredes do aparelho.
- Nunca sobreponha objetos e nem mesmo outros estojos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

› **THE IMPACT OF BIOACTIVE SURFACES IN THE EARLY STAGES OF OSSEOINTEGRATION: AN IN VITRO COMPARATIVE STUDY EVALUATING THE HANANO® AND SLACTIVE® SUPER HYDROPHILIC SURFACES**
Rodrigo A. da Silva, Geórgia da Silva Feltran, Marcel Rodrigues Ferreira, Patrícia Fretes Wood, Fabio Bezerra and Willian F. Zambuzzi. *Hindawi BioMed Research International* – 2020

› **FAILURE MODES AND SURVIVAL OF ANTERIOR CROWNS SUPPORTED BY NARROW IMPLANT SYSTEMS**
Edmara T. P. Bergamo, Everardo N. S. de Araújo-Júnior, Adolfo C. O. Lopes, Paulo G. Coelho, Abbas Zahoui, Ernesto B. Benalcázar Jalkh and Estevam A. Bonfante. *Hindawi BioMed Research International* – 2020

› **CLINICAL, HISTOLOGICAL, AND NANOMECHANICAL PARAMETERS OF IMPLANTS PLACED IN HEALTHY AND METABOLICALLY COMPROMISED PATIENTS**
Rodrigo Granato, Edmara T.P. Bergamo, Lukasz Witek, Estevam A. Bonfante, Charles Marin, Michael Greenberg, Gregory Kurgansky, Paulo G. Coelho. *Clinical Oral Implants Research* - 2011

› **BIOMATERIAL AND BIOMECHANICAL CONSIDERATIONS TO PREVENT RISKS IN IMPLANT THERAPY**
Estevam A. Bonfante | Ryo Jimbo | Lukasz Witek | Nick Tovar | Rodrigo Neiva | Andrea Torroni | Paulo G. Coelho *Clinical Oral Implants Research* - 2013

› **DIFFERENTIAL INFLAMMATORY LANDSCAPE STIMULUS DURING TITANIUM SURFACES-OBTAINED OSTEOGENIC PHENOTYPE**
Georgia da S. Feltran¹, Fábio Bezerra¹, Célio Júnior da Costa Fernandes¹, Marcel Rodrigues Ferreira¹, Willian F. Zambuzzi¹. 2019

› **THE BIOLOGICAL RESPONSE TO THREE DIFFERENT NANOSTRUCTURES APPLIED ON SMOOTH IMPLANT SURFACES**
Ryo Jimbo, Javier Sotres, Carina Johansson, Karin Breeding, Fredrik Currie, Ann Wennerberg. *Periodontology* 2000

› **NANO HYDROXYAPATITE-BLASTED TITANIUM SURFACE AFFECTS PRE-OSTEOBLAST MORPHOLOGY BY MODULATING CRITICAL INTRACELLULAR PATHWAYS**
Fábio Bezerra, Marcel R. Ferreira, Giselle N. Fontes, Celio Jr da Costa Fernandes, Denise C. Andia, Nilson C. Cruz, Rodrigo A. da Silva, Willian F. Zambuzzi. *Biotechnology and Bioengineering*, 2017

› **EVALUATION OF A TITANIUM SURFACE TREATED WITH HYDROXYAPATITE NANOCRYSTALS ON OSTEOBLASTIC CELL BEHAVIOR: AN IN VITRO STUDY**
Elizabeth Ferreira Martinez, Guilherme Junji Ishikawa, Alexandre Barboza de Lemos, Fábio José Barbosa Bezerra, Marcelo Sperandio, Marcelo Henrique Napimoga. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* – 2017

› **GENETIC RESPONSES TO NANOSTRUCTURED CALCIUM-PHOSPHATE-COATED IMPLANTS**
R. Jimbo, Y. Xue, M. Hayashi, H. O. Schwartz-Filho, M. Andersson, K. Mustafa and A. Wennerberg. *Journal of Dental Research* – 2011

› **HISTOLOGICAL AND THREE-DIMENSIONAL EVALUATION OF OSSEOINTEGRATION TO NANOSTRUCTURED CALCIUM PHOSPHATE-COATED IMPLANTS**
Ryo Jimbo, Paulo G. Coelho, Stefan Vandeweghe, Humberto Osvaldo Schwartz-Filho, Mariko Hayashi, Daisuke Ono, Martin Andersson, Ann Wennerberg. *Acta Biomaterialia* - 2011

› **NANO HYDROXYAPATITE STRUCTURES INFLUENCE EARLY BONE FORMATION**
Luiz Meirelles, Anna Arvidsson, Martin Andersson, Per Kjellin, Tomas Albrektsson, Ann Wennerberg. *Journal of Biomedical Materials Research* 2008

› **NANO HYDROXYAPATITE-COATED IMPLANTS IMPROVE BONE NANOMECHANICAL PROPERTIES**
R. Jimbo, P.G. Coelho, M. Bryington, M. Baldassarri, N. Tovar, F. Currie, M. Hayashi, M. Andersson, D. Ono, S. Vandeweghe and A. Wennerberg. *Journal of Dental Research* - 2012

› **TOPOGRAPHY AND SURFACE ENERGY OF DENTAL IMPLANTS: A METHODOLOGICAL APPROACH**
Tarsis Prado Barbosa · Marina Melo Naves · Helder Henrique Machado Menezes · Pedro Henrique Cunha Pinto · José Daniel Biasoli de Mello · Henara Lillian Costa. *Technical Paper* - 2017

› **OOSSEOINTEGRATION: HIERARCHICAL DESIGNING ENCOMPASSING THE MACROMETER, MICROMETER AND NANOMETER LENGTH SCALES**
Paulo G. Coelho, Ryo Jimbo, Nick Tovar, Estevam A. Bonfante. *Dental Materials* - 2015

› **BUCCAL AND LINGUAL BONE LEVEL ALTERATIONS AFTER IMMEDIATE IMPLANTATION OF FOUR IMPLANT SURFACES: A STUDY IN DOGS**
Estevam A. Bonfante, Malvin N. Janal, Rodrigo Granato, Charles Marin, Marcelo Suzuki, Nick Tovar, Paulo G. Coelho.

› **CLINICAL, HISTOLOGICAL AND NANOMECHANICAL PARAMETERS OF IMPLANTS PLACED IN HEALTHY AND METABOLICALLY COMPROMISED PATIENTS**
Rodrigo Granato, Edmara T.P. Bergamo, Lukasz Witek, Estevam A. Bonfante, Charles Marin , Michael Greenberg, Gregory Kurgansky, Paulo G. Coelho. *Journal of Dentistry* – 2020

A S.I.N. ESTÁ EM TODO O MUNDO!



APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O
QR CODE E VEJA ONDE A S.I.N. ESTÁ PRESENTE

MATRIZ S.I.N.

Avenida Vereador Abel Ferreira, 2140 - Jardim
Anália Franco - São Paulo - SP - CEP 03340-000

Atendimento Online
11 95083-8179

(BR) 0800 770-8290
www.sinimplantsystem.com



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 implantat.global

0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://sinimplantsystem)



[@sinbrasiloficial](https://sinbrasiloficial)



[/sinimplantsystem](https://sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://sinimplantsystem)



[/sinloversclub](https://sinloversclub)