

MOTOR IMPLANT-X

S.I.N. BY WOODPECKER

Seu assistente mais eficiente
nos procedimentos clínicos.



MOTOR IMPLANT-X

- Motor de alta performance
- Contra-ângulo resistente e estável
- Pedal multifuncional ergonômico
- Sistema de irrigação silencioso
- Rolamento de tecnologia alemã
- Tela colorida sensível ao toque
- Interface intuitiva

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Relação 2 em 1 – redução + multiplicação
- Um único motor para cirurgia e preparo protético
- 27:1 → torque máximo (osso muito denso)
- 20:1 → cirurgias pesadas
- 16:1 → fresagem intermediária
- 1:1 → ajustes gerais
- 1:5 → preparo protético até 200.000 rpm
- Contra-ângulo com LED → visibilidade máxima, zero sombra
- Tela touch de 7" → moderna, prática e intuitiva
- 300 a 40.000 rpm → cobre todas as fases clínicas
- 110 ml/min de irrigação → 45% a mais que os concorrentes, mais refrigeração, segurança e menor risco de necrose óssea



O EQUILÍBRIO PERFEITO PARA SUA CIRURGIA

O tamanho compacto e peso leve garantem uma melhor sustentação e evitam a fadiga nas mãos dos profissionais em cirurgias complexas.

O desempenho estável é garantido tanto nos modos de alta como de baixa velocidade.

A tela colorida permite uma visualização clara em cada etapa da cirurgia de implantes.



ESPECIFICAÇÕES

Faixa de velocidade de rotação	300 - 40.000 rpm
Faixa de torque	5N.cm - 80N.cm
Saída máxima da bomba	110 ml/min
Dimensões	23,4 mm / 91 mm
Memória	Integrada
Sistema	Programas guiados de fresagem em 8 etapas
Peso aproximado do equipamento	3,5 kg





0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](#)



[@sinbrasiloficial](#)



[/sinimplantsystem](#)



[S.I.N. Implant System](#)



[/sinloversclub](#)