





# KITS COMPLEMENTARES



# KITS COMPLEMENTARES S.I.N.

VERSATILIDADE QUE COMPLETA  
O SEU DIA A DIA CLÍNICO



Cada procedimento exige precisão, segurança e praticidade e é por isso que a S.I.N. desenvolveu uma linha completa de kits complementares que ampliam as possibilidades do seu trabalho.

Projetados para oferecer soluções específicas em diferentes etapas do tratamento, nossos kits reúnem o melhor em ergonomia, organização e compatibilidade com os principais sistemas da linha S.I.N.

Aqui, você vai conhecer cada um deles em detalhe: seus diferenciais, indicações e como eles podem tornar seus protocolos ainda mais simples e eficientes.

Porque quando o assunto é performance cirúrgica, cada detalhe faz a diferença.





# KIT PROTÉTICO

## FUNCIONAL, PRÁTICO E COMPACTO







CÓDIGO PRODUTO: KTMEC 02

CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COTMEC

# KIT EXPANSOR ÓSSEO

Ideal para a realização de expansão óssea horizontal, o Kit de Expansor Ósseo é a ferramenta essencial para sua facilidade clínica, além de evitar a necessidade do uso de enxertos ósseos.



CÓDIGO PRODUTO: KEXP  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COEXP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SXPS 01	Expansor com stop 1 - Ponta de ø 1,65 mm
SXPS 02	Expansor com stop 2 - Ponta de ø 1,90 mm
SXPS 03	Expansor com stop 3 - Ponta de ø 2,85 mm
SXPS 04	Expansor com stop 4 - Ponta de ø 3,15 mm
COEXP	Caixa organizadora expansores

# KIT ENXERTO ÓSSEO

Utilizado para estabilização de enxertos ósseos em bloco e para cirurgia de regeneração óssea guiada, o Kit de Enxerto Ósseo possui chave com encaixe em cruz, a fim de dar mais precisão ao fazer uso dos parafusos.



CÓDIGO PRODUTO: KENX  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COENX

## PARAFUSOS DE ENXERTO ÓSSEO




CÓDIGO	DIÂM.	COMP.
PEX 1408	1,4 mm	8,0 mm
PEX 1410	1,4 mm	10,0 mm
PEX 1412	1,4 mm	12,0 mm
PEX 1608	1,6 mm	8,0 mm
PEX 1610	1,6 mm	10,0 mm
PEX 1612	1,6 mm	12,0 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CDM 02	Chave de mão
CPEX	Chave parafuso de enxerto
FH 1015	Fresa helicoidal ø 1,0 mm x 15,0 mm
FH 1215	Fresa helicoidal ø 1,2 mm x 15,0 mm
FH 1615	Fresa helicoidal ø 1,6 mm x 15,0 mm
COENX	Caixa organizadora enxerto

OBS.: Parafusos são vendidos separadamente.

# KIT LEVANTAMENTO DE SEIO

Indicado para cirurgias de levantamento de seio, o Kit Levatamento de Seio possibilita o deslocamento da membrana sinusal, além da curetagem e compactação do enxerto.




CÓDIGO PRODUTO: KLEV 02  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COLEV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CRT 01	Cureta de seio maxilar 01
CRT 02	Cureta de seio maxilar 02
CRT 03	Cureta de seio maxilar 03
CRT 04	Cureta de seio maxilar 04
CRT 05	Cureta de seio maxilar 05
COLEV	Caixa organizadora levantamento de seio



# KIT OSTEÓTOMO

Possibilita a realização da elevação atraumática do seio maxilar, o que resulta em ganho ósseo vertical, o Kit Osteótomo é a ferramenta ideal para seus casos e evita a necessidade de enxerto ósseo.



CÓDIGO PRODUTO: KOST  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COOST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SOST 01	Osteótomos summers com stop 1 - Ponta de ø 1,60 mm
SOST 02	Osteótomos summers com stop 2 - Ponta de ø 1,90 mm
SOST 03	Osteótomos summers com stop 3 - Ponta de ø 2,90 mm
SOST 04	Osteótomos summers com stop 4 - Ponta de ø 3,20 mm
COOST	Caixa organizadora osteótomos

# KIT EXPANSOR ROTATÓRIO

Indicado para situações de pouca espessura óssea, além de possuir 3 opções, sendo catraca, contra-ângulo e chave digital. Recomendado para expansão e compactação óssea e evita a necessidade de enxerto ósseo. Ideal para regiões onde há limitação de abertura ou espaço interoclusal, impossibilitando o uso dos expansores do kit anterior.



CÓDIGO PRODUTO: KER  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CPQ 02	Cabo para pontas de chaves de catraca
CQCA 27	Chave quadrada de contra-ângulo
COER	Caixa Expansor rotatório
EXR 01	Expansor rotatório 01 - ø 1,4 mm até ø 2,35 mm
EXR 02	Expansor rotatório 02 - ø 1,4 mm até ø 3,05 mm
EXR 03	Expansor rotatório 03 - ø 2,85 mm até ø 3,85 mm
EXR 04	Expansor rotatório 04 - ø 3,15 mm até ø 4,25 mm
FRL 2020	Fresa lança ø 2,00 mm x 20,0 mm

# KIT ORTODÔNTICO

Kit com simplicidade cirúrgica para instalação e remoção dos mini parafusos, auxiliando no tratamento ortodôntico.



CÓDIGO PRODUTO: KOR  
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CMPO 70	Chave de mão para micro parafusos ortodônticos - High Utility
CCPO 24	Chave de contraângulo para micro parafusos ortodônticos - High Utility
FML 70	Fresa manual de marcação tipo lança
FH 1015	Fresa helicoidal diâmetro 1,0 x 15 mm
CDM 02	Chave de mão
CDPO 24	Chave Digital para parafuso ortodôntico (somente para instalação final do parafuso)
COOR	Estojo do conjunto Kit Ortodôntico

OBS.: Parafusos são vendidos separadamente.



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.



0800 770 8290(BR)  
[www.sinimplantsystem.com.br](http://www.sinimplantsystem.com.br)

---

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinbrasiloficial](https://www.instagram.com/sinbrasiloficial)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin\\_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)