




Família **MEDIT** *i900*

Medit *i900* classic e Medit *i900*

Precisão sem esforço



MEDIT *i*900 classic

Do Seu Jeito



MEDIT i900

Precisão Sem Esforço, *Do Seu Jeito*

Tecnologia de escaneamento avançada disponíveis com interface Touch e com a interface em Botão.



Escaneamento Rápido e Fácil para um Fluxo de Trabalho Sem Esforço

- Capture um campo de visão maior de uma só vez, permitindo escaneamentos mais rápidos.
- Escaneie facilmente pacientes para um tratamento mais eficiente.



Compacto, Leve e Confortável de Manusear

- Pesando apenas 165 g, mais leve que um smartphone reduzindo a tensão na região no punho durante o uso prolongado.
- Design fino e ergonômico para uma pegada confortável e segura.



Design Higiênico e Integrado, Fácil de Limpar

- A esterilização UV embutida mantém o dispositivo limpo de dentro para fora.





Ponteira do Aparelho

Sensor Inteligente

Botão Tátil

Motor Óptico
de 3ª Geração

Leve e Compacto

Design Monobloco

Aquecimento Rápido

Indicador de LED

Faixa Touch

Painel Touch

Interfaces da Família i900:

Touch



Botão

*Interfaces distintas,
excelência compartilhada*

Novo Motor Óptico de 3ª Geração

Tecnologia avançada de câmera de 10 bits.

- Escaneamento de Metais Aprimorado
- Maior Precisão de Escaneamento
- Maior Profundidade de Escaneamento
- Textura Melhorada




Fornecer Scan Bodies precisos com facilidade




Proporciona Preparação de Inlays precisa

Campo de Visão Ampliado 18 x 15 mm (552 x 460 px)

Obtenha escaneamentos precisos mais rapidamente com menos capturas de imagem



Medit i900



Produto Comparativo

Botão Tátil

Botão tátil sem esforço. Escaneie com um simples clique.



Faixa Touch & Painel Touch

Ações de comando personalizáveis. Sem mouse, com interação inteligente.

O Mais Leve e Compacto

Projetado para todos da sua equipe odontológica



Sensor Inteligente

Feedback em luzes de LED. Mantenha-se informado desde a conexão até o escaneamento.

Pronto para Escanear

Escaneamento

LED UV-C em Processo

Atenção

Alerta



Design Monobloco

Design sem emendas com equilíbrio perfeito.




Atendimento ao Paciente Mais Rápido e Preciso

Aumente a Precisão da Consulta com Dados de Escaneamento Claros



- Equipado com o novo motor óptico de 3ª geração de 10 bits.
- Proporciona consultas de alta confiança com dados de escaneamento em cores realistas.

Fácil para Iniciantes com Assistente de Escaneamento por IA




- Verificações de precisão em tempo real durante o escaneamento.
- Identifique áreas que precisam de mais dados por meio do mapa de confiabilidade de contraste de cores.

Leve e Confortável para Cada Escaneamento








- Projetado para uso sem esforço, com impacto mínimo na região do punho.
- Pesa apenas 165 g, mais leve que um smartphone, para uso prolongado sem fadiga.

Atendimento ao Paciente Mais Rápido com Comunicação em Tempo Real



- Compartilhe facilmente o progresso do tratamento com os pacientes via visualizador web.
- Compartilhe dados digitais com laboratórios de forma integrada para comunicação mais rápida.


Comparação da Família MEDIT i900

Categoria		Medit i900 classic	Medit i900
Scanner			
Especificação	Tipo de Interface	Botão	Touch
	Tipo de Conexão	Com Fio	
	Peso	165 g	
	Campo de Visão (FOV)	18 x 15 mm	
	Câmera	10 bits	
 Para Pacientes	Comunicação em Tempo Real com Pacientes	Yes	
	Aplicativos Especializados para Consulta Estética	Yes	
	Aplicativos para Consultas Pré e Pós-Tratamento	Yes	
 Para Laboratórios	Transferência de Dados com Um Clique para Qualquer Laboratório	Yes	
	Modo HD para Dados de Alta Densidade	Yes	
	Escaneamento por IA com Remoção de Artefatos em Tempo Real	Yes	
	Escaneamento em Cores Realistas	Yes	
	Medição de Cor	Yes	
	Escaneamento de Movimento Lateral para Captura Dinâmica da Oclusão	Yes	
 Para Profissionais de Odontologia	Função de Câmera Intraoral	Yes	
	Garantia Medit com Cobertura para Danos Acidentais	Yes	
	Compacto e Leve	Yes	
	Design Integrado para Maior Higiene	Yes	
	Aplicativos Especializados para Consulta de Oclusão	Yes	



**Transforme a Odontologia Digital
com a Família Medit i900**

Soluções para Implantes



- Fluxo de trabalho All-on-X intuitivo para iniciantes e especialistas
- Maior precisão com alinhamento de escaneamento otimizado
- Processo simplificado de seleção e alinhamento de bibliotecas


Soluções Chairside

- Fluxo de trabalho integrado com as amplas integrações de parceiros do Medit Link
- Integração com mais de 30 parceiros CAD/CAM
- Processo simples de design CAD e fabricação de próteses



Soluções Ortodônticas

- Simulação realista para consultas eficazes com o paciente
- Fluxo de trabalho completo do planejamento à produção do alinhador
- Transforme a ortodontia com tratamentos no mesmo dia




Soluções para Próteses Dentárias



- Campo de visão ampliado para digitalização fácil de próteses
- Duplicação simples de próteses com escaneamento para rebasamento
- Um único escaneamento para moldes funcionais e dimensões verticais virtuais

Diagnóstico e Consultas

- Aumente a aceitação do paciente com imagens de simulação do tratamento
- Diagnostique e consulte diversos projetos de próteses
- Exporte e compartilhe os resultados da consulta com os pacientes





S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA
CNPJ: 04.298.106/0001-74
Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 421
V. Rio Branco - 03348-060 - São Paulo/SP - Brasil



Telefone | 0800 770 8290
Whatsapp | 11 95083-8179
E-mail | sac@sinimplantsystem.com