

PÓ PARA PROFILAXIA Dentária Woodpecker



Precisão e proteção em cada detalhe!

Eficiência que conquista sorrisos – da prevenção ao tratamento!

SUPRAGINGIVAL

GENTLE

Gentle (S3)

Pó de glicina supragingival de 65µm

Usado para remoção de biofilme e sujeira macia na gengiva adulta. Adequado para pacientes que escolhem a raspagem dentária indolor, pacientes em retorno, pacientes sensíveis e pacientes ortodônticos.



Características:

- 200 g/frasco;
- Sabor agradável e tratamento suave.

SUB+SUPRAGINGIVAL

GENTLE MINI

Gentle Mini (S3 - Mini)

Pó de glicina supragingival de 25µm

A glicina de 25µm é suave e não invasiva para os tecidos moles, para a gengiva, mandíbula superior, bem como para a superfície dos tecidos dentários. Pode ser utilizada para a manutenção dos dentes pediátricos, dentes femininos, ortodontia, restaurações, periodontia e implantes.



Características:

- 120 g/frasco;
- Ligeiramente adocicado;
- Sabor agradável, mais apreciado por crianças;
- Com dureza inferior à da dentina;
- Pode ser utilizado com segurança na raspagem subgingival;
- limpeza e manutenção periodontal e de implantes.

FAST

Fast (S1)

Pó supragingival de bicarbonato de sódio de 65µm

Usado para remoção rápida de pigmentos persistentes, sujeira macia e biofilme na gengiva adulta.



Características:

- 300 g/frasco;
- Dureza de 2,5 Mohs;
- Proporciona remoção eficiente e rápida de pigmentos persistentes, sujeira macia e biofilme na gengiva adulta.