

PLUS HANano Surface

CONHEÇA O PADRÃO DE OURO DA OSTEointegração

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a superfície Plus acelera a osteointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.

MAIS FINO

Capa nanométrica de cristais de hidroxiapatite.


MAIS RÁPIDO

Estimula o crescimento precoce do osso e aumenta a força e a ancoragem do implante.

MAIS FORTE

Superfície hidrofílica que acelera a função osteoblástica, formando mais osso em menos tempo.

Saiba mais sobre a Superfície Plus através do nosso QR Code



Microscopia eletrônica de varredura mostrando uma célula osteoblástica na superfície do HANano*. Cortesia: Cavalcanti JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 implantat.com.br

+351 21 412-0336 (PT)
www.sinimplantsystem.pt/

Visite nossas Redes Sociais:



/sinimplantsystem



@sin-portugal



/sinimplantsystem



S.I.N. Implant System



/sin_implant

Epikut^S

The new definition of epic

Epikut^S

THE NEW DEFINITION OF EPIC

Recriámos o conceito de épico com o EPIKUT S.

Com um design cortante e compressivo, rosas duplas de apoio invertido, esta linha oferece mais praticidade clínica, previsibilidade e elevada estabilidade primária



› Macrogeometria híbrida, corpo cilíndrico e ápice cônico

Com uma macrogeometria e um design exclusivo de rosas cortantes, o EPIKUT S é a melhor escolha para casos de carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração, podendo também ser utilizado noutras situações clínicas,




› Conexão interna de 16° Cone Morse

Uma angulação que proporciona elevada resistência mecânica.



› Roscas duplas de apoio invertido e ultrarrosçáveis

Garantem maior estabilidade primária, binário de colocação e velocidade de colocação do implante.



› Ápice

Facilidade de colocação e fixação bicortical, especialmente



› Microrrosas cervicais exclusivas

Oferecem uma maior área de contacto ósseo e melhoram a dissipação das forças oclusais.




› Fabricado em titânio Cold Worked grau IV

Metal super leve, altamente resistente à corrosão, ao desgaste e à fractura, com os tratamentos de superfície de Duplo Ataque Ácido (DAA) e Duplo Ataque



KIT CIRÚRGICO EPIKUT S LONG

SIMPLICIDADE E MÁXIMA FUNCIONALIDADE
PARA AS SUAS CIRURGIAS



Epikut^S LONG

UM IMPLANTE ÉPICO COM UM TAMANHO IDEAL

Para além do seu design cortante, compressivo e das suas rosas duplas de apoio invertido, a linha Epikut S Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar o teu dia-a-dia clínico.

› **Um implante com muitas possibilidades**
A linha Epikut S Long oferece quatro comprimentos diferentes (18, 20, 22 e 24 mm), ideal para casos de protocolo de arco completo na maxila.

› **Aceleração da cicatrização óssea**
A sua elevada hidrofilia, gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatite, aumenta a actividade das proteínas envolvidas no processo de osteointegração.


› **Agilidade e previsibilidade**
Permite a reabilitação de pacientes edêntulos de forma mais simples, rápida e previsível, oferecendo a possibilidade de evitar enxertos ou elevações dos seios maxilares.

› **Precisão de adaptação**
Com abutments únicos e altamente resistentes à tensão.

› Elevada previsibilidade para a carga imediata
› Ótima ancoragem em maxilas atroficas
› Resolução do caso num único procedimento cirúrgico




Medidas técnicas EPIKUT S LONG CONE MORSE



INDICAÇÕES PARA USO CLÍNICO:

- › 3.8 - Região Anterior
- › 4.0 - Região Anterior e posterior
- › 4.5 - Região posterior

Medidas técnicas EPIKUT S CONE MORSE




INDICAÇÕES PARA USO CLÍNICO:

- › 3,5 mm - Incisivos centrais e incisivos laterais
- › 3,8 mm - Incisivos centrais, caninos e pré-molares
- › 4,0 mm - Pré-molares e molares
- › 4,5 mm - Pré-molares e molares
- › 5,0 mm - Pré-molares e molares

KIT CIRÚRGICO EPIKUT

SIMPLICIDADE E MÁXIMA FUNCIONALIDADE
PARA AS SUAS CIRURGIAS



CODE: KCSE 02

KCSEL 02