

Zygomatic



Zygomatic

KIT CIRÚRGICO ZIGOMÁTICO

Soluções sem enxerto para reabsorções severas na maxila.

PLATAFORMA DO IMPLANTE

- › Hexágono externo.
- › Cabeça angulada em 45°.
- › Rosca interna de 2,0 mm.



POR QUE ZYGOMATIC?

- › Diâmetro cervical diferenciado.
- › Alta estabilidade primária.
- › Treze comprimentos diferentes.
- › Tratamento de superfície na região apical e cervical do implante.
- › Fabricado em Titânio grau IV comercialmente puro.
- › Menor risco de deiscência gengival.
- › Melhor condição da saúde do tecido mole periimplantar.
- › Corpo liso favorecendo as técnicas: **Branemark, Stella and Migliorança.**
- › Inclui montador e tapa implante.

INDICAÇÕES

Exclusivo para profissionais devidamente qualificados.

- › Maxilas com reabsorção óssea severa.
- › Pacientes com restrições para enxerto ósseo.
- › Protocolos para carga imediata e tardia.

Design que proporciona mais **segurança** durante a cirurgia.


Formato **compacto** que facilita a esterilização em autoclaves menores.



(KZ)

Fresas produzidas em **aço inox de alta qualidade.**

PLATAFORMA DO IMPLANTE 4,1mm



Publicações Científicas

Inferior meatal antrostomy as a prophylactic maneuver to prevent sinusitis after zygoma-tic implant placement using the intrasinusal technique.

Antrostomia meatal inferior como manobra profilática para prevenir sinusite após colocação do implante zigomático usando a técnica intra-sinusal.

Fernández Olarte H, Gómez-Delgado A, Trujillo-Saldarriaga S, Castro-Núñez J.

Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Jul-Aug;30(4):862-7.

Reabilitação de maxilas atroficas com implante zigomático: apresentação de 2 casos clínicos.

Petrilli G, Coachman FG.

Innov Implant J, Biomater Esthet, São Paulo, v. 4, n.1, p. 62-68, Jan./Apr. 2009.

Survival and Complications of Zygomatic Implants: An Updated Systematic Review.

Sobrevivência e Complicações dos Implantes Zigomáticos: Uma revisão sistemática atualizada.

Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A.

Oral Maxillofac Surg. 2013 Jun;17(2):81-93.

Tratamento de mandíbulas atroficas.

Zardo M, Takahashi A, Gonçalves RCG, Zardo GG, Lenharo A.

Innov Implant J, Biomater Esthet, São Paulo, v. 4, n.2, p. 76-82, Sep./Dec. 2009.

Zygomatic implants for the management of the severely atrophied maxilla: a retrospective analysis of 244 implants.

Implantes zigomáticos para o manejo da maxila gravemente atrofiada: uma análise retrospectiva de 244 implantes.

Fernández H, Gómez-Delgado A, Trujillo-Saldarriaga S, Varón-Cardona D, Castro-Núñez JJ Oral Maxillofac Surg. 2014 May;72(5):887-91.



Siga-nos nas nossas Redes Sociais



[sinimplantportugal](#)



[@sin.portugal](#)



[sinimplante](#)



[S.I.N. Implant System](#)

+351 21 412-0336

www.sinimplantsystem.pt