

BEYOND Full Arch



ATRÉVE-TE A IR MAIS ALÉM

BEYOND Full Arch

Ir além do possível é oferecer aos pacientes protocolos totais que reabilitam funções essenciais do dia a dia, como comer e sorrir, enquanto elevam a autoestima e transformam vidas, mesmo em casos severos de atrofia óssea.

Atréve-te a ir mais além, explora a arte do Beyond Full Arch!

Benefícios de usar o conjunto de soluções

BEYOND Full Arch



ESTÉTICA APRIMORADA:

Sorriso natural e harmonia facial restaurada.



CONFORTO SUPERIOR:

Ajuste preciso e sem desconforto das próteses removíveis.



PREVENÇÃO DA REABSORÇÃO ÓSSEA:

Mantém a saúde óssea e a estrutura facial.



TRATAMENTO PERSONALIZADO:

Soluções ajustadas a cada paciente.




RECUPERAÇÃO RÁPIDA:

Menos tempo de tratamento, tempo de recuperação reduzido e resultados duradouros.

AS NOSSAS SOLUÇÕES

Ousar. Ir mais além. Foi isso que pensámos ao criar a melhor e mais completa solução para reabilitar os pacientes com atrofia maxilares graves com o protocolo Beyond Full Arch, que pode combinar o uso de técnicas transnasais, trans-sinusais e zigomáticas para reabilitar 100% dos casos.





Epikut^S

Plus HAnano Surface: Mais osso e mais rápido

A superfície Plus HAnano combina várias características que são conhecidas por promover a qualidade óssea durante a cicatrização, acelerar a osteointegração e promover o crescimento ósseo para qualquer tipo de implante.

Conexão S: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Todos os tipos de osso, principalmente para carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração.

Alturas: 8,5 / 10 / 11,5 / 13 / 15 mm

Diâmetros: 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm



Epikut^S LONG

Além de seu design cortante, compressivo e de suas roscas duplas de apoio invertido, a linha Epikut S Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar o teu dia-a-dia clínico. Indicada para reabilitações de arcos totais com medidas que facilitam a ancoragem em regiões ósseas mais densas, como o pilar canino e as paredes da cavidade nasal.

Conexão: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Instalação cirúrgica intraoral na maxila, de preferência em ossos tipo III e IV (ossos de baixa densidade), para casos de edentulismo total, carga imediata e diferida.

Alturas: 18 / 20 / 22 / 24 mm

Diâmetros: 3,8 / 4,0 / 4,5 mm



Zygomatic²

PLUS

O implante Zygomatic oferece uma solução imediata ao paciente, como alternativa aos procedimentos de enxerto ósseo. Proporciona estabilidade, previsibilidade e precisão no tratamento, respondendo às expectativas dos profissionais através do seu design versátil e opções adaptadas às características anatômicas e relações dos tecidos.

Conexão S: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Instalação de implantes no osso zigomático para ancoragem extra-alveolar em reabilitações de arco total de maxilas atroficas.

Alturas: 30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 / 52,5 / 55 / 57,5 / 60 / 62,5 mm

Diâmetros: 4,0 mm

Conheça o nosso Mini Abutment, ideal para atingir os melhores resultados.

O Mini Abutment 45° SLIM da S.I.N. é fabricado em liga de titânio grau V, com anodização dourada, e oferece precisão e segurança para os procedimentos. Os seus protetores, fixados manualmente, permanecem no mesmo lugar até à finalização da prótese provisória ou definitiva.



45°
SLIM

Alturas: 2,0 e 3,0 mm



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 implantat.com.br

+351 21 412-0336 (PT)
www.sinimplantsystem.pt/

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sin.portugal](https://www.instagram.com/sin.portugal)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)