



Epikut

A nova definição do épico

 S.I.N.



Epikut **NOVA DEFINIÇÃO DO ÉPICO**

Recriamos o conceito do épico com o EPIKUT. Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, esta linha proporciona mais praticidade clínica, previsibilidade e alta estabilidade primária para quem procura resultados superiores.

- 

Exclusiva superfície HANANO Plus
Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a osseointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.
- 

Ápice
Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.
- 

Microrroscas cervicais exclusivas
Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.
- 

Um implante e diversas possibilidades
Conexão Cone Morse 11,5° e Hexágono Externo que facilitam o seu dia a dia clínico.
- 


Roscas duplas de apoio invertido
Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.
- 

Duplo ataque ácido
Em toda a superfície para o Cone Morse e até à região cervical nos implantes HE.



Epikut^S **O PODER DE SER ÉPICO**

Idealizado para potencializar a prática clínica, o Epikut S foi desenvolvido para unir a tecnologia e características da macrogeometria híbrida exclusiva, design de roscas cortantes já conhecidos na linha Epikut e agora com conexão Cone Morse 16°. Além disso, estas linhas de implantes dentários proporcionam previsibilidade, alta performance, desempenho elevado e resultados superiores. Características para quem deseja ser épico no dia a dia!

- 

Roscas duplas de apoio invertido
Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.
- 

Mais opções em portfólio
Conexão Cone Morse 16° para facilitar o dia a dia clínico.
- 

Microrroscas cervicais exclusivas
Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.
- 



Ápice
Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.
- 


Cicatrização óssea acelerada
A alta hidrofília, que é gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatita, amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.

HEXÁGONO EXTERNO

CONE MORSE 11,5°

CONE MORSE 16°





Epikut


UM IMPLANTE ÉPICO COM TAMANHO IDEAL

LONG


Além de seu design cortante, compressivo e de suas rosca duplas de apoio invertido, a linha Epikut Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar seu dia-a-dia clínico.

- Um implante com muitas possibilidades**
 A linha Epikut Long oferece quatro comprimentos diferentes (18, 20, 22 e 24 mm), ideal para casos de reabilitação maxilar completa.
- Agilidade e previsibilidade**
 Permite a reabilitação de pacientes edêntulos de forma mais simples, rápida e previsível, oferecendo a possibilidade de evitar enxertos ou elevações de seios nasais.
- Precisão de adaptação**
 Com abutments únicos e altamente resistentes à tensão.
- Alta previsibilidade para a carga imediata**
Ótima ancoragem em maxilas atroficas
Resolução do caso em um único procedimento cirúrgico
- Opções para a sua preferência:**
 Os implantes long podem ser encontrados na linha Epikut, com conexão Cone Morse 11,5° e na linha Epikut S, com conexão Cone Morse 16°.

CONE MORSE LONG 16°




CONE MORSE LONG 11,5°



KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE PARA SUAS CIRURGIAS



CÓDIGO DO PRODUTO: KCSE 02
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COSE 02



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 implantat.com.br

0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinimplantsystem](https://www.instagram.com/sinimplantsystem)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)