



KIT CIRÚRGICO EPIKUT S LONG

SIMPLICIDADE E MÁXIMA FUNCIONALIDADE PARA AS SUAS CIRURGIAS



CÓDIGO DO PRODUTO: KCSEL 02
CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COSEL 02

Epikut^s
LONG
The new definition of epic



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 [implantat.com.br](https://www.implantat.com.br)

+351 21 412-0336 (PT)
www.sinimplantsystem.pt/

Visite nossas Redes Sociais:



/sinimplantsystem



@sin.portugal



/sinimplantsystem



S.I.N. Implant System




/sin_implant



Epikut^S LONG

UM IMPLANTE ÉPICO COM UM TAMANHO IDEAL

Para além do seu design cortante, compressivo e das suas roscas duplas de apoio invertido, a linha Epikut S Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar o teu dia-a-dia clínico.



› An implant with diverse possibilities

A linha Epikut S Long oferece quatro comprimentos diferentes (18, 20, 22 and 24 mm), ideal for cases of full arch protocol in the maxilla.



› Agilidade e previsibilidade

Permite a reabilitação de pacientes edêntulos de forma mais simples, rápida e previsível, oferecendo a possibilidade de evitar enxertos ou elevações dos seios maxilares.





› Precisão de adaptação


Com abutments únicos e altamente resistentes à tensão.



- › Elevada previsibilidade para a carga imediata
- › Ótima ancoragem em maxilas atroficas
- › Resolução do caso num único procedimento cirúrgico
- › Menor morbidade para o paciente



Medidas técnicas EPIKUT S LONG CONE MORSE



INDICAÇÕES PARA USO CLÍNICO:

- › 3.8 - Região Anterior
- › 4.0 - Região Anterior e posterior
- › 4.5 - Região posterior

PLUS
HA^{nano} Surface

CONHEÇA O PADRÃO DE OURO DA OSTEointegração

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a superfície Plus acelera a osteointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.

MAIS FINO

Capa nanométrica de cristais de hidroxiapatite.

MAIS RÁPIDO

Estimula o crescimento precoce do osso e aumenta a força e a ancoragem do implante.

MAIS FORTE

Superfície hidrofílica que acelera a função osteoblástica, formando mais osso em menos tempo

Microscopia Eletrônica de Varredura demonstrando célula osteoblástica na superfície HA^{nano}®. Cortesia: Cavalcanti JH, Tanaka M, Bezerra FI, CBPF RJ.

Saiba mais sobre a
Superfície Plus através
do nosso QR Code

