

# ZYGOMATIC



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 [implantat.com.br](http://implantat.com.br)

+351 21 412-0336 (PT)  
[www.sinimplantsystem.pt/](http://www.sinimplantsystem.pt/)

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sin.portugal](https://www.instagram.com/sin.portugal)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin\\_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)

## Zygomatic<sup>2</sup> PLUS



## Zygomatic<sup>2</sup> PLUS

- **ROSCAS AGRESSIVAS E COMPRESSIVAS**  
Desempenho único e travamento mais rápido do implante.
- **CONEXÃO CONE MORSE 16°**  
Design otimizado para alcançar alta estabilidade primária em ossos de tipo I, II, III e IV, além de alta resistência mecânica.
- **EXTREMIDADE APICAL LISA**  
Melhor adaptação e proteção de tecidos moles e resultados superiores para casos de reabsorção maxilar severa.
- **FABRICADO EM TITÂNIO GRAU IV COLD WORKED**  
Metal muito leve e muito resistente à corrosão, ao desgaste e à fratura, com os tratamentos de superfície de Duplo Ataque Ácido (DAA).
- **EXCLUSIVA SUPERFÍCIE HANANO PLUS**  
Altamente hidrofílica, a Superfície Plus favorece o processo de osteogênese, estimula o crescimento e cicatrização precoce do tecido ósseo e aumenta a força e a ancoragem do implante.

# IDEAL PARA CARGA IMEDIATA

## Resultados imediatos e tempo de tratamento mais curto

O implante Zygomatic oferece uma solução imediata ao doente, como alternativa aos procedimentos de enxerto ósseo. Proporciona estabilidade, previsibilidade e precisão no tratamento, atendendo às expectativas dos profissionais devido ao seu design versátil e opções adaptadas às características anatômicas e relações de tecidos.



# COMPONENTES PROTÉTICOS

O Mini Abutment Cônico com angulações de 45° e alturas de 2,0 mm a 3,0 mm feito de liga de titânio e cor dourada anodizada. Torque de travamento de 20Ncm.

Os protetores são aparafusados sobre o mini pilar com torque manual padrão e devem permanecer na posição até à confecção da prótese provisória ou definitiva.



CÓDIGOS DOS IMPLANTES ZYGOMATIC			
CÓDIGO	DIÂMETRO DA ROSCA (mm)	DIÂMETRO DA PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
ILMZ 4030N	Ø4,0	Ø4,0	30
ILMZ 4032N	Ø4,0	Ø4,0	32,5
ILMZ 4035N	Ø4,0	Ø4,0	35
ILMZ 4037N	Ø4,0	Ø4,0	37,5
ILMZ 4040N	Ø4,0	Ø4,0	40
ILMZ 4042N	Ø4,0	Ø4,0	42,5
ILMZ 4045N	Ø4,0	Ø4,0	45
ILMZ 4047N	Ø4,0	Ø4,0	47,5
ILMZ 4050N	Ø4,0	Ø4,0	50
ILMZ 4052N	Ø4,0	Ø4,0	52,5
ILMZ 4055N	Ø4,0	Ø4,0	55
ILMZ 4057N	Ø4,0	Ø4,0	57,5
ILMZ 4060N	Ø4,0	Ø4,0	60

# KIT CIRÚRGICO ZYGOMATIC

Conquiste resultados superiores com alto desempenho através de um protocolo cirúrgico projetado para superar os desafios dos procedimentos clínicos.

Sonda de profundidade para facilitar a perfuração correta do local do implante.



Brocas exclusivas revestidas com DLC (Diamond like Carbon):

Redução do aquecimento ósseo; Aumento da durabilidade; Alta potência de corte; Ângulo mais afiado.

Sequência linear e intuitiva.

