





Epikut

La nueva definición de épico




S.I.N.



Epikut

NUEVA DEFINICIÓN DE ÉPICO

Hemos recreado el concepto épico con el EPIKUT. Con un diseño afilado, compresivo y roscas dobles de soporte invertido, esta línea proporciona mayor practicidad clínica, previsibilidad y alta estabilidad primaria para aquellos que buscan resultados superiores.



› Exclusiva superficie HAnano Plus

Desarrollada en las principales universidades de Suecia, la nanosuperficie acelera la osteointegración y promueve una calidad ósea superior, respaldada por más de 50 estudios preclínicos.



› Ápice

Estabilidad y apoyo para casos con baja densidad ósea.



› Microrroscas cervicales exclusivas

Mayor área de contacto óseo y mejora la disipación de las fuerzas oclusales.



› Un implante y diversas posibilidades

Conexión Cone Morse de 11.5° y Hexágono Externo que facilitan su día a día clínico.


› Doble ataque ácido

En toda la superficie para el cono Morse y hasta la región cervical en los implantes HE.



› Roscas dobles de apoyo invertido

Que garantizan una mayor estabilidad primaria y torque de inserción.



Epikut^S


EL PODER DE SER ÉPICO

Desarrollado para mejorar la práctica clínica, Epikut S combina las características únicas de la línea Epikut con la conexión de cono Morse de 16°. Epikut S ofrece previsibilidad, alto rendimiento y resultados superiores. ¡Características para aquellos que desean ser épico en su día a día!



› Roscas dobles de soporte invertido

Aseguran una mayor estabilidad primaria y torque de inserción.



› Más opciones en el portafolio

Conexión de cono Morse de 16° para facilitar el día a día clínico.




› Microrroscas cervicales exclusivas

Mayor área de contacto óseo y mejora la disipación de las fuerzas oclusales.



› Ápice

Estabilidad y soporte para casos con baja densidad ósea.




› Cicatrización ósea acelerada


La alta hidrofilia, generada por una capa ultrafina y homogénea de hidroxiapatita, amplía la actividad de las proteínas involucradas en el proceso de osteointegración.




HEXÁGONO EXTERNO



CONO MORSE 11,5°



CONO MORSE 16°





Epikut

LONG


UN IMPLANTE ÉPICO
PARA CASOS EN LOS QUE
NECESITAS IR MÁS ALLÁ.

Con un diseño cortante, compresivo y con roscas dobles de apoyo invertido, la línea Epikut Long ofrece más opciones de tamaños para facilitar su día a día clínico.



► Un implante con muchas posibilidades

La línea Epikut Long ofrece cuatro longitudes diferentes (18, 20, 22 y 24 mm), ideal para casos de rehabilitación maxilar completa.




► Agilidad y previsibilidad

Permite la rehabilitación de pacientes edéntulos de forma más simple, rápida y previsible, ofreciendo la posibilidad de evitar injertos o elevaciones de senos nasales.

► Precisión de adaptación

Con pilares únicos y altamente resistentes a la tensión.




- Alta previsibilidad para la carga inmediata.
- Excelente anclaje en maxilas atroficas.
- Resolución del caso en un único procedimiento quirúrgico.




► Opciones según su preferencia:

Los implantes largos se pueden encontrar en la línea Epikut, con conexión Cono Morse de 11,5°, y en la línea Epikut S, con conexión Cono Morse de 16°.

CONO MORSE LONG 16°




CONO MORSE LONG 11,5°



KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y SIMPLICIDAD
PARA TUS CIRUGÍAS




CÓDIGO DEL PRODUCTO: KCSE 02
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COSE 02

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

KIT QUIRÚRGICO EPIKUT LONG

SIMPLICIDAD Y MÁXIMA FUNCIONALIDAD PARA SUS CIRUGÍAS




CÓDIGO DE PRODUCTO: KCSEL 02
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COSEL 02

KIT SAFE DRILL EPIKUT

HACIENDO TUS CIRUGÍAS MÁS PRÁCTICAS Y PRECISAS

*El Kit Safe Drill Epikut no es compatible con el Kit Quirúrgico Epikut Long.



Para que la instalación del Cono Morse ocurra conforme a la recomendación (infraósea), es necesario utilizar un limitador con 1.5 mm más de profundidad que la deseada.

CÓDIGO DE PRODUCTO: KESD 02
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COESD 02



Descubra Implantat, el streaming educativo de S.I.N.

 [implantat.global](https://www.implantat.global)

internacional@sinimplantsystem.com
www.sinimplantsystem.com/es

Visite nuestras Redes Sociales:



[@sinimplantsystemlatam](https://www.instagram.com/sinimplantsystemlatam)



[@sinimplantglobal](https://www.facebook.com/sinimplantglobal)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)