

Tryon^T



S.I.N.
Implant System



#Creating Smiles

Las sonrisas son la sublime expresión de alegría que compartimos con quienes amamos durante momentos únicos, pero también representan la gratitud, el respeto, y muchas veces, el resultado de un trabajo continuo.

En S.I.N. Implant System creemos que la sonrisa de cada uno de nuestros socios ayuda a generar aún más sonrisas únicas en nuestros clientes.

Nuestro propósito es construir un ciclo afectivo y virtuoso, en el que la sonrisa es nuestra expresión máxima y universal de alegría.

Por eso, en los próximos años, viviremos esta filosofía aún más intensamente:

S.I.N. Creando Sonrisas.



Vea nuestra película



IMPLANTAT



Descubra **IMPLANTAT**,
el habitat educativo de S.I.N. Implant System.
Una plataforma de enseñanza online creada para que
más profesionales aceleren su carrera
y éxito profesional.

¡Acceda
IMPLANTAT.GLOBAL
o apunte la cámara de su
teléfono al QR code y
comience ahora su jornada
de conocimiento!



EDUCATION POWERED BY S.I.N. IMPLANT SYSTEM



S.I.N.
Implant System



Evidencias científicas

- › - Investigación y desarrollo de productos con prestigiosos institutos y universidades como:
Universidad de Aarhus - Dinamarca
Universidad de Chalmers – Suecia
KU Lueven - Bélgica
Universidad de Malmö - Suecia
UNESP - Brasil
USP - Brasil
UFU - Brasil
SLmandic - Brasil

Excelencia en la producción

- › Grandes inversiones en la modernización tecnológica de nuestro centro de fabricación durante los últimos tres años en equipos de última generación.
- › Producción anual de más de 5 millones de productos.



Conozca nuestra fábrica de sonrisas.

Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil y haga un recorrido de 360° por S.I.N. Implant System.

Presencia mundial

- › Una de las mayores empresas de implantes del mercado mundial
- › Amplia presencia internacional.

Calidad Asegurada y certificaciones

- › Riguroso control de procesos, desde la llegada de la materia prima hasta la entrega del producto final, comprobado mediante certificaciones nacionales e internacionales.

ISO
9001

ISO
13485

CE



FDA
510(K) - CLEARED
K051859
K170392
K170398

ISO
14001


ISO
45001



Tryon



DESCARGUE EL APP DE S.I.N.
Y VEA EN REALIDAD AUMENTADA
APUNTE LA CÁMERA DEL CELULAR EN DIRECCIÓN A LA IMAGEN



Tryon^T

La simplicidad de un clásico


TRYON® es el clásico implante de S.I.N. Implant System. El sistema de implantes TRYON® hexágono externo fue desarrollado tomando como referencia el concepto elaborado por el afamado profesor: Per-Ingvar Brånemark.

Siguiendo la evolución de los implantes, TRYON® cuenta con la conexión hexágono externo y cono morse, ambas con doble ataque ácido y una macrogeometría que asegura alta estabilidad primaria, efectividad y seguridad para sus cirugías.

Con más de diez años en el mercado, TRYON® es un implante con amplia documentación científica y ha contribuido a lograr más de 3.000.000 de sonrisas en todo el mundo.




MÁS QUE UN IMPLANTE, UN CONCEPTO



- › Conexión externa hexagonal y cono morse.
- › Fabricado en titanio grado IV comercialmente puro: metal liviano, muy resistente a la corrosión, desgaste y fractura.



- › Alta estabilidad en el tejido óseo.



- › Superficie tratada con doble ataque ácido: rugosidad ideal que proporciona una osteointegración segura.



- › Rosca externa con diámetro de cuerpo variado y plataforma con diámetros de 3.5; 3.75; 4.0; 4.1 y 5.0 mm: proporcionando una inserción rápida y menos traumática.
- › Instalación realizada con torque interno y sin ensamblador.




- › Principalmente indicado para protocolo y prótesis múltiples.



- › Gran variedad de componentes protésicos.



- › Excelente Costo-Beneficio.




- › Compatible con la línea 3.6 FIT: Posibilita el uso del "Platform Switching" para la línea HE, beneficiando áreas estéticas y anteriores, reduciendo el riesgo de pérdida ósea y microgaps.



- › 2 opciones de llave para la instalación (llave de contra-ángulo y torniquete).

CONO MORSE CILÍNDRICO



- › Recomendado para huesos de tipo I y II.
- › Se recomienda la instalación infraósea de 1.5 mm.
- › Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- › Fresas (Lanza y Helicoidal*): velocidad 1500 rpm.
- › Fresas (Piloto y Countersink): velocidad 800 rpm.
- › Compatible con componentes Cono Morse 11.5°.





* A excepción de la fresa helicoidal FHTD 4215, la velocidad recomendada de fresado es de 800 rpm.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.75 mm - Centrales y laterales superiores, caninos y premolares
- › 4.0 mm - Premolares y molares
- › 5.0 mm - Premolares y molares


Secuencia de fresado

TRYON® ST

		1500 rpm		800 rpm	1500 rpm		800 rpm	1500 rpm	800 rpm					20 rpm			
																	
	DIÁM. (mm)	FRLTD 2020	FHTD 2015	FPTD 2030	FHTD 2715	FHTD 3015	FCTD 35	FHTD 3215	FCTD 37	FCTD 40	FPTD 3242	FHTD 4215	FCTD 50	MRI 35	MRI 37	MRI 40	MRI 50
ST 37xx	3.75	●	●	●	●	●			●							●	
ST 40xx	4.0	●	●	●	●	●		●		●						●	
ST 50xx	5.0	●	●	●	●	●		●			●	●	●				●

● Implante apto para hueso tipo I y II. ● Opcional. ● El uso del macho de rosca es opcional. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

Medidas técnicas TRYON® ST





CONO MORSE CILÍNDRICO



- › Recomendado para huesos de tipo III y IV.
- › Se recomienda la instalación infraósea de 1.5 mm.
- › Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- › Fresas (Lanza y Helicoidal): velocidad 1500 rpm.
- › Fresas (piloto y Countersink): velocidad 800 rpm.
- › Compatible con componentes Cono Morse 11.5°.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.75 mm - Centrales y laterales superiores, caninos y premolares
- › 4.0 mm - Premolares y molares


Secuencia de fresado

TRYON® SAT

		1500 rpm	800 rpm	1500 rpm	
	DIÁM. (mm)	FRLTD 2020	FHTD 2015	FPTD 2030	FHTD 2715
					FHTD 3015
SA 37xxST	3.75	●	●	●	●
SA 40xxST	4.0	●	●	●	●


● Implante indicado para hueso tipo III y IV. ● Opcional.

Medidas técnicas TRYON® SAT



Tryon^T_{sc}

CONO MORSE CÓNICO



- › Recomendado para los tipos de hueso III y IV.
- › Se recomienda la instalación infraósea de 1.5 mm.
- › Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- › Fresas (Lanza y Helicoidal*): velocidad 1500 rpm.
- › Fresas (piloto y Countersink): velocidad 800 rpm.
- › Compatible con componentes Cono Morse 11.5°.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.5 mm - Incisivos centrales y laterales
- › 4.0 mm - Caninos, premolares y molares
- › 5.0 mm - Premolares y molares


Secuencias de fresado

TRYON® SC

		1500 rpm	800 rpm							
	DIÁM. (mm)	FRLTD 2020	FHTD 2015	FPTD 2030	FTCD 35	FCTD 35	FTCD 40	FCTD 40	FTCD 50	FCTD 50
SC 35xx	3.5	●	●	●	●	●				
SC 40xx	4.0	●	●	●	●		●	●		
SC 50xx	5.0	●	●	●	●		●		●	●


● Implante indicado para hueso tipo III y IV. ● Opcional.

Medidas técnicas TRYON® SC



SECUENCIA PROTÉSICA CM

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO Y DIGITAL)
Unitario



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

SECUENCIA CON INTERMEDIARIO PROTÉSICO (ANALÓGICO Y DIGITAL)
Unitaria cementada



IMPLANTE		
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8
CPUP 0808	8	8



PILAR UNIVERSAL ANGULADO					
CÓD.	DIÁM. (mm)	ANG.	ALT. TRANSMUCOSA MAYOR (mm)	ALT. TRANSMUCOSA MENOR (mm)	ALT. CEMENTACIÓN (mm)
APASIT 341715	3.3	17°	2.6	1.5	4
APASIT 341725	3.3	17°	3.6	2.5	4
APASIT 341735	3.3	17°	4.6	3.5	4
APASIT 343015	3.3	30°	3.15	1.5	4
APASIT 343025	3.3	30°	4.15	2.5	4
APASIT 343035	3.3	30°	5.15	3.5	4
APASIT 361715	3.3	17°	2.6	1.5	6
APASIT 361725	3.3	17°	3.6	2.5	6
APASIT 361735	3.3	17°	4.6	3.5	6
APASIT 363015	3.3	30°	3.15	1.5	6
APASIT 363025	3.3	30°	4.15	2.5	6
APASIT 363035	3.3	30°	5.15	3.5	6
APASIT 441715	4.5	17°	3	1.5	4
APASIT 441725	4.5	17°	4	2.5	4
APASIT 441735	4.5	17°	5	3.5	4
APASIT 443015	4.5	30°	3.75	1.5	4
APASIT 443025	4.5	30°	4.75	2.5	4
APASIT 443035	4.5	30°	5.75	3.5	4
APASIT 461715	4.5	17°	3	1.5	6
APASIT 461725	4.5	17°	4	2.5	6
APASIT 461735	4.5	17°	5	3.5	6
APASIT 463015	4.5	30°	3.75	1.5	6
APASIT 463025	4.5	30°	4.75	2.5	6
APASIT 463035	4.5	30°	5.75	3.5	6

Utilice la llave hexagonal de 0.9 mm del kit de prótesis



PILAR UNIVERSAL RECTO CON TORNILLO PASANTE			
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. DE LA CEMENTACIÓN (mm)	ALT. DE LA TRANSMUCOSA (mm)
APSIT 334008	3.3	4	0.8
APSIT 334015	3.3	4	1.5
APSIT 334025	3.3	4	2.5
APSIT 334035	3.3	4	3.5
APSIT 334045	3.3	4	4.5
APSIT 334055	3.3	4	5.5
APSIT 336008	3.3	6	0.8
APSIT 336015	3.3	6	1.5
APSIT 336025	3.3	6	2.5
APSIT 336035	3.3	6	3.5
APSIT 336045	3.3	6	4.5
APSIT 336055	3.3	6	5.5
APSIT 454008	4.5	4	0.8
APSIT 454015	4.5	4	1.5
APSIT 454025	4.5	4	2.5
APSIT 454035	4.5	4	3.5
APSIT 454045	4.5	4	4.5
APSIT 454055	4.5	4	5.5
APSIT 456008	4.5	6	0.8
APSIT 456015	4.5	6	1.5
APSIT 456025	4.5	6	2.5
APSIT 456035	4.5	6	3.5
APSIT 456045	4.5	6	4.5
APSIT 456055	4.5	6	5.5

Utilice la llave hexagonal de 0.9 mm del kit de prótesis



PILAR UNIVERSAL RECTO			
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. DE LA CEMENTACIÓN (mm)	ALT. DE LA TRANSMUCOSA (mm)
AISIT 334008	3.3	4	0.8
AISIT 334015	3.3	4	1.5
AISIT 334025	3.3	4	2.5
AISIT 334035	3.3	4	3.5
AISIT 334045	3.3	4	4.5
AISIT 334055	3.3	4	5.5
AISIT 336008	3.3	6	0.8
AISIT 336015	3.3	6	1.5
AISIT 336025	3.3	6	2.5
AISIT 336035	3.3	6	3.5
AISIT 336045	3.3	6	4.5
AISIT 336055	3.3	6	5.5
AISIT 454008	4.5	4	0.8
AISIT 454015	4.5	4	1.5
AISIT 454025	4.5	4	2.5
AISIT 454035	4.5	4	3.5
AISIT 454045	4.5	4	4.5
AISIT 454055	4.5	4	5.5
AISIT 456008	4.5	6	0.8
AISIT 456015	4.5	6	1.5
AISIT 456025	4.5	6	2.5
AISIT 456035	4.5	6	3.5
AISIT 456045	4.5	6	4.5
AISIT 456055	4.5	6	5.5



TRANSFER EN POLIACETAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
TSIT 3340	3.3	4
TSIT 3360	3.3	6
TSIT 4540	4.5	4
TSIT 4560	4.5	6



ANÁLOGO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3.3	4
ASIT 3360	3.3	6
ASIT 4540	4.5	4
ASIT 4560	4.5	6



CILINDRO PROVISIONAL EN ACRÍLICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3.3	4
CPSIT 3360	3.3	6
CPSIT 4540	4.5	4
CPSIT 4560	4.5	6



CILINDRO CALCINABLE EN POLIACETAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3.3	4
CCSIT 3360	3.3	6
CCSIT 4540	4.5	4
CCSIT 4560	4.5	6



JIG DE ESCANEOPILAR UNIVERSAL

CÓD.	
JBSIT 3340	⊗
JBSIT 3360	⊗
JBSIT 4540	⊗
JBSIT 4560	⊗



ANÁLOGO DIGITALPILAR UNIVERSAL

CÓD.	
ADUA 3340	
ADUA 3360	
ADUA 4540	
ADUA 4560	

CONO MORSE

- Seuencia analógica
- Seuencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

SECUENCIA CON INTERMEDIARIO PROTÉSICO - PILAR MULTIFUNCIONAL
(ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unidad, Múltiple parcial o total atornillado



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15



CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8
CPUP 0808	8	8



PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AMCMU 4808	4.8	0.8
AMCMU 4815	4.8	1.5
AMCMU 4825	4.8	2.5
AMCMU 4835	4.8	3.5
AMCMU 4845	4.8	4.5
AMCMU 4855	4.8	5.5

Utilice la llave hexagonal de 1.6 mm del kit de prótesis



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PAM 48



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.
TMAAM 00
TMAAM 06



ANÁLOGO

CÓD.
ANAM



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.
PTAM 00
PTAM 06



CILINDRO CALCINABLE CR-CO

CÓD.
CCAM 00
CCAM 06
CCRAM 00
CCRAM 06



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	ALT. (mm)
PRA 01	2.0



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPAM 01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.
PTMAL 01



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.
TMFAM 00
TMFAM 06



JIG DE ESCANEO - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00
JBAM 06



ANÁLOGO DIGITAL - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
ADAM



JIG DE ESCANEO - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00C
JBAM 06C



INTERFAZ CROMO PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)
IAMC 0400	4,0
IAMC 0600	6,0
IAMC 0406	4,0
IAMC 0606	6,0



INTERFAZ TITANIO PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)
IAMT 0400	4,0
IAMT 0600	6,0
IAMT 0406	4,0
IAMT 0606	6,0

- Seuencia analógica
- Seuencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

PILAR CÓNICO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitaria o múltiple atornillada

IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8

PILAR CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ACMU 4808	4.8	0.8
ACMU 4815	4.8	1.5
ACMU 4825	4.8	2.5
ACMU 4835	4.8	3.5
ACMU 4845	4.8	4.5
ACMU 4855	4.8	5.5

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PA 4855

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.
TMAA 4800
TMAA 4806

ANÁLOGO

CÓD.
ANAC

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.
TMFA 4800
TMFA 4806

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.
PTA 4806-3
PTA 4800-3

CILINDRO CALCINABLE EN POLIACETAL

CÓD.
CPAC 06-3
CPAC 00-3
CALE 06-3 Cromo Cobalto
CALE 00-3 Cromo Cobalto

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.
PRH 30

ALT. (mm)
3.0

PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPAC 01

TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.
PL 1405 Corto
PTMA 13-1 Largo

JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO

CÓD.
JBAC 00
JBAC 06

ANÁLOGO DIGITAL - PILAR CÓNICO

CÓD.
ADAC

JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO

CÓD.
JBAC 00C
JBAC 06C

INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO

CÓD.	ALT. (mm)
IACT 0400	4,0
IACT 0406	4,0
IACT 0600	6,0
IACT 0606	6,0

INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO

CÓD.	ALT. (mm)
IACC 0400	4,0
IACC 0406	4,0
IACC 0600	6,0
IACC 0606	6,0

- Secuencia analógica
- Secuencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

CONO MORSE

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO - MINI PILAR (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Múltiples parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15



CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8
CPUP 0808	8	8



MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4.8	0.8
MAMU 4815	4.8	1.5
MAMU 4825	4.8	2.5
MAMU 4835	4.8	3.5
MAMU 4845	4.8	4.5
MAMU 4855	4.8	5.5



MINI PILAR ANGULADO INDEXADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4.8	1.5	17°
MAMA 1725I	4.8	2.5	17°
MAMA 1735I	4.8	3.5	17°
MAMA 3015I	4.8	1.5	30°
MAMA 3025I	4.8	2.5	30°
MAMA 3035I	4.8	3.5	30°

Utilice la llave hexagonal de 1,2 mm del kit de prótesis



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.
TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.
TMFM 4800



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMA 4855



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.
JBMA



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.
JBMAC



ANÁLOGO

CÓD.
ANMA 4800



ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR

CÓD.
ADMA



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.
PTM 4800-2 Para MA en ángulo
PTM 4800-3 Para MA recta



CILINDRO CALCINABLE CR-CO

CÓD.
CPM 4800-2 Para mini pilar en ángulo
CPM 4800-3 Para mini pilar recta
CLEM 4800-2 Cromo cobalto para mini pilar en ángulo
CLEM 4800-3 Cromo cobalto para mini pilar recta



INTERFAZ TITANIO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPM 01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.
PL 1405 corto
PTMA 13-1 largo



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	ALT. (mm)
PRH 20	2
PRH 30	3

Para mini pilar en ángulo
Para mini pilar recta

CONO MORSE

- Seuencia analógica
- Seuencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

MICRO MINI PILAR (ANALÓGICO E DIGITAL)

Unitario, parcial múltiple o atornillado



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15



CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8
CPUP 0808	8	8



MICRO MINI PILAR

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MMAM 3308	3.5	0.8
MMAM 3315	3.5	1.5
MMAM 3325	3.5	2.5
MMAM 3335	3.5	3.5
MMAM 3345	3.5	4.5



PROTECTOR DE PILAR

CÓD. PMM 33



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD. TMM 33 TMM 3306



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD. TMMF 33 TMMF 3306



ANÁLOGO

CÓD. AMMA 33



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD. CPMT 33 CPMT 3306



CILINDRO CALCINABLE CR-CO

CÓD. CPMC 33 CPMM 33 CPMT 3306 CPMM 3306



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD. PTMMA 14



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD. PRH 3035



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD. PPM 33 PPM 3306



JIG DE ESCANEO MICRO MINI PILAR

CÓD. JBMMA JBMMA 06



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI PILAR

CÓD. ADMMA



INTERFAZ TITANIO MICRO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMMAT 04	4,0
IMMAT 06	6,0
IMMAT 0406	4,0
IMMAT 0606	6,0



INTERFAZ CROMO MICRO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMMAC 04	4,0
IMMAC 06	6,0
IMMAC 0406	4,0
IMMAC 0606	6,0

CONO MORSE

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

- Seuencia analógica

Seuencia digital
- Tornillo hexagonal

Componente antirrotacional

Tornillo cuadrado

Tornillo de pilar

Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM

OVERDENTURE BARRA-CLIP CON INTERMEDIO PROTÉSICO - MINI PILAR
(ANALÓGICO Y DIGITAL)



IMPLANTE		
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ST 3785	3.75	8.5
ST 3710	3.75	10
ST 3711	3.75	11.5
ST 3713	3.75	13
ST 3715	3.75	15
ST 4085	4.0	8.5
ST 4010	4.0	10
ST 4011	4.0	11.5
ST 4013	4.0	13
ST 4015	4.0	15
ST 5085	5.0	8.5
ST 5010	5.0	10
ST 5011	5.0	11.5
ST 5013	5.0	13
ST 5015	5.0	15
SA 385ST	3.75	8.5
SA 310ST	3.75	10
SA 311ST	3.75	11.5
SA 313ST	3.75	13
SA 315ST	3.75	15
SA 485ST	4.0	8.5
SA 410ST	4.0	10
SA 411ST	4.0	11.5
SA 413ST	4.0	13
SA 415ST	4.0	15
SC 3585	3.5	8.5
SC 3510	3.5	10
SC 3511	3.5	11.5
SC 3513	3.5	13
SC 3515	3.5	15
SC 4085	4.0	8.5
SC 4010	4.0	10
SC 4011	4.0	11.5
SC 4013	4.0	13
SC 4015	4.0	15
SC 5085	5.0	8.5
SC 5010	5.0	10
SC 5011	5.0	11.5
SC 5013	5.0	13
SC 5015	5.0	15



CICATRIZADORES DE TITANIO		
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



CICATRIZADORES DE PEEK		
CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5	4
CPUP 0804	8	4
CPUP 0508	5	8
CPUP 0808	8	8



MINI PILAR RECTO		
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4.8	0.8
MAMU 4815	4.8	1.5
MAMU 4825	4.8	2.5
MAMU 4835	4.8	3.5
MAMU 4845	4.8	4.5
MAMU 4855	4.8	5.5




MINI PILAR ANGULADO INDEXADO			
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4.8	1.5	17°
MAMA 1725I	4.8	2.5	17°
MAMA 1735I	4.8	3.5	17°
MAMA 3015I	4.8	1.5	30°
MAMA 3025I	4.8	2.5	30°
MAMA 3035I	4.8	3.5	30°

Utilice la llave hexagonal de 1,2 mm del kit de prótesis




PROTECTOR DE PILAR
CÓD.
PMA 4855



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA CM

OVERDENTURE - EQUATOR



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

- Seuencia analógica
- Seuencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

CILÍNDRICO



- › Indicado para huesos de tipo I y II.
- › Instalación a nivel de hueso.
- › Rotación de inserción: 20 rpm.
- › Torque máximo en cirugía: 80 N.cm.
- › Fresas (Lanza y Helicoidal*): velocidad 1500 RPM.
- › Fresas (Piloto y Countersink): velocidad 800 RPM.

*A excepción de la fresa helicoidal FHTD 4215, la velocidad recomendada de fresado es de 800 rpm.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:


- › 3.25 mm - Incisivos laterales (superiores e inferiores) y centrales inferiores
- › 3.75 mm - Centrales y laterales superiores, caninos y premolares
- › 4.0 mm - Caninos, premolares y molares
- › 5.0 mm - Premolares y molares

Secuencia de fresas

TRYON® CY			1500 rpm		800 rpm	1500 rpm				800 rpm				20 rpm			
	PLAT. (mm)	DIÁM. (mm)	FRLTD 2020 ø2.0	FHTD 2015 ø2.0	FPTD 2030 ø2.0/ø3.0	FHTD 2715 ø2.75	FHTD 3015 ø3.0	FHTD 3215 ø3.25	FPTD 3242 ø3.25/ø4.25	FHTD 4215 ø4.25	FCTD 41 ø4.1	FCTD 50 ø5.0	MRI 32 ø3.25	MRI 37 ø3.75	MRI 40 ø4.0	MRI 50 ø5.0	
 Tryon Cilíndrico	4.1	3.25	●	●	●	●	●				●		●				
	4.1	3.75	●	●	●	●	●	●			●			●			
	4.1	4.0	●	●	●	●	●	●			●				●		
	5.0	5.0	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●	

• El uso del macho de rosca es opcional. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

Medidas técnicas TRYON® CY



CÓNICO



- › Indicado para huesos de tipo III y IV.
- › Instalación a nivel de hueso.
- › Rotación de las fresas iniciales: 1500 rpm.
- › Rotación de las fresas cónicas: 800 rpm.
- › Torque máximo en cirugía: 80 N.cm.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 4.0 mm - Centrales superiores, caninos, premolares y molares
- › 5.0 mm - Premolares y molares

Secuencia de fresas

TRYON® CO


1500 rpm

800 rpm

								
	PLAT. (mm)	DIÁM. (mm)	FRLTD 2020 ø2.0	FHTD 2015 ø2.0	FPTD 2030 ø2.0/ø3.0	FTCD 35 ø2.95	FTCD 40 ø3.35	FTCD 50 ø4.0
	4.1	4.0	•	•	•	•	•	•
Tryon Cónico	5.0	5.0	•	•	•	•	•	•

● Implante indicado para hueso tipo III y IV. ● Uso opcional.

Medidas técnicas TRYON® CO





3.6 FIT

“Platform Switching” es una técnica en la cual el diámetro del componente utilizado es menor que el diámetro de la plataforma del implante, creando así un “paso” de 90° entre el implante y el componente.

S.I.N. Implant System trae lo mejor de este concepto a la línea TRYON.

- › Una línea de componentes de 3.6 mm para implantes de 4.1 mm.
- › Ayuda al mantenimiento de los niveles óseos.
- › Simplifica el asentamiento clínico de los componentes de la prótesis.
- › Mejora la disipación de fuerzas en la región cervical del implante.
- › Minimiza la pérdida ósea marginal.
- › Mejora el sellado marginal para un mayor asentamiento del tejido periimplantario.
- › Promueve una mejor estética y rehabilitación con la más alta biocompatibilidad.



SECUENCIA PROTÉSICA HE

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICA)

Unitario y múltiple



IMPLANTE CILÍNDRICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SA 3285	3.25	8.5	4.1
SA 3210	3.25	10	4.1
SA 3211	3.25	11.5	4.1
SA 3213	3.25	13	4.1
SA 3215	3.25	15	4.1
SA 307	3.75	7	4.1
SA 385	3.75	8.5	4.1
SA 310	3.75	10	4.1
SA 311	3.75	11.5	4.1
SA 313	3.75	13	4.1
SA 315	3.75	15	4.1
SA 407	4	7	4.1
SA 485	4	8.5	4.1
SA 410	4	10	4.1
SA 411	4	11.5	4.1
SA 413	4	13	4.1
SA 415	4	15	4.1
SA 507	5	7	5
SA 585	5	8.5	5
SA 510	5	10	5
SA 511	5	11.5	5
SA 513	5	13	5
SA 515	5	15	5



IMPLANTE CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCPL 4010	4.0	10	4.1
SCPL 4011	4.0	11.5	4.1
SCPL 4013	4.0	13	4.1
SCPL 4015	4.0	15	4.1
SCPL 5010	5.0	10	5.0
SCPL 5011	5.0	11.5	5.0
SCPL 5013	5.0	13	5.0
SCPL 5015	5.0	15	5.0

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.



CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3.6	1	3.6
TI 3602	3.6	2	3.6
CIHE 3602	4.0	2	3.6
CIHE 3604	4.0	4	3.6
CIHE 3606	4.0	6	3.6
CI 4102	4.1	2	4.1
CI 4104	4.1	4	4.1
CI 3602	5	2	3.6
CI 4152	5	2	4.1
CI 3604	5	4	3.6
CI 4154	5	4	4.1
CI 3606	5	6	3.6
CI 4156	5	6	4.1
CI 4158	5	8	4.1
CI 5052	5.5	2	5
CI 5054	5.5	4	5
CI 5056	5.5	6	5
CI 5058	5.5	8	5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5	5
CPHE 3508	3.6	8	5
CPHE 4108	4.1	8	5
CPHE 5008	5.0	8	5

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.	PLAT. (mm)
TMAHE 36	3.6
TMAI 3605	3.6
TMAI 4105	4.1
TMAI 5005	5.0



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.	PLAT. (mm)
TMFHE 36	3.6
TMFI 3605	3.6
TMFI 4105	4.1
TMFI 5005	5.0



ANÁLOGO

CÓD.	PLAT. (mm)
ANHE 3600	3.6
AN 4100	4.1
AN 5000	5.0



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.	PLAT. (mm)
CPTHE 360-H	3.6
CPTHE 366-H ⦿	3.6
CPT 360-H	3.6
CPT 366-H ⦿	3.6
CPT 400-H	4.1
CPT 406-H ⦿	4.1
CPT 500-H	5.0
CPT 506-H ⦿	5.0



PILAR CEMENTADO ANGULADO 17°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AIA 3651-Q	3.6	1.0
AIA 3652-Q	3.6	2.0
AIA 3653-Q	3.6	3.0
AIA 3654-Q	3.6	4.0
AIA 4151-Q	4.1	1.0
AIA 4152-Q	4.1	2.0
AIA 4154-Q	4.1	4.0
AIA 5052-Q	5.0	2.0
AIA 5054-Q	5.0	4.0



PILAR CEMENTADO RECTO

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AI 3651-Q	3.6	1.0
AI 3652-Q	3.6	2.0
AI 3653-Q	3.6	3.0
AI 3654-Q	3.6	4.0
AI 4151-Q	4.1	1.0
AI 4152-Q	4.1	2.0
AI 4153-Q	4.1	3.0
AI 4154-Q	4.1	4.0
AI 5051-Q	5.0	1.0
AI 5052-Q	5.0	2.0
AI 5053-Q	5.0	3.0
AI 5054-Q	5.0	4.0



PILAR EUCLA CR-CO

CÓD.	PLAT. (mm)
EUCLAHE 360-Q	3.6
EUCLAHE 366-Q ⦿	3.6
EUCLA 360-Q	3.6
EUCLA 366-Q ⦿	3.6
EUCLA 400-Q	4.1
EUCLA 406-Q ⦿	4.1
EUCLA 500-Q	5.0
EUCLA 506-Q ⦿	5.0



PILAR UCLA PLÁSTICO

CÓD.	PLAT. (mm)
UCLAHE 360-Q	3.6
UCLAHE 366-Q ⦿	3.6
UCLA 360-Q	3.6
UCLA 366-Q ⦿	3.6
UCLA 400-Q	4.1
UCLA 406-Q ⦿	4.1
UCLA 500-Q	5.0
UCLA 506-Q ⦿	5.0



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.
PLPA 1 ⦿
PTMA 22-1
Rosca de 2,0mm



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.
PTQ 2008 Titanio
PT 2008 Titanio
Rosca de 2.0mm



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPI 41 ⦿
PPI 4100

HEXÁGONO EXTERNO

- Sequencia analógica
- Sequencia digital

- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⦿ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬡ Tornillo de pilar
- ⦿ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (DIGITAL)

Unitario y múltiple



IMPLANTE CILÍNDRICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SA 3285	3.25	8.5	4.1
SA 3210	3.25	10	4.1
SA 3211	3.25	11.5	4.1
SA 3213	3.25	13	4.1
SA 3215	3.25	15	4.1
SA 307	3.75	7	4.1
SA 385	3.75	8.5	4.1
SA 310	3.75	10	4.1
SA 311	3.75	11.5	4.1
SA 313	3.75	13	4.1
SA 315	3.75	15	4.1
SA 407	4	7	4.1
SA 485	4	8.5	4.1
SA 410	4	10	4.1
SA 411	4	11.5	4.1
SA 413	4	13	4.1
SA 415	4	15	4.1
SA 507	5	7	5
SA 585	5	8.5	5
SA 510	5	10	5
SA 511	5	11.5	5
SA 513	5	13	5
SA 515	5	15	5



IMPLANTE CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCPL 4010	4.0	10	4.1
SCPL 4011	4.0	11.5	4.1
SCPL 4013	4.0	13	4.1
SCPL 4015	4.0	15	4.1
SCPL 5010	5.0	10	5.0
SCPL 5011	5.0	11.5	5.0
SCPL 5013	5.0	13	5.0
SCPL 5015	5.0	15	5.0


*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.
Para implantes HE de Ø de 3.5, considerar los componentes en negrita.

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3.6	1	3.6
TI 3602	3.6	2	3.6
CIHE 3602	4.0	2	3.6
CIHE 3604	4.0	4	3.6
CIHE 3606	4.0	6	3.6
CI 4102	4.1	2	4.1
CI 4104	4.1	4	4.1
CI 3602	5	2	3.6
CI 4152	5	2	4.1
CI 3604	5	4	3.6
CI 4154	5	4	4.1
CI 3606	5	6	3.6
CI 4156	5	6	4.1
CI 4158	5	8	4.1
CI 5052	5.5	2	5
CI 5054	5.5	4	5
CI 5056	5.5	6	5
CI 5058	5.5	8	5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5	5
CPHE 3508	3.6	8	5
CPHE 4108	4.1	8	5
CPHE 5008	5.0	8	5



JIG DE ESCANE0 - HE

CÓD.	
JBHE 34C	⊗
JBHE 36C	⊗
JBHE 41C	⊗




JIG DE ESCANE0 - HE

CÓD.	
JBHE 34	
JBHE 36	
JBHE 41	



ANÁLOGO DIGITAL - HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN
ADHE 34	Hexágono de 2,55 mm
ADHE 35	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)
ADHE 41	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)



INTERFAZ TITANIO HE SIRONA

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
IHE 4104	BO 4.1 - BO 5.0



32 N.cm

INTERFAZ ANTIRROTACIONAL TITANIO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IHET 3404	Ø3,4X4	3,4	4,0
IHET 3406	Ø3,4X6	3,4	6,0
IHET 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IHET 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IHET 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IHET 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0



32 N.cm

INTERFAZ ROTACIONAL TITANIO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IRHET 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IRHET 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IRHET 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IRHET 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0



32 N.cm

INTERFAZ ANTIRROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IHEC 3404	Ø3,4X4	3,4	4,0
IHEC 3406	Ø3,4X6	3,4	6,0
IHEC 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IHEC 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IHEC 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IHEC 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0



32 N.cm

INTERFAZ ROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IRHEC 3604	Ø3,6X4	3,6	4,0
IRHEC 3606	Ø3,6X6	3,6	6,0
IRHEC 4104	Ø4,1X4	4,1	4,0
IRHEC 4106	Ø4,1X6	4,1	6,0

Sequencia analógica
Sequencia digital

- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⊗ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬢ Tornillo de pilar
- ⊗ Componente rotacional

HEXÁGONO EXTERNO

SECUENCIA PROTÉSICA HE

MINI PILAR - INTERMEDIARIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis parciales o totales atornilladas.



IMPLANTE CILÍNDRICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SA 3285	3.25	8.5	4.1
SA 3210	3.25	10	4.1
SA 3211	3.25	11.5	4.1
SA 3213	3.25	13	4.1
SA 3215	3.25	15	4.1
SA 307	3.75	7	4.1
SA 385	3.75	8.5	4.1
SA 310	3.75	10	4.1
SA 311	3.75	11.5	4.1
SA 313	3.75	13	4.1
SA 315	3.75	15	4.1
SA 407	4	7	4.1
SA 485	4	8.5	4.1
SA 410	4	10	4.1
SA 411	4	11.5	4.1
SA 413	4	13	4.1
SA 415	4	15	4.1
SA 507	5	7	5
SA 585	5	8.5	5
SA 510	5	10	5
SA 511	5	11.5	5
SA 513	5	13	5
SA 515	5	15	5



IMPLANTE CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCPL 4010	4.0	10	4.1
SCPL 4011	4.0	11.5	4.1
SCPL 4013	4.0	13	4.1
SCPL 4015	4.0	15	4.1
SCPL 5010	5.0	10	5.0
SCPL 5011	5.0	11.5	5.0
SCPL 5013	5.0	13	5.0
SCPL 5015	5.0	15	5.0



MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MA 3601	4.8	1	3.6
MA 3602	4.8	2	3.6
MA 3603	4.8	3	3.6
MA 3604	4.8	4	3.6
MA 4101	4.8	1	4.1
MA 4102	4.8	2	4.1
MA 4103	4.8	3	4.1
MA 4104	4.8	4	4.1
MA 5001	4.8	1	5
MA 5002	4.8	2	5
MA 5003	4.8	3	5
MA 5004	4.8	4	5



MINI PILAR ANGULADO 17°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3602	4.8	2	3.6
MAA 3604	4.8	4	3.6
MAA 4102	4.8	2	4.1
MAA 4103	4.8	3	4.1



MINI PILAR ANGULADO 30°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3632	4.8	2	3.6
MAA 3634	4.8	4	3.6
MAA 4132	4.8	2	4.1
MAA 4134	4.8	4	4.1

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855 Perfil de 5,0 mm



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTM 4800-3	Recto
PTMS 4800-3	Recto - Indicado para la soldadura láser
PTM 4800-2	Angulado



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



CILINDRO CALCINABLE CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2	Plástico	Para mini pilar en ángulo
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto	Para mini pilar en ángulo
CPM 4800-3	Plástico	
CLEM 4800-3	Cromo-Cobalto	



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPM01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	
PL 1405	1,4	5.5	Curto
PTMA 13-1	1,4	13	Longo



TORNILLO DE RETENCIÓN - RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	
PRH 30	1,4	3	Para mini pilar recto



TORNILLO DE RETENCIÓN - ANGULADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	
PRH 20	1,4	2	Para mini pilar en ángulo



INTERFAZ TITANIO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

Sequencia analógica
Sequencia digital

- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

HEXÁGONO EXTERNO


*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA HE

PILAR CÓNICO - SECUENCIA SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitarias, parciales o totales atornilladas

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.


HEXÁGONO EXTERNO

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE BARRA-CLIP (ANALÓGICO E DIGITAL)

Rehabilitaciones totales de maxilar y mandíbula

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



HEXÁGONO EXTERNO

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

- Sequencia analógica
- Sequencia digital
- Tornillo hexagonal
- Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE BARRA-CLIP CON INTERMEDIO PROTÉSICO

Rehabilitaciones totales de maxilar y mandíbula



IMPLANTE CILÍNDRICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
SA 3285	3.25	8.5	4.1
SA 3210	3.25	10	4.1
SA 3211	3.25	11.5	4.1
SA 3213	3.25	13	4.1
SA 3215	3.25	15	4.1
SA 307	3.75	7	4.1
SA 385	3.75	8.5	4.1
SA 310	3.75	10	4.1
SA 311	3.75	11.5	4.1
SA 313	3.75	13	4.1
SA 315	3.75	15	4.1
SA 407	4	7	4.1
SA 485	4	8.5	4.1
SA 410	4	10	4.1
SA 411	4	11.5	4.1
SA 413	4	13	4.1
SA 415	4	15	4.1
SA 507	5	7	5
SA 585	5	8.5	5
SA 510	5	10	5
SA 511	5	11.5	5
SA 513	5	13	5
SA 515	5	15	5



IMPLANTE CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCPL 4010	4.0	10	4.1
SCPL 4011	4.0	11.5	4.1
SCPL 4013	4.0	13	4.1
SCPL 4015	4.0	15	4.1
SCPL 5010	5.0	10	5.0
SCPL 5011	5.0	11.5	5.0
SCPL 5013	5.0	13	5.0
SCPL 5015	5.0	15	5.0




MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MA 3601	4.8	1	3.6
MA 3602	4.8	2	3.6
MA 3603	4.8	3	3.6
MA 3604	4.8	4	3.6
MA 4101	4.8	1	4.1
MA 4102	4.8	2	4.1
MA 4103	4.8	3	4.1
MA 4104	4.8	4	4.1
MA 5001	4.8	1	5
MA 5002	4.8	2	5
MA 5003	4.8	3	5
MA 5004	4.8	4	5



MINI PILAR ANGULADO 17°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3602	4.8	2	3.6
MAA 3604	4.8	4	3.6
MAA 4102	4.8	2	4.1
MAA 4103	4.8	3	4.1



MINI PILAR ANGULADO 30°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3632	4.8	2	3.6
MAA 3634	4.8	4	3.6
MAA 4132	4.8	2	4.1
MAA 4134	4.8	4	4.1

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.
TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.
TMFM 4800



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMA 4855



ANÁLOGO

CÓD.
ANMA 4800



CILINDRO CALCINABLE CR-CO - RECTO

CÓD.	LEG.
CPM 4800-3	Plásticos
CLEM 4800-3	Cromo cobalto



CILINDRO CALCINABLE CR-CO - ANGULAR

CÓD.	LEG.
CPM 4800-2	Plásticos
CLEM 4800-2	Cromo cobalto



JIG DE ESCANEEO MINI PILAR

CÓD.
JBMA



JIG DE ESCANEEO MINI PILAR

CÓD.
JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR

CÓD.
ADMA




INTERFAZ TITANIO MINI PLAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0



CLIP DE POLIACETAL

CÓD.
CLIPP



CABLE DE OVERDENTURE

CÓD.
FO 01
Poliacetal

- Tornillo hexagonal
- ⊗ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬢ Tornillo de pilar
- ⊙ Componente rotacional

HEXÁGONO EXTERNO

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE CILÍNDRICO


CÓD.	DIÁM. (mm)	COMP. (mm)	PLAT. (mm)
SA 3285	3.25	8.5	4.1
SA 3210	3.25	10	4.1
SA 3211	3.25	11.5	4.1
SA 3213	3.25	13	4.1
SA 3215	3.25	15	4.1
SA 307	3.75	7	4.1
SA 385	3.75	8.5	4.1
SA 310	3.75	10	4.1
SA 311	3.75	11.5	4.1
SA 313	3.75	13	4.1
SA 315	3.75	15	4.1
SA 407	4	7	4.1
SA 485	4	8.5	4.1
SA 410	4	10	4.1
SA 411	4	11.5	4.1
SA 413	4	13	4.1
SA 415	4	15	4.1
SA 507	5	7	5
SA 585	5	8.5	5
SA 510	5	10	5
SA 511	5	11.5	5
SA 513	5	13	5
SA 515	5	15	5



CICATRIZADORES DE TITANIO


CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (MM)
CI 4102	4.1 ¹	2
CI 4104	4.1 ¹	4
CI 4152	4.1 ²	2
CI 4154	4.1 ²	4
CI 4156	4.1 ²	6
CI 4158	4.1 ²	8
CI 5052	5 ³	2
CI 5054	5 ³	4
CI 5056	5 ³	6
CI 5058	5 ³	8

¹ Perfil de 4.1 mm
² Perfil de 5.0 mm
³ Perfil de 5.5 mm



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 4108	4.1	8	5
CPHE 5008	5.0	8	5



IMPLANTE CÓNICO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCPL 4010	4.0	10	4.1
SCPL 4011	4.0	11.5	4.1
SCPL 4013	4.0	13	4.1
SCPL 4015	4.0	15	4.1
SCPL 5010	5.0	10	5.0
SCPL 5011	5.0	11.5	5.0
SCPL 5013	5.0	13	5.0
SCPL 5015	5.0	15	5.0



20 N.cm

PILAR EQUATOR HE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AEHE 4102	4,1	2,0
AEHE 4103	4,1	3,0
AEHE 4104	4,1	4,0
AEHE 4105	4,1	5,0



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DP	1,6 mm



ACOPLE DE TITANIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARILLA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retención extra suave (0,6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retención suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retención estándar (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retención fuerte (2,7 kg)



CÁPSULA NEGRA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabajo



CÓD.

CARACTERÍSTICA

CCE 01	Pack de cápsulas (compuesto por 1 unidad del artículo 140 CEV; 1 unidad del artículo 140 CEN y 2 unidades del artículo 140 CET)
--------	---



CÓD.

CARACTERÍSTICA

485 IC	Clave para inserción y extracción de cápsulas de retención
--------	--

Sequencia analógica

Sequencia digital

Tornillo hexagonal

Componente antirrotacional

Tornillo cuadrado

Tornillo de pilar

Componente rotacional


*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

KIT QUIRÚRGICO TRYON

SIMPLICIDAD Y MÁXIMA FUNCIONALIDAD
PARA SUS CIRUGÍAS

Kit para la instalación de implantes
hexagonales externos de las líneas
TRYON® y Revolution .


Facilidad para identificar el orden
de fresado en el acto quirúrgico.



Exclusivo diseño y alto
nivel de precisión de los
instrumentos.

Fresas con indicación
de profundidad.


Diseño de bandeja más
ligero y compacto.



CÓDIGO DEL PRODUCTO: KCHE 04
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COHE 04

KIT PROTÉSICO


FUNCIONAL, PRÁCTICO Y COMPACTO



CÓDIGO DEL PRODUCTO: KTMEC 02
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COTMEC

KIT EXPANSOR ÓSEO

Ideal para la realización de expansiones óseas laterales, el Kit Expansor Óseo es la herramienta esencial para su facilidad clínica, además de evitar la necesidad de utilizar injertos óseos.



CÓDIGO DEL PRODUCTO: KEXP
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COEXP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SXPS 01	Expansor con stop 1 - Punta de ø 1,65 mm
SXPS 02	Expansor con stop 2 - Punta de ø 1,90 mm
SXPS 03	Expansor con stop 3 - Punta de ø 2,85 mm
SXPS 04	Expansor con stop 4 - Punta de ø 3,15 mm
COEXP	Caja organizadora expansiva

KIT DE INJERTO ÓSEO

Utilizado para la estabilización de injertos óseos en bloque y para la cirugía de regeneración ósea guiada, el Kit de Injerto Óseo cuenta con una llave con encaje cruz, con el objeto de dar más precisión al utilizar los tornillos.



CÓDIGO DEL PRODUCTO: KENX
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COENX

TORNILLOS DE INJERTO ÓSEO



CÓDIGO	DIÁM.	LONGITUD
PEX 1408	1.4 mm	8.0 mm
PEX 1410	1.4 mm	10.0 mm
PEX 1412	1.4 mm	12.0 mm
PEX 1608	1.6 mm	8.0 mm
PEX 1610	1.6 mm	10.0 mm
PEX 1612	1.6 mm	12.0 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CDM 02	Llave de mano
CPEX	Llave tornillo de injerto
FH 1015	Fresa helicoidal ø 1.0 mm x 15.0 mm
FH 1215	Fresa helicoidal ø 1,2 mm x 15.0mm
FH 1615	Fresa helicoidal ø 1.6 mm x 15.0mm
COENX	Caja organizadora de injerto


OBS.: Los tornillos se venden por separado.

KIT LEVANTAMIENTO DE SENO

Indicado para cirugías de elevación de seno, el Kit de Levantamiento de Seno permite el desplazamiento de la membrana sinusal, además del curetaje y la compactación del injerto.

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Curetas más ligeras para más facilidad en el manejo.



Cables con geometría y ranuras que facilitan su agarre.

Diseño liviano y compacto de la caja externa que permite la esterilización en autoclaves menores.

CÓDIGO DEL PRODUCTO: KLEV 02
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COLEV


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CRT 01	Cureta de seno maxilar 01
CRT 02	Cureta de seno maxilar 02
CRT 03	Cureta de seno maxilar 03
CRT 04	Cureta de seno maxilar 04
CRT 05	Cureta de seno maxilar 05
COLEV	Caja organizadora levantamiento de seno

KIT OSTEÓTOMO

Permite la realización de la elevación atraumática del seno maxilar, dando lugar a una ganancia ósea vertical, el Kit Osteótomo es la herramienta ideal para sus casos y evita la necesidad de injerto óseo.

Kit compacto que puede ser esterilizado en autoclaves menores.

Especificaciones de las dimensiones de las puntas impresas en la bandeja.



Incluye Stops.

CÓDIGO DEL PRODUCTO: KOST
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COOST

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SOST 01	Osteótomos summers con stop 1 - Ponta de ø 1,60 mm
SOST 02	Osteótomos summers con stop 2 - Ponta de ø 1,90 mm
SOST 03	Osteótomos summers con stop 3 - Ponta de ø 2,90 mm
SOST 04	Osteótomos summers con stop 4 - Ponta de ø 3,20 mm
COOST	Caja organizadora de osteótomos

KIT EXPANSOR ROTATIVO

Indicado para situaciones de poco espesor óseo, además de contar con 3 opciones: trinquete, contra-ángulo y llave digital. Recomendado para la expansión y compactación ósea, evitando la necesidad de injertos óseos.




CÓDIGO DEL PRODUCTO: KER
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CPQ 02	Cable para puntas de llaves de trinquete
CQCA 27	Llave cuadrada de contra-ángulo
COER	Caja de Expansión Rotativa
EXR 01	Expansor rotatorio 01 - ø 1.4 mm a ø 2,35 mm
EXR 02	Expansor rotatorio 02 - ø 1.4 mm a ø 3.05 mm
EXR 03	Expansor rotatorio 03 - ø 2,85 mm a ø 3.85 mm
EXR 04	Expansor rotatorio 04 - ø 3,15 mm a ø 4,25 mm
FRL 2020	Fresa lanza ø 2.00 mm x 20,0 mm

KIT DE ORTODONCIA

Kit con simplicidad quirúrgica para la instalación y remoción de minitornillos, ayudando en el tratamiento de ortodoncia.



CÓDIGO DEL PRODUCTO: KOR
CÓDIGO DE LA CAJA ORGANIZADORA: COOR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CMPO 70	Llave de mano para microtornillos de ortodoncia – High Utility
CCPO 24	Llave de contra-ángulo para micro tornillos de ortodoncia – High Utility
FML 70	Fresa manual de marcación tipo lanza
FH 1015	Fresa helicoidal diámetro 1.0 x 15 mm
CDM 02	Llave de mano
CDPO 24	Llave digital para tornillo de ortodoncia (sólo para la instalación final del tornillo)
COOR	Estuche del conjunto kit de Ortodoncia

OBS.: Los tornillos se venden por separado.

IMPLANTES ORTODÓNCICOS

- > Fácil instalación y remoción.
- > Puede realizarse la carga inmediata después de la aplicación quirúrgica.
- > Fácil conexión con los accesorios de ortodoncia.
- > Diámetro del orificio: 0.6 mm.

ÁPICE DE ROSCA AUTOPERFORANTE:



INFORMACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIÓN

- **Longitudes:**
Profundidad gingival = 0, 1, 2 e 3 mm.
Longitud = 6, 8 e 10 mm
- **Diámetro:**
1.4 mm
1.6 mm
1.8 mm

AUTOPERFORANTE SIN PERFIL TRANSMUCOSO



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1406	1.4 mm	6.0 mm
POT 1408	1.4 mm	8.0 mm
POT 1400	1.4 mm	10.0 mm
POT 1606	1.6 mm	6.0 mm
POT 1608	1.6 mm	8.0 mm
POT 1600	1.6 mm	10.0 mm
POT 1806	1.8 mm	6.0 mm
POT 1808	1.8 mm	8.0 mm
POT 1800	1.8 mm	10.0 mm

AUTOPERFORANTE CON PERFIL TRANSMUCOSO (2 MM)



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1420	1.4 mm	10.0 mm
POT 1428	1.4 mm	8.0 mm
POT 1620	1.6 mm	10.0 mm
POT 1628	1.6 mm	8.0 mm
POT 1820	1.8 mm	10.0 mm
POT 1828	1.8 mm	8.0 mm

AUTOPERFORANTE CON PERFIL TRANSMUCOSO CORTO (1 MM)



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1416	1.4 mm	6.0 mm
POT 1418	1.4 mm	8.0 mm
POT 1410	1.4 mm	10.0 mm
POT 1616	1.6 mm	6.0 mm
POT 1618	1.6 mm	8.0 mm
POT 1610	1.6 mm	10.0 mm
POT 1816	1.8 mm	6.0 mm
POT 1818	1.8 mm	8.0 mm
POT 1810	1.8 mm	10.0 mm




AUTOPERFORANTE CON PERFIL TRANSMUCOSO (3 MM)



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1438	1.4 mm	8.0 mm
POT 1430	1.4 mm	10.0 mm
POT 1638	1.6 mm	8.0 mm
POT 1630	1.6 mm	10.0 mm
POT 1838	1.8 mm	8.0 mm
POT 1830	1.8 mm	10.0 mm

INSTRUMENTOS DE LOS KITS COMPLEMENTARIOS

LLAVES DIGITALES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CDA 20	LLAVE DE PILAR 20.0MM	CORTO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar y del pilar cónico
	CDA 24	LLAVE DE PILAR 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación de la tapa del implante. Punta de 0.9mm
	CDH 0920	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0.9MM X 20MM	CORTO	Se utiliza para la instalación de la cubierta del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CDH 0924	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0.9MM X 24MM	LARGO	Se utiliza para la instalación de la cubierta del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CDH 1220	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1.2MM X 20MM	CORTO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transfer, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2 mm
	CDH 1224	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1.2MM X 24MM	LARGO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transfer, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2 mm
	CDHA 1220	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL MINILLAVE DE PILAR 20.0MM	CORTO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2 mm (excepto para el mini-pilar angulado Unitite).
	CDHA 1224	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL MINILLAVE DE PILAR 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2 mm (excepto para el mini-pilar angulado Unitite).
	CDHA 1237	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL MINILLAVE DE PILAR 37.0MM	EXTRA LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2 mm (excepto para el mini-pilar angulado Unitite).
	CDQ 1220	LLAVE CUADRADA DIGITAL 20.0MM	CORTO	Utilizada para la instalación de los tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3 mm

MARTILLO QUIRÚRGICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	MART 1	> Acero inoxidable quirúrgico utilizado con los kits de Osteótomos y Expansores > Extremo de contacto fabricado en material sintético que proporciona mayor sensibilidad, menor impacto y reducción del trauma durante el uso


LLAVES DIGITALES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CDQ 1224	LLAVE DIGITAL CUADRADA 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3 mm
	CDQ 1237	LLAVE DIGITAL CUADRADA 37.0MM	EXTRA LARGO	Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3 mm
	CLH 1277	LLAVE HEXAGONAL 77.0MM	EXTRA LARGO	Llave para laboratorio. Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3 mm
	CLQ 1277	LLAVE CUADRADA 77.0MM	EXTRA LONGA	Llave para laboratorio. Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3 mm
	CRC 16	LLAVE PARA REMOCIÓN DE CILINDRO PROVISORIO	CORTO	Utilizada para remoción de cilindro provisorio Cono Morse 16°
	CRC 18	LLAVE PARA REMOCIÓN DE CILINDRO PROVISORIO	CORTO	Utilizada para remoción de cilindro provisorio Cono Morse 11.5° y Interfaces Duotech
	CDH 1620	LLAVE DIGITAL HEX. 1.6MM	CORTO	Utilizada para la instalación del pilar Multifuncional. Punta hexagonal de 1.6mm
	CDH 1624	LLAVE DIGITAL HEX. 1.6MM	MEDIO	Utilizada para la instalación del pilar Multifuncional. Punta hexagonal de 1.6mm
	CCH 1620	LLAVE DIGITAL HEX. 1.6MM	CORTO	Utilizada para la instalación y torque del pilar multifuncional. Punta hexagonal de 1.6mm
	CCH 1624	LLAVE DE TRINQUETE HEX. 1.6MM	MEDIO	Utilizada para la instalación y torque del pilar multifuncional. Punta hexagonal de 1.6mm

FRESAS PERFILADORAS ÓSEAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICACIÓN
	PO 4150	Plataforma 4.1mm - Hex. Externo	Abre perfil del hueso para 5.0mm
	PO 5055	Plataforma 5.0mm - Hex. Externo	Abre perfil del hueso para 5.5mm

LLAVE PARA CONTRA-ÁNGULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CTA 1224	LLAVE TORQUE PILAR 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar y del pilar cónico
	CTH 0924	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 24.0MM	LARGO	Se utiliza para la instalación de la cubierta del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CTH 1220	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 20.0MM	CORTO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transfer, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2 mm
	CTH 1224	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transfer, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2 mm
	CTH 1230	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 30.0MM	EXTRA LARGO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transfer, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2 mm
	CTHA 1220	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO MINI PILAR ANGULADO 20.0MM	CORTO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2 mm (excepto para el mini-pilar angulado Unitite).
	CTHA 1224	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO MINI PILAR ANGULADO 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2 mm (excepto para el mini-pilar angulado Unitite).
	CTQ 20	LLAVE TORQUE CUADRADA 20.0MM	CORTO	Utilizada en contra-ángulo para la instalación de tornillos de retención de encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm
	CTQ 24	LLAVE TORQUE CUADRADA 24.0MM	LARGO	Utilizada en contra-ángulo para la instalación de tornillos de retención de encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm
	CTQ 30	LLAVE TORQUE CUADRADA 30.0MM	EXTRA LARGO	Utilizada en contra-ángulo para la instalación de tornillos de retención de encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm
	CTH 1620	LLAVE CONTRA-ÁNGULO HEXAGONAL 1.6MM	CORTO	Utilizada en contra-ángulo para la instalación de pilares multifuncionales
	CTH 1624	LLAVE CONTRA-ÁNGULO HEXAGONAL 1.6MM	MEDIO	Utilizada en contra-ángulo para la instalación de pilares multifuncionales

FRESAS HELICOIDALES

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	FH 2010	ø 2.0 x 10.0 mm	> Acero inoxidable quirúrgico > Tratamiento térmico > Marcado a láser > Utilizada como secuencia para la confección del alveolo
	FH2020	ø 2.0 x 18.0 mm	
	FH3010	ø 3.0 x 10.0 mm	
	FH3020	ø 3.0 x 18.0 mm	

FRESAS TREFINAS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	FTR 02	ø 2.0 mm	> Acero inoxidable quirúrgico > Tratamiento térmico > Marcado a láser > Puede utilizarse para la remoción de implantes, retirada del hueso y biopsias óseas > Medidas referentes al diámetro interno de la pieza
	FTR04	ø 4.2 mm	
	FTR 05	ø 5.1 mm	
	FTR 06	ø 6.1 mm	
	FTR 08	ø 8.0 mm	

MÁS FACILIDAD Y SEGURIDAD PARA SUS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS

Los paquetes de S.I.N. brindan practicidad, manteniendo los productos íntegros, facilitando su manipulación e identificación.

› **01** Embalaje más fácil de abrir y manipular con guantes



› **02** Embalaje transparente: simplicidad y rapidez en la identificación del implante.



› **03** Mantiene el implante y la tapa del implante en compartimientos separados.



› **04** Sistema de apertura superior con sistema giratorio que asegura la esterilización del implante.

› **05** Con un conector propio, capture el implante con la llave de contra-ángulo y muévalo hasta conseguir el encaje perfecto.



› **06** El único sistema de implantes que ofrece la tapa del implante en el mismo paquete. Para capturarlo, retirar la tapa superior del tubo y encajar la llave digital hexagonal de 1,2 mm.

El implante no debe ser tomado con la llave de carraca.

CALIDAD Y TECNOLOGÍA SUPERIOR

GARANTIZAMOS, PORQUE ESTAMOS ORGULLOSOS DE LO QUE PRODUCIMOS.

La principal prioridad de S.I.N. es garantizar calidad y seguridad para nuestros clientes. Ofrecer lo mejor en implantes, componentes, kits quirúrgicos e instrumentos es la base de todo nuestro accionar.

INSPECCIÓN EN EL 100% DE LOS LOTES FABRICADOS

El control de calidad se lleva a cabo en todos los productos que S.I.N. fabrica, con el fin de garantizar el éxito de las cirugías de nuestros clientes, el cumplimiento de las normas de calidad, así como el valor agregado para todos aquellos que eligieron devolver la sonrisa a diversas personas.



IMPLANTES CON GARANTÍA DE POR VIDA*.



5 AÑOS DE GARANTÍA: COMPONENTES PROTÉSICOS*.




*ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER A LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA S.I.N. O ACCEDA AL ENLACE <http://bit.ly/2NOIqyl>



DESMONTAJE DE LA LLAVE DEL TORQUÍMETRO

La limpieza debe realizarse inmediatamente después de utilizar el torquímetro.

Para la limpieza, el torquímetro debe ser desmontado. Para ello, no es necesario el uso de herramientas.




› 01

Gire el cilindro del torquímetro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte por completo.

› 02

Después de soltar el cilindro, retire el cuerpo y la cabeza del torquímetro.



› 03

Inicie el procedimiento de limpieza y lavado.

Tras el secado completo, monte el torquímetro siguiendo los mismos procedimientos de desmontaje en orden inverso.

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuidados especiales y aclaraciones sobre los instrumentos quirúrgicos.



LIMPIEZA DEL KIT

- Retire manualmente todo los instrumentos quirúrgicos del kit. Desmonte las piezas de la caja del kit (tapa, bandeja y fondo).
- Prepare el detergente enzimático, según las instrucciones del fabricante.
- Sumerja las bandejas en la solución del detergente preparado y déjelas durante al menos 5 minutos. Luego, con un cepillo de cerdas suaves, frote las piezas para eliminar la materia orgánica de los productos.
- Retire las bandejas de la solución detergente y enjuáguelas con agua corriente durante 1 minuto. Repita el enjuague dos veces más, totalizando 3 enjuagues de 1 minuto cada uno.
- Inspección visual de cada parte en busca de residuos del proceso de limpieza o desechos orgánicos del uso del producto.
- Si se detectan residuos en el producto, repita el proceso de limpieza hasta que se eliminen por completo.
- Seque con un paño suave, limpio y seco o con papel desechable.



LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

- Desmontar la pieza (si corresponde). Para torquímetros, complete el desmontaje del producto, retire todo el material orgánico interno con agua corriente y continúe con el siguiente paso solo cuando realice estos procedimientos.
- Prepare el detergente enzimático de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Sumerja todas las partes del producto en la solución de detergente preparada y déjelo durante al menos 5 minutos, luego con un cepillo de cerdas suaves, limpie las partes para eliminar la materia orgánica de los productos.
- Retire las partes de la solución de detergente y enjuague con agua corriente durante 1 minuto, repita el enjuague dos veces más, totalizando 3 enjuagues de 1 minuto cada uno.
- Inspeccione visualmente cada parte para ver si hay residuos del proceso de limpieza o residuos orgánicos del uso del producto.
- Si se confirma la presencia de residuos en el producto, repita el proceso de limpieza, hasta la eliminación total de residuos.
- Seque con un paño suave, limpio y seco o papel desechable.
- Proceder al proceso de esterilización.



ESTERILIZACIÓN

- El producto es reutilizable suministrado no es estéril. Debe estar limpio y esterilizado en autoclave antes de su uso.
- Seque todos los instrumentos antes del ciclo de esterilización con vapor.
- El producto debe estar envuelto en un envoltorio esterilizable con vapor.
- Esterilice con vapor en ciclos de 121°C a 1 ATM de presión durante 30 minutos o de 134°C a 2 ATM de presión durante 20 minutos. Dejar secar durante 30 minutos.
- Coloque siempre la caja en la autoclave sobre una superficie plana y lejos de las paredes del dispositivo.
- Nunca superponga objetos o incluso otros casos.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Utilice los PPE adecuados (guantes, máscaras, gafas, gorras, etc.).
- Inicie la limpieza inmediatamente después del uso quirúrgico.
- Nunca deje que los instrumentos se sequen con residuos orgánicos después del uso quirúrgico.
- Nunca deje que el instrumento se seque naturalmente después de limpiarlo.
- Nunca use soluciones salinas, incluya hipoclorito de sodio, desinfectante, peróxido de hidrógeno o alcohol para limpiar o enjuagar los instrumentos y kits quirúrgicos.
- No utilice nunca lana de acero ni productos abrasivos para evitar dañar los instrumentos.
- No apile los instrumentos en lotes para evitar la deformación de piezas más pequeñas y delicadas.


RECOMENDACIONES DE ESTERILIZACIÓN

- Esterilice el día anterior o el día del procedimiento.
- No se recomienda la esterilización química, ya que ciertos productos pueden causar decoloración y daños en los instrumentales.
- No utilice una temperatura superior a 60°C para secar los productos.
- Nunca use hornos de calor seco para esterilizar instrumentos de S.I.N. - Implant System.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- › COELHO, P. g. et al. Biomechanical evaluation of internal and external hexagon platform switched implant-abutment connections: An in vitro laboratory and three-dimensional finite element analysis, Science Direct - Elsevier Health, E1 a E11, 2012.
- › ISO – International Organization of Standardization: ISO 14801 – Dentistry Implants – Dynamic fatigue test for endosseous dental implants; 2007.
- › FERREIRA, A. R., BEZERRA, F., ROCHA, P. V., Estudo prospectivo utilizando análise de frequência de ressonância em protocolo de carga imediata funcional em maxila edêntula, Innovation Implant Journal, Volume 01, Página 35, May/2006.
- › LENHARO, Ariel et al. Implantes de torsión interna TRYON®. Innov. Implante. J., Biomater. Esthet. (Online), São Paulo , v. 5, n. 2, ago. 2010 . Disponible en <http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-59602010000200015&lng=es&nrm=iso>. consultado el 30 de diciembre de 2016.
- › LENHARO, et al. Implantes de torsión interna TRYON®. Boletín de noticias. SIN - Sistema Nacional de Implantes, 2006.
- › LENHARO, et al. Línea de implantes STYLUS. Boletín informativo. SIN - Sistema Nacional de Implantes, 2007.
- › OLIVEIRA, B. R. G. Biomecânica de los implantes dentales de conexión externa. [Monografía de especialización]. Brasília: Escuela Brasiliense de Odontología; 2007.
- › SOARES, M. et al. Implantes con conexión cónica interna. GEPROS. Production, Operations and Systems Management - Year 4, no 2, Apr-Jun/2009, p. 139-150.

DONDE ESTAMOS



OFICINA CENTRAL S.I.N.

Avenida Vereador Abel Ferreira,
2140 - Jardim Anália Franco
São Paulo – SP - CEP 03340-000

VENTAS INTERNACIONALES

international@sinimplante.com.br

S.I.N. PORTUGAL

General Ferreira Martins St, 10 8D
1495-137 Algés - Portugal
+351 21 412-0336

+55 (11) 2169 3000
www.sinimplantsystem.com



Descubra Implantat, el hábitat educativo de S.I.N. Implant System.

 implantat.com.br

+ 55 (11) 2169-3000

www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras Redes Sociales:

 fb.com/sinimplantglobal

 @sinimplantglobal

 S.I.N. Implant System