

Zygomatic²

PLUS



S.I.N.
Implant System

Zygomatic²

PLUS

- **ROSCAS AGRESIVAS Y COMPRESIVAS**

Desempeño único, anclaje más predecible del implante

- **CONEXIÓN CONO MORSE 16°**

Diseño optimizado para alcanzar alta estabilidad primaria en huesos de tipos I, II, III y IV, además de alta resistencia mecánica.

- **ÁPICE LISO**

Mejor adaptación y protección de tejidos blandos, con resultados superiores en casos desafiantes de maxilas atroficas.

- **FABRICADO EN TITANIO GRADO IV COLD WORKED**

Altamente resistente a la corrosión, al desgaste y a la fractura.

- **EXCLUSIVA SUPERFICIE HANANO PLUS**

Altamente hidrofílica, la Superficie Plus favorece el proceso de osteogénesis, estimula el crecimiento y la cicatrización precoz del tejido óseo, aumentando la fuerza y la anclaje del implante.



IDEAL PARA CARGA INMEDIATA

Resultados inmediatos y tiempo de tratamiento más corto

El implante Zygomatic ofrece una solución inmediata al paciente como alternativa a los procedimientos de injerto óseo. Proporciona estabilidad, previsibilidad y precisión en el tratamiento, cumpliendo con las expectativas de los profesionales mediante su diseño versátil y opciones adaptadas a características anatómicas y relaciones de tejidos.



COMPONENTES PROTÉSICOS

El Mini Pilar cónico con angulaciones de 17, 30 y 45 grados y alturas de 2.0 mm a 4.0 mm está hecho de titanio grado V y tiene un color dorado anodizado.

Su torque es de 20Ncm. Los protectores se atornillan sobre el pilar mini con la llave hexagonal de 1.2mm y deben permanecer en su posición hasta la fabricación de la prótesis provisional o definitiva.


CODIGOS DE LOS IMPLANTES ZYGOMATIC			
CODIGO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA (mm)	ALTURA (mm)
ILMZ 4030N	Ø4.0	Ø4.0	30
ILMZ 4032N	Ø4.0	Ø4.0	32.5
ILMZ 4035N	Ø4.0	Ø4.0	35
ILMZ 4037N	Ø4.0	Ø4.0	37.5
ILMZ 4040N	Ø4.0	Ø4.0	40
ILMZ 4042N	Ø4.0	Ø4.0	42.5
ILMZ 4045N	Ø4.0	Ø4.0	45
ILMZ 4047N	Ø4.0	Ø4.0	47.5
ILMZ 4050N	Ø4.0	Ø4.0	50
ILMZ 4052N	Ø4.0	Ø4.0	52.5
ILMZ 4055N	Ø4.0	Ø4.0	55
ILMZ 4057N	Ø4.0	Ø4.0	57.5
ILMZ 4060N	Ø4.0	Ø4.0	60



KIT QUIRÚRGICO ZYGOMATIC

Obtenga resultados superiores con un alto rendimiento a través de un protocolo quirúrgico diseñado para superar los desafíos de los procedimientos clínicos.


Sonda de profundidad para asegurar la selección correcta del tamaño del implante.



Brocas exclusivas revestidas con DLC (Diamond like Carbon):

- Menor calentamiento de los huesos;
- Aumento en la durabilidad;
- Alto poder de corte;
- Ángulo más agudo.

Secuencia lineal e intuitiva.



Descubra Implantat, el streaming educativo de S.I.N. Implant System.

 implantat.global

+55 (11) 2169 3000

www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras Redes Sociales:



@sinimplantglobal



@sinimplantglobal



S.I.N. Implant System