


Versalis

VERSATILIDADE ELEVADA À ARTE

S.I.N.

0800 770 8290(BR)

www.sinimplantsystem.com.br


Visite nossas Redes Sociais:

/sinimplantsystem

@sinbrasiloficial

/sinimplantsystem

@singlobal





HA*nano* Surface


CONHEÇA O PADRÃO OURO DE OSSEOINTEGRAÇÃO

+ FINO
Camada Nanométrica
de cristais de hidroxiapatita.

+ RÁPIDO
Melhor crescimento ósseo precoce
e força e ancoragem do implante.

+ FORTE
Superfície hidrofílica que acelera as funções dos osteoblastos, construindo assim mais osso em menos tempo.

Descubra mais sobre a superfície HAnano® em nosso QRCode.




Microscopia Eletrônica de Varredura demonstrando célula osteoblástica sobre superfície HAnano®. Cortesia: Cavalcante JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.

Versalis
CONE MORSE 11,5°



Versalis S
CONE MORSE 16°



Múltiplas possibilidades
Disponível em versões Standard e Long, para atender a diferentes necessidades clínicas.




Câmera de corte
Estrada mais suave na osteotomia



Roscas de Apoio Invertido
Facilitam o travamento apical (bicortical) e a estabilidade primária.



Rosca trapezoidal compressiva
Facilita a compressão e a estabilidade primaria em osso moles




Uma Macrogeometria, Duas Superfícies.
Superfície tratada com Duplo Ataque Ácido e a exclusiva tecnologia HAnano, desenvolvida para favorecer a osseointegração.



Versatilidade clínica
Indicado para todos os tipos ósseos e protocolos de carga, com eficiência cirúrgica.



Núcleo fino no Ápice
Bicorticaliza facilmente com preparação mínima.




Kit completo e intuitivo
Identificação por cores e organização simplificada, facilitando a seleção dos instrumentais e a instalação do implante. Um único kit para todas as alturas.

KIT CIRÚRGICO VERSALIS

UM KIT PARA QUALQUER COMPRIMENTO

O kit inclui um torquímetro para realização da inserção do implante.



Ao abrir o kit, o mesmo fica com uma angulação ideal para uma boa visualização dos itens na bandeja cirúrgica


O mesmo kit para os implantes Standard e Longs. As fresas longas podem ser adquiridas separadamente




Incluso no kit os indicadores de direção de 17° e 30°, e o de 45° pode ser adquirido separadamente

---

Versalis S
CONE MORSE 16°






INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:


- **3,5 mm** – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores)
- **3,8 mm** – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- **4,0 mm** – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- **4,3 mm** – Caninos, pré-molares e molares
- **5,0 mm** – Molares
- **6,0 mm** – Molares
- **7,0 mm** – Molares

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,8 mm** – Região anterior
- **4,0 mm** – Regiões anterior e posterior
- **4,3 mm** – Região posterior

Versalis
CONE MORSE 11,5°





INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,5 mm** – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores)
- **3,8 mm** – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- **4,0 mm** – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- **4,3 mm** – Caninos, pré-molares e molares
- **5,0 mm** – Molares

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,8 mm** – Região anterior
- **4,0 mm** – Regiões anterior e posterior
- **4,3 mm** – Região posterior