S.I.N.

IntraOral Pro Scanning
IPS Full Arch

S.I.N.

internacional@sinimplantsystem.com

www.sinimplantsystem.com/es

Visite nuestras Redes Sociales:

/sinimplantsystemlatam **@sin.latam** **@singlobal**



IPS Full Arch es un sistema innovador de escaneo intraoral desarrollado para facilitar la transferencia digital en casos de rehabilitación total sobre implantes.

Su diseño exclusivo proporciona una superficie de escaneo con múltiples puntos de referencia, optimizando el reconocimiento por los scanners y garantizando modelos digitales precisos.

Mayor exactitud
El diseño exclusivo cuenta con diferentes características que aumentan la exactitud del escaneo.

Practicidad
Dispositivos de fácil instalación, posicionamiento y remoción.

Menor tiempo clínico
Reduce significativamente el tiempo necesario para la adquisición del modelo digital y disminuye el número de fallas de escaneo.

Medit
Único sistema nacional integrado al ecosistema Smart-X de Medit.

Repetibilidad
A diferencia del scanbody convencional (jig convencional), **IPS** puede reutilizarse hasta 100 veces.

Comodidad para el paciente
El diseño permite un flujo más rápido y eficiente, reduciendo el tiempo de permanencia del scanner en la cavidad oral.

Kits
Dos versiones de kit:
Premium y Starter.


Compatibilidad
Compatible con los principales scanners intraorales.

El Producto

A diferencia de los jigs de escaneo tradicionales, IPS Full Arch cuenta con una superficie horizontal con diversos puntos de referencia, que ofrece mayor información de reconocimiento para los scanners.

Referencias geométricas que distinguen jigs con las mismas dimensiones.

▲ ■ ● ✕





Elevación en formato piramidal, con una orientación distinta para cada tamaño de jig.

▼ ▲ ▶


Indicador de tamaño del dispositivo.

L M S





Referencias geométricas en las dos varillas para auxiliar en la identificación por los scanners.



Tornillo que simplifica el posicionamiento y ofrece una mejor estabilización del jig.

El modelo de doble varilla (T) está recomendado para casos con implantes muy próximos, facilitando el posicionamiento correcto de los jigs.



Lo que viene en su kit

KIT IPS PREMIUM



Código	Descripción
JHMALB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. LARGA B
JHMALQ	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. LARGA Q
JHMALX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. LARGA X
JHMALT	JIG DE NUMERISATION ABUT. MINI LONGUE T
JHMAMB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA B
JHMAMQ	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA Q
JHMAMX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA X
JHMAMT	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA T
JHMASB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA B
JHMASQ	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA Q
JHMASX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA X
JHMAST	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA T
JHMATB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. B
JHMATX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. X
CDH 1224	LLAVE DIGITAL HEX.1.2 MEDIA

KIT IPS STARTER



Código	Descripción
JHMALB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. LARGA B
JHMALX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. LARGA X
JHMAMB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA B
JHMAMX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. MEDIA X
JHMASB	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA B
JHMASX	JIG DE ESCAN. MINI ABUT. CORTA X
JHMATB	JIG DE ESCAN MINI ABUT. B
JHMATX	JIG DE ESCAN MINI ABUT. X
CDH 1224	LLAVE DIGITAL HEX.1.2 MEDIA